

Firma:

Basispreis: **Pyro Light Optima ohne TBB**

€ 1.558,-

Basispreis: **Pyro Light Optima mit TBB**

€ 1.828,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.02.2107 | Max. Belastbarkeit 125 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite in mm 370 400 430 460 490	<input type="radio"/>
520	47,30
Sitzhöhe vorne in mm 500	<input checked="" type="radio"/>
400 (beinhaltet 6" Vorderräder und 22" Hinterräder)	52,10
425 450 475	52,10
Sitztiefe 425 mm (Standard) einstellbar 400 – 500 mm in 25 mm Stufen	<input checked="" type="radio"/>
Sitzkissen Höhe 5 cm	
Sitzbreite 370 mm Best. Nr. 9800080000	27,50
Sitzbreite 400 mm Best. Nr. 9800081000	27,50
Sitzbreite 430 mm Best. Nr. 9800082000	27,50
Sitzbreite 460 mm Best. Nr. 9800083000	27,50
Sitzbreite 490 mm Best. Nr. 9800084000	29,70
Sitzbreite 520 mm Best. Nr. 9800085000	38,90
Sitzbezug Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Rücken	
Rückenhöhe 420 mm	<input checked="" type="radio"/>
Rückenhöhenverstellung 400 – 460 mm	<input checked="" type="radio"/>
Rückensystem mit Lumbalnack	<input checked="" type="radio"/>
Anpassrücken	<input checked="" type="radio"/>
Kopfstütze* für SB 380 – 430 mm Best. Nr. 9802900000	215,-
für SB 450 – 520 mm Best. Nr. 9802901000	
Schieberohre höhenverstellbar* Paar	<input checked="" type="radio"/>
Rückenbezug Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Seitenteile	
Seitenteile tiefen- und höhenverstellbar	<input checked="" type="radio"/>

▼ Bitte ankreuzen


Beinstützen	€
Standardbeinstützen nach innen und außen abschwenkbar	<input checked="" type="radio"/>
Beinstützenverlängerung 100 mm Stück Best. Nr. 1330333000	34,80
BW-Beinstütze links / rechts	
links SB 370 – 400 Best. Nr. 1352351001	
links SB 430 – 460 Best. Nr. 1352351002	
links SB 490 – 520 Best. Nr. 1352351003	123,10
rechts SB 370-400 Best. Nr. 1352350001	
rechts SB 430-460 Best. Nr. 1352350002	
rechts SB 490-520 Best. Nr. 1352350003	
Amputationsbeinstütze links / rechts	
links Best. Nr. 1352371001	179,60
rechts Best. Nr. 1352370001	
Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten	<input checked="" type="radio"/>
Bereifung	
Hinterrad 24" x 1 3/8" PU, inkl. Steckachse	<input checked="" type="radio"/>
Vorderrad 8" x 1,25" PU	<input checked="" type="radio"/>
Vorderrad 8" 200 x 50 mm, PU Best. Nr. 9500132000	31,60
Vorderrad 6" komplett Best. Nr. 9500114000	42,70
Greifreifenüberzug 24" Paar Best. Nr. 9800066000	125,80
Speichenschutz transparent 24" Paar Best. Nr. 9800054000	165,80
Radstandverlängerung Best. Nr. 1270841000	82,30
Einhandbetrieb nur ohne TBB links / rechts	
links für SB 370 – 400 Best. Nr. 5000017646	649,-
rechts für SB 430 – 520 Best. Nr. 5000017645	
Fortsetzung nächste Seite	

* Kopfstütze und Schieberohre höhenverstellbar nicht als Kombination montierbar

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

● Basisausstattung

○ wahlweise ohne Aufpreis



BESTELLFORMULAR

PYRO LIGHT OPTIMA

Leichtgewichtrollstuhl

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Bremsen	€
Feststellbremse Fahrerbedienung	<input checked="" type="radio"/>
Bremshebelverlängerung Stück Best. Nr. 0009677000	26,30
Einhandbremse mechanisch links / rechts links Best. Nr. 9000611000 rechts Best. Nr. 9000610000	101,40
Zubehör	
Togo Schiebehilfe inkl. Anbauset (z. Zt. nicht lieferbar)	2.783,-
Montagelehre für Adapterplatte Best. Nr. 8010199000	216,84
Ankipphilfe	<input checked="" type="radio"/>
Kippschutzrollen Best. Nr. 1270845000	100,10
Beckengurt Best. Nr. 9800012000	30,60
Beckengurt XL Best. Nr. 9800017000	35,30
Stockhalter Best. Nr. 9800030002	27,10
Therapietisch S (370 – 430) Best. Nr. 9800006000 L (430 – 490) Best. Nr. 9800007000 XL (490 – 520) Best. Nr. 9800008000	245,90
Infusions-/Oxygenflaschenhalter Best. Nr. 1010884000	193,30
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="radio"/>
Rahmenfarbe	
Silbermetallic	<input checked="" type="radio"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung

wahlweise ohne Aufpreis