

Basispreis: Ejoy RD XL | 6 km/h € 5.871,-
HMV-Nr.: 18.50.04.3002 | Max. Belastbarkeit 170 kg

Basispreis: Ejoy RD | 10 km/h³ € 6.698,-
/ Max. Belastbarkeit 170 kg

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Teleskopierbares Sitzsystem

Table with 2 columns: Description and Price. Includes rows for seat width (420mm standard, 470mm, 520mm), seat cushions (50mm high), backrest contours, seat depth (400-550mm), seat height (430-530mm), seat angle (0-20 degrees), backrest padding, backrest angle (90-120 degrees), side panels, and footrests.

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €


Table with 2 columns: Description and Price. Includes rows for adjustable backrest (123,10), thigh length (370-530mm), amputation backrest (179,60), battery (288,30), charger (103,-), and lighting.

1 Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile

2 Die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein, um genügend Bodenfreiheit zu gewährleisten. (Zuerst Sitzhöhe auswählen)

3 In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.

4 Bei der Verwendung von 80 Ah Batterien wird zur Vermeidung von sehr langen Ladezeiten die Verwendung des 8 A Ladegerätes empfohlen.



Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen €

<b>Elektrische Verstellmöglichkeiten</b>		
Steuerung ohne elektrische Verstellmöglichkeiten		●
VR2 Steuerung für bis zu 2 elektrische Verstellmöglichkeiten   BestellNr. 8445810000	364,-	
VR2 Steuerung für Begleitperson   komplett mit Halter   BestellNr. 8401829001	1.035,30	
R-net Steuerung für bis zu 4 elektrische Verstellmöglichkeiten   BestellNr. 8445812000	1.090,-	
R-net Steuerung für Begleitperson   komplett mit Halter   BestellNr. 8401829002	1.423,10	
Sitzwinkel 0° – 20°   elektrisch verstellbar   BestellNr. 8530961000	1.402,20	
Rückenwinkel 100° – 142°   elektrisch verstellbar <sup>5</sup>   BestellNr. 8440960000	1.402,20	
Beinstütze elektrisch   links / rechts   Stück	870,-	
links / BestellNr. 8355361000		
rechts / BestellNr. 8355360000		
Fahrpult links <b>rechts montiert</b>		○
Begleitersteuerung links <b>rechts montiert</b>		○
<b>Bereifung</b>		
Hinterradfederung		
Antriebsrad 14", PU   abriebresistent, schwarz   Paar   BestellNr. 8440500000		●
Antriebsrad 14", Luft   abriebresistent, schwarz   Paar   BestellNr. 8440505000	294,70	
Lenkrad 9", PU   abriebresistent, schwarz   Paar   BestellNr. 8440400000		●
Lenkrad 9", Luft   abriebresistent, schwarz   Paar   BestellNr. 8440405000	216,50	
Antikipprollen		●
Radspritzschutz   vorne und hinten		●

<sup>5</sup>Rückenwinkel 100° – 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

<b>Zubehör</b>		
Beckengurt		●
Kopfstütze   Höhen-, seiten- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter   BestellNr. 8440917000	215,-	
Wadenband   420 mm / BestellNr. 8440320000   470 mm / BestellNr. 8440321000   520 mm / BestellNr. 8440322000	47,80	
Rückspiegel   links / rechts   Stück komplett mit Halter	140,30	
links / BestellNr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000   rechts / BestellNr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000		
Stockhalter für 2 Gehstöcke Links Rechts   Stück	64,-	
für mechanische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016048 für elektrische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016070		
Kennzeichenhalter <sup>6</sup>   BestellNr. 8166750000	43,60	
<b>Fahrgestell Farbe</b>		
Weiß		●

<sup>6</sup>In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm.

● Basisausstattung ○ wahlweise ohne Aufpreis

2 v. 2