

Basispreis: Ejoy RD | 6 km/h € 5.460,-
HMV-Nr.: 18.50.04.0222 | Max. Belastbarkeit 140 kg

Basispreis: Ejoy RD | 10 km/h³ € 6.287,-
| Max. Belastbarkeit 140 kg

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Table with 2 columns: Feature/Option and Price/Status. Includes sections like Teleskopierbares Sitzsystem, Sitzkissen, Kontur Sitzkissen, Sitztiefe, Sitzhöhe, Sitzwinkel, Rückenwinkel, Seitenteile, and Beinstützen.

¹Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile


▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Table with 2 columns: Feature/Option and Price/Status. Includes sections like BW Beinstütze, Unterschenklängen, Amputationsbeinstütze, Batterie, Beleuchtung, and Fahrpult.

²Die Unterschenklänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein, um genügend Bodenfreiheit zu gewährleisten. (Zuerst Sitzhöhe auswählen)

³In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.

⁴Bei der Verwendung von 80 Ah Batterien wird zur Vermeidung von sehr langen Ladezeiten die Verwendung des 8 A Ladegerätes empfohlen.



Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen	€
Elektrische Verstellmöglichkeiten	
Steuerung ohne elektrische Verstellmöglichkeiten	●
VR2 Steuerung für bis zu 2 elektrische Verstellmöglichkeiten Bestellnr. 8442810000	364,-
VR2 Steuerung für Begleitperson komplett mit Halter Bestellnr. 8401829001	1.035,30
R-net Steuerung für bis zu 4 elektrische Verstellmöglichkeiten Bestellnr. 8445812000	1.090,-
R-net Steuerung für Begleitperson komplett mit Halter Bestellnr. 8401829002	1.423,10
Sitzwinkel 0° – 20° elektrisch verstellbar Sitzwinkelverstellung Bestellnr. 8530961000	1.402,20
Rückenwinkel 100° – 142° elektrisch verstellbar ⁵ Rückenwinkelverstellung / Bestellnr. 8440960000	1.402,20
Beinstütze elektrisch links / rechts Stück	870,-
links / Beinstützenverstellung, Bestellnr. 8355361000	
rechts / Beinstützenverstellung, Bestellnr. 8355360000	
Fahrpult links rechts montiert	○
Begleitersteuerung links rechts montiert	○
Bereifung	
Hinterradfederung	●
Antriebsrad 14", PU abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440500000	●
Antriebsrad 14", Luft abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440505000	294,70
Lenkrad 9", PU abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440400000	●
Lenkrad 9", Luft abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440405000	216,50
Antikipprollen	●
Radspritzschutz vorne und hinten	●

⁵Rückenwinkel 100° - 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)	€
Zubehör	
Beckengurt	●
Kopfstütze Höhen-, seiten- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter Bestellnr. 8440917000	215,-
Wadenband 420 mm / Bestellnr. 8440320000 470 mm / Bestellnr. 8440321000 520 mm / Bestellnr. 8440322000	47,80
Rückspiegel links / rechts Stück komplett mit Halter links / Bestellnr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000 rechts / Bestellnr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000	140,30
Stockhalter für 2 Gehstöcke Links Rechts Stück	64,-
für mechanische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016048	
für elektrische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016070	
Kennzeichenhalter ⁶ Bestellnr. 8166750000	43,60
Fahrgestell Farbe	
Weiß	●

⁶In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.