



Firma:

Basispreis: **Centuro S2 | 6 km/h** € 2.904,-

HMV: 18.51.05.1044 | Max. Belastbarkeit 160 kg

Kommission:

Basispreis: **Centuro S2 | 10 km/h** € 3.507,-

Max. Belastbarkeit 160 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Technische Daten	€
Reichweite ca. 35 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodenfreiheit 80 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Hindernishöhe 50 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Steigfähigkeit 6° 10%	<input checked="" type="checkbox"/>
Wendebereich 2050 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Räder 10" Luft	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrwerksfederung vorne und hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremse elektromagnetisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Feststellbremse mechanisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Ergonomischer Lenker	<input checked="" type="checkbox"/>
Lenksäule verstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor und elektrische Ausstattung	
Motor 6 km/h, 550 W	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor 10 km/h, 600 W	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie 2 x 12 V/56 Ah	<input checked="" type="checkbox"/>
Ladegerät 5 A	<input checked="" type="checkbox"/>
USB-Port	<input checked="" type="checkbox"/>
Cockpit mit LED Anzeige	<input checked="" type="checkbox"/>
Hupe	<input checked="" type="checkbox"/>
Beleuchtung gemäß StVZO	<input checked="" type="checkbox"/>
Zulassung für Mitnahme im ÖPNV	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektronische Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt (bei 10 km/h)	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen

Sitz und Rücken	€
Kapitänssitz drehbar, höheneinstellbar - Rückenlehne abklappbar und winkeleinstellbar - Armlehnen abklappbar und winkeleinstellbar - Sitzschienen zum Einstellen des Abstands zur Lenksäule	<input checked="" type="checkbox"/>
Zubehör	
Einkaufskorb vorne, abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Fußmatte	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückspiegel links	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückspiegelhalter links	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückspiegel rechts*	20,50
Best. Nr. 8162814000	
Rückspiegelhalter rechts	3,-
Best. Nr. 8162815000	
Stockhalter für 2 Gehstöcke** (für Montage am Sitzrahmen)	79,00
Best. Nr. 8162881000	
Kennzeichenhalter für > 6 km/h erforderlich***	27,70
Best. Nr. 8166730000	
Regenabdeckung	105,70
Best. Nr. 8162886000	
Rahmenfarbe	
Weiss Anthrazit	<input type="radio"/>

*nur mit Rückspiegelhalter montierbar

** Die Gesamtlänge des Elektromobils verlängert sich durch die Anbringung des Stockhalters.

*** In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen hinten am Elektromobil anzubringen.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung

wahlweise ohne Aufpreis