

**Firma:**Basispreis: **Centuro S4** | 10 km/h
Max. Belastbarkeit 160 kg

€ 4.311,-

Kommission:**Datum:**

▼ Bitte ankreuzen

Technische Daten	€
Reichweite ca. 35 km	●
Bodenfreiheit 115 mm	●
Hindernishöhe 50 mm	●
Steigfähigkeit 6° 10%	●
Wendekreis 1690 mm	●
Räder 12" Luft	●
Fahrwerksfederung vorne und hinten	●
Bremse elektromagnetisch	●
Feststellbremse mechanisch	●
Ergonomischer Lenker	●
Lenksäule verstellbar	●
Motor und elektrische Ausstattung	
Motor 10 km/h, 700 W	●
Batterie 2 x 12 V/56 Ah	●
Batterie 2 x 12 V/80 Ah Best. Nr. 2 x 8530700000	(2 Stk.) 288,30
Ladegerät 5 A	●
USB-Port	●
Cockpit mit LED Anzeige	●
Hupe	●
Beleuchtung gemäß StVZO	●
Elektronische Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt (bei 10 km/h)	●
Sitz und Rücken	
Kapitänssitz drehbar, höheneinstellbar - Rückenlehne abklappbar und winkleinstellbar - Armlehnen abklappbar und winkleinstellbar - Sitzschienen zum Einstellen des Abstands zur Lenksäule	●
Sitz XL drehbar, höheneinstellbar - Rückenlehne abklappbar und winkleinstellbar - Armlehnen abklappbar und winkleinstellbar - Sitzschienen zum Einstellen des Abstands zur Lenksäule	165,-

▼ Bitte ankreuzen

Zubehör	€
Einkaufskorb vorne, abnehmbar	●
Fußmatte	●
Rückspiegel links	●
Rückspiegelhalter links	●
Rückspiegel rechts* Best. Nr. 8162814000	20,50
Rückspiegelhalter rechts Best. Nr. 8162815000	3,-
Stockhalter für 1 Gehstock für Montage am Multifunktionshalter Best. Nr. 8162882000	140,50
Stockhalter für 2 Gehstöcke für Montage am Sitzrahmen Best. Nr. 8162881000	79,00
Halterung für querfaltbare Rollatoren für Montage am Multifunktionshalter Best. Nr. 8166761000	247,10
Halter für Sauerstoffflasche für Montage am Multifunktionshalter Best. Nr. 8164888000	53,10
Halter für Transportbox für Montage am Multifunktionshalter Best. Nr. 8150982000	55,64
Transportbox abschließbar Best. Nr. 8150987000	227,60
Kennzeichenhalter für > 6 km/h erforderlich** Best. Nr. 8166730000	27,70
Regenabdeckung Best. Nr. 8162886000	105,70
Rahmenfarbe	
Weiss Anthrazit	○

*nur mit Rückspiegelhalter montierbar

**In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen hinten am Elektromobil anzubringen.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

● Basisausstattung ○ wahlweise ohne Aufpreis