**Firma:****Kommission:****Datum:**

Basispreis: **Ejoy FD XXL** | 6 km/h € 15.550,-  
 Mit VR2 Steuerung, incl. 2 Verstellmöglichkeiten  
 | max. Nutzergewicht 200 kg  
 HMV-Nr.: 18.50.04.5008

Basispreis: **Ejoy FD XXL** | 6 km/h € 16.790,-  
 Mit R-net Steuerung, incl. 4 Verstellmöglichkeiten  
 | max. Nutzergewicht 250 kg  
 HMV-Nr.: 18.50.04.5008

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €


**Teleskopierbares Sitzsystem**

Sitzbreite mm <b>580 mm</b> 630 mm 680 mm	<input type="radio"/>
Effektive Sitzbreite   +120 mm via Seitenteile <sup>1</sup>	
Sitzkissen 50 mm hoch max. Nutzergewicht 250kg   Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Kontur Sitzkissen max. Nutzergewicht 250kg   Nachtgrau   580 mm / Bestellnr. 8540920000   630 mm / Bestellnr. 8540921000   680 mm / Bestellnr. 8540922000	303,45
Sitztiefe mm 400 425 <b>450</b> 475 500 525 550	<input type="radio"/>
Sitzhöhe hinten mm   ohne Sitzkissen 430 450 <b>470</b> 490 510 530	<input type="radio"/>
Sitzwinkel 0°– 20°   manuell einstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Kontur Rückenlehnenpolster   Nachtgrau   580 mm / 630 mm / 680 mm   580 mm / Bestellnr. 8540923000   630 mm / Bestellnr. 8540924000   680 mm / Bestellnr. 8540925000	303,45
Rückenwinkel 90°– 120°   manuelle Einstellung, 4 Stufen	<input checked="" type="radio"/>
<b>Seitenteile</b>	
Höhen- und breitenverstellbar, Seitenteile ausziehbar pro Seite   +60 mm	<input checked="" type="radio"/>

**Beinstützen**

Abnehm- und abschwenkbar, Fußplatte hochklapp- und winkelverstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Durchgehendes Fußbrett, hochklapp- u. winkelverstellbar   für Sitzbreite 580 mm / Bestellnr. 8540386000 630 mm / Bestellnr. 8540387000 680 mm / Bestellnr. 8540388000	<input checked="" type="radio"/>
BW Beinstütze waagrecht verstellbar   Stück komplett rechts oder links	123,10
rechts (Bestellnr. 1352350003)   links (Bestellnr. 1352351003)	
Unterschenklängen: <sup>2</sup> <b>370</b> 390 410 430 450 470 490 510 530	<input type="radio"/>
die Unterschenklänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein	
Amputationsbeinstütze   links / rechts   Stück	179,60
links / Bestellnr. 1352371001   rechts / Bestellnr. 1352370001	
<b>Batterie</b>	
Batterie 2 x 12 V/80 Ah	<input checked="" type="radio"/>
Ladegerät 24 V/8 A	<input checked="" type="radio"/>
<b>Beleuchtung</b>	
Front-, Rücklicht und Blinker   gemäß StVZO	<input checked="" type="radio"/>

<sup>1</sup>Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile<sup>2</sup>Die Unterschenklänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein, um genügend Bodenfreiheit zu gewährleisten. (Zuerst Sitzhöhe auswählen)



Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen €

<b>Fahrpult</b>	
Abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Elektrische Einstellmöglichkeiten</b>	
VR2 Steuerung für Begleitperson   komplett mit Halter   Bestellnr. 8401829001	1.035,30
R-net Steuerung mit 4 elektrischen Verstellmöglichkeiten   serienmäßig bei 250 kg Version   Bestellnr. 8500848000	1.090,-
R-net Attendant - für Begleitperson   komplett mit Halter   Bestellnr. 8401829002	1.423,10
Sitzwinkel 0° - 20°   elektrisch verstellbar   Bestellnr. 8530961000	1.402,20
Rückenwinkel 100° - 142°   elektrisch verstellbar <sup>4</sup>   Bestellnr. 8440960000	1.402,20
Beinstütze elektrisch   links / rechts   Stück   links / Bestellnr. 8355361000   rechts / Bestellnr. 8355360000	870,-
Fahrpult links <b>rechts montiert</b>	<input type="checkbox"/>
Begleitersteuerung links <b>rechts montiert</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bereifung</b>	
Vorderradfederung	<input checked="" type="checkbox"/>
Antriebsrad 14", PU   abriebresistent, schwarz   Paar   Bestellnr. 8440500000	294,70
Antriebsrad 14", Luft   abriebresistent, schwarz   Paar   Bestellnr. 8440505000	<input checked="" type="checkbox"/>
Lenkrad 9", PU   abriebresistent, schwarz   Paar   Bestellnr. 8440400000	315,70
Lenkrad 9", Luft   abriebresistent, schwarz   Paar   Bestellnr. 8440405000	<input checked="" type="checkbox"/>
Antikipprollen	<input checked="" type="checkbox"/>
Radspritzschutz   vorne und hinten	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

<b>Zubehör</b>	
Beckengurt	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfstütze   Höhen-, seiten- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter   Bestellnr. 8440917000	215,-
Wadenband   580 mm / Bestellnr. 8540320000   630 mm / Bestellnr. 8540321000   680 mm / Bestellnr. 8540322000	47,80
Rückspiegel   links / rechts   Stück komplett mit Halter   links / Bestellnr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000   rechts / Bestellnr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000	140,30
Stockhalter für 2 Gehstöcke Links Rechts   Stück für mechanische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016048 für elektrische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016070	64,-
Kennzeichenhalter   Bestellnr. 8166750000	43,60
<b>Fahrgestell Farbe</b>	
Weiß	<input checked="" type="checkbox"/>

<sup>4</sup>Rückenwinkel 100° - 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.

● Basisausstattung ○ wahlweise ohne Aufpreis

2 v. 2