

Basispreis: Ejoy FD | 6 km/h € 5.875,-
HMV-Nr.: 18.50.04.0223 | Max. Belastbarkeit 140 kg

Basispreis: Ejoy FD | 10 km/h² € 6.665,-
Max. Belastbarkeit 140 kg

Firma:

Kommission:

Datum:

Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Teleskopierbares Sitzsystem

Table with 2 columns: Description and Price. Rows include: Sitzbreite mm (420 mm selected), Sitzkissen 50 mm hoch max., Kontur Sitzkissen max., Sitztiefe mm (450 mm selected), Sitzhöhe hinten mm (470 mm selected), Sitzwinkel 0° - 20°, Kontur Rückenlehnenpolster, Rückenwinkel 90° - 120°, Seitenteile, Beinstützen.


Table with 2 columns: Description and Price. Rows include: BW Beinstütze waagrecht verstellbar, Unterschenklängen, Amputationsbeinstütze, Batterie, Ladegerät, Beleuchtung, Fahrpult.

1Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile.

2In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung.

3Die Unterschenklänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein, um genügend Bodenfreiheit zu gewährleisten.

4Bei der Verwendung von 80 Ah Batterien wird zur Vermeidung von sehr langen Ladezeiten die Verwendung des 8 A Ladegerätes empfohlen.



Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen	€
Elektrische Verstellmöglichkeiten	
Steuerung ohne elektrische Verstellmöglichkeiten	<input checked="" type="radio"/>
VR2 Steuerung für bis zu 2 elektrische Verstellmöglichkeiten nur für 6 km/h Ausführung Bestellnr. 8442810000	364,-
VR2 Steuerung für Begleitperson komplett mit Halter Bestellnr. 8401829001	1.035,30
R-net Steuerung für bis zu 4 elektrische Verstellmöglichkeiten Bestellnr. 8540846000	1.090,-
R-net Steuerung für Begleitperson komplett mit Halter Bestellnr. 8401829002	1.423,10
Sitzwinkel 0° – 20° elektrisch verstellbar Bestellnr. 8530961000	1.402,20
Rückenwinkel 100° – 142° elektrisch verstellbar ⁵ Bestellnr. 8440960000	
Beinstütze elektrisch links / rechts Stück	870,-
links / Bestellnr. 8355361000	
rechts / Bestellnr. 8355360000	
Fahrpult links rechts montiert	<input type="radio"/>
Begleitersteuerung links rechts montiert	<input type="radio"/>
Bereifung	
Vorderradfederung	
Antriebsrad 14", PU abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440500000	<input checked="" type="radio"/>
Antriebsrad 14", Luft abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440505000	294,70
Lenkrad 9", PU abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440400000	<input checked="" type="radio"/>
Lenkrad 9", Luft abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440405000	216,50
Antikipprollen	<input checked="" type="radio"/>
Radspritzschutz vorne und hinten	<input checked="" type="radio"/>
Zubehör	
Beckengurt	<input checked="" type="radio"/>

⁵Rückenwinkel 100° – 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)	€
Kopfstütze Höhen-, seiten- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter Bestellnr. 8440917000	215,-
Wadenband 420 mm / Bestellnr. 8440320000 470 mm / Bestellnr. 8440321000 520 mm / Bestellnr. 8440322000	47,80
Rückspiegel links / rechts Stück komplett mit Halter links / Bestellnr. Rücksp. 8401889000, Halter 8401809000 rechts / Bestellnr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000	140,30
Stockhalter für 2 Gehstöcke Links Rechts Stück für mechanische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016048 für elektrische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016070	64,-
Kennzeichenhalter ⁶ Bestellnr. 8166750000	43,60
Fahrgestell Farbe	
Weiß	<input checked="" type="radio"/>

⁶In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm.

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis

2 v. 2