Basispreis: **Ejoy MD XL | 6 km/h** € 6.750,-  
HMV-Nr.: 18.50.04.3004 | Max. Belastbarkeit 170 kgBasispreis: **Ejoy MD XL | 10 km/h<sup>3</sup>** € 7.600,-  
Max. Belastbarkeit 170 kg

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Teleskopierbares Sitzsystem	
Sitzbreite mm <b>420 mm</b> 470 mm 520 mm	<input type="radio"/>
Effektive Sitzbreite   + 50 mm via Seitenteile <sup>1</sup>	
Sitzkissen 50 mm hoch max. Nutzergewicht 170kg   Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Kontur Sitzkissen max. Nutzergewicht 170kg   Nachtgrau	
420 mm / Bestellnr. 8440920000	303,45
470 mm / Bestellnr. 8440921000	
520 mm / Bestellnr. 8440922000	
Sitztiefe mm 400 425 <b>450</b> 475 500 525 550	<input type="radio"/>
Sitzhöhe hinten mm   ohne Sitzkissen 430 450 <b>470</b> 490 510 530	<input type="radio"/>
Sitzwinkel 0° - 20°   manuell einstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Kontur Rückenlehnenpolster   Nachtgrau	
420 mm 470 mm 520 mm	303,45
420 mm / Bestellnr. 8440923000	
470 mm / Bestellnr. 8440924000	
520 mm / Bestellnr. 8440925000	
Rückenwinkel 90° - 120°   manuelle Einstellung, 4 Stufen	<input checked="" type="radio"/>
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar, Seitenteile ausziehbar pro Seite   +60 mm	<input checked="" type="radio"/>
Beinstützen	
Abnehm- und abschwenkbar, Fußplatte hochklapp- und winkelverstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Durchgehendes Fußbrett, hochklapp- u. winkelverstellbar   für Sitzbreite	
420 mm / Bestellnr. 8440386000	216,70
470 mm / Bestellnr. 8440387000	
520 mm / Bestellnr. 8440388000 (Länge Fußbrett muß gleich wie Sitzbreite sein)	

<sup>1</sup>Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile.

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €


BW Beinstütze waagrecht verstellbar   Stück komplett rechts oder links	123,10
für Sitzbreite	
420 mm / rechts (Bestellnr. 1352350001)	
470 mm / rechts (Bestellnr. 1352350002)	
520 mm / rechts (Bestellnr. 1352350003)	
420 mm / links (Bestellnr. 1352351001)	
470 mm / links (Bestellnr. 1352351002)	
520 mm / links (Bestellnr. 1352351003)	
Unterschenklängen: <sup>2</sup> <b>370</b> 390 410 430 450 470 490 510 530	<input type="radio"/>
die Unterschenklänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein	
Amputationsbeinstütze   links / rechts   Stück	179,60
links / Bestellnr. 1352371001	
rechts / Bestellnr. 1352370001	
Batterie	
Batterie 2 x 12 V/56 Ah	<input checked="" type="radio"/>
Batterie 2 x 12 V/80 Ah   Aufpreis Stück	288,30
Bestellnr. 8530700000	
Ladegerät 24 V/5 A	<input checked="" type="radio"/>
Ladegerät 24 V/8 A <sup>4</sup>   Aufpreis	103,-
Bestellnr. 8130845000	
Beleuchtung	
Front-, Rücklicht und Blinker   gemäß StVZO	<input checked="" type="radio"/>

<sup>2</sup>Die Unterschenklänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein, um genügend Bodenfreiheit zu gewährleisten. (Zuerst Sitzhöhe auswählen).<sup>3</sup>In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.<sup>4</sup>Bei der Verwendung von 80 Ah Batterien wird zur Vermeidung von sehr langen Ladezeiten die Verwendung des 8 A Ladegerätes empfohlen.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm.

● Basisausstattung ○ wahlweise ohne Aufpreis

1 v. 2



Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen €

<b>Fahrpult</b>		
Abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Steuerung ohne elektrische Verstellmöglichkeiten	<input checked="" type="checkbox"/>	
VR2 Steuerung mit bis zu 2 elektrischen Verstellmöglichkeiten   Bestellnr. 8355805000		364,-
VR2 Steuerung für Begleitperson   komplett mit Halter   Bestellnr. 8401829001		1.035,30
R-net Steuerung mit bis zu 4 elektrischen Verstellmöglichkeiten   Bestellnr. 8540846000		1.090,-
R-net Steuerung für Begleitperson   komplett mit Halter   Bestellnr. 8401829002		1.423,10
Sitzwinkel 0° - 20°   elektrisch verstellbar   Bestellnr. 8530961000		1.402,20
Rückenwinkel 100° - 142°   elektrisch verstellbar <sup>5</sup>   Bestellnr. 8440960000		1.402,20
Beinstütze elektrisch   links / rechts   Stück   links / Bestellnr. 8355361000   rechts / Bestellnr. 8355360000		870,-
Fahrpult links <b>rechts montiert</b>	<input type="checkbox"/>	
Begleitersteuerung links <b>rechts montiert</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bereifung</b>		
Hinterradfederung	<input checked="" type="checkbox"/>	
Antriebsrad 14", PU   abriebresistent, schwarz   Paar   Bestellnr. 8440500000		294,70
Antriebsrad 14", Luft   abriebresistent, schwarz   Paar   Bestellnr. 8440505000	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lenkrad 9", PU   abriebresistent, schwarz   Paar   Bestellnr. 8440400000		315,70
Lenkrad 9", Luft   abriebresistent, schwarz   Paar   Bestellnr. 8440405000	<input checked="" type="checkbox"/>	
Antikipprollen, gefedert	<input checked="" type="checkbox"/>	
Radspritzschutz   vorne und hinten	<input checked="" type="checkbox"/>	

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

<b>Zubehör</b>		
Beckengurt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kopfstütze   Höhen-, seiten- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter   Bestellnr. 8440917000		215,-
Wadenband   420 mm / Bestellnr. 8440320000   470 mm / Bestellnr. 8440321000   520 mm / Bestellnr. 8440322000		47,80
Rückspiegel   links / rechts   Stück komplett mit Halter   links / Bestellnr. Rücksp. 8401889000, Halter 8401809000   rechts / Bestellnr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000		140,30
Stockhalter für 2 Gehstöcke Links Rechts   Stück für mechanische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016048 für elektrische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016070		64,-
Kennzeichenhalter   Bestellnr. 8166750000		43,60
<b>Fahrgestell Farbe</b>		
Weiß	<input checked="" type="checkbox"/>	

<sup>5</sup>Rückenwinkel 100° - 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.