

Basispreis: Ejoy MD | 6 km/h € 6.350,-
HMV-Nr.: 18.50.04.0224 | Max. Belastbarkeit 140 kg

Basispreis: Ejoy MD | 10 km/h € 7.525,-
Max. Belastbarkeit 140 kg

Firma:

Kommission:

Datum:

Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Teleskopierbares Sitzsystem

Table with 2 columns: Configuration options (Sitzbreite, Sitzkissen, etc.) and Price (€). Includes radio button and checkbox indicators.

Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €


Table with 2 columns: Configuration options (BW Beinstütze, Unterschenklängen, etc.) and Price (€). Includes radio button and checkbox indicators.

1 Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile.

2 In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung.

3 Die Unterschenklänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein, um genügend Bodenfreiheit zu gewährleisten.

4 Bei der Verwendung von 80 Ah Batterien wird zur Vermeidung von sehr langen Ladezeiten die Verwendung des 8 A Ladegerätes empfohlen.



Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen	€
Fahrpult	
Abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Steuerung ohne elektrische Verstellmöglichkeiten	<input checked="" type="radio"/>
VR2 mit 2 elektrischen Verstellmöglichkeiten Bestellnr. 8355805000	364,-
VR2 Attendant - für Begleitperson komplett mit Halter Bestellnr. 8401829001	1.035,30
R-net mit 4 elektrischen Verstellmöglichkeiten Bestellnr. 8540846000	1.090,-
R-net Attendant - für Begleitperson komplett mit Halter Bestellnr. 8401829002	1.423,10
Sitzwinkel 0°– 20° elektrisch verstellbar Bestellnr. 8530961000	1.402,20
Rückenwinkel 100°– 142° elektrisch verstellbar ⁵ Bestellnr. 8440960000	1.402,20
Beinstütze elektrisch links / rechts Stück links / Bestellnr. 8355361000 rechts / Bestellnr. 8355360000	870,-
Fahrpult links rechts montiert	<input type="radio"/>
Begleitersteuerung links rechts montiert	<input type="radio"/>
Bereifung	
Hinterradfederung	<input checked="" type="radio"/>
Antriebsrad 14", PU abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440500000	<input checked="" type="radio"/>
Antriebsrad 14", Luft abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440505000	294,70
Lenkrad 9", PU abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440400000	<input checked="" type="radio"/>
Lenkrad 9", Luft abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440405000	216,50
Antikipprollen, gefedert	<input checked="" type="radio"/>
Radspritzschutz vorne und hinten	<input checked="" type="radio"/>

⁵Rückenwinkel 100°– 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)	€
Zubehör	
Beckengurt	<input checked="" type="radio"/>
Kopfstütze Höhen-, seiten- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter Bestellnr. 8440917000	215,-
Wadenband 420 mm / Bestellnr. 8440320000 470 mm / Bestellnr. 8440321000 520 mm / Bestellnr. 8440322000	47,80
Rückspiegel links / rechts links / Bestellnr. Rücksp. 8401889000, Halter 8401809000 rechts / Bestellnr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000 Stück komplett mit Halter	140,30
Stockhalter für 2 Gehstöcke Links Rechts Stück für mechanische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016048 für elektrische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016070	64,-
Kennzeichenhalter ⁶ Bestellnr. 8166750000	43,60
Fahrgestell Farbe	
Weiß	<input checked="" type="radio"/>

⁶In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.