

Basispreis: Ejoy RD XL | 6 km/h € 5.875,-
HMV-Nr.: 18.50.04.3002 | Max. Belastbarkeit 170 kg

Basispreis: Ejoy RD XL | 10 km/h² € 6.725,-
Max. Belastbarkeit 170 kg

Firma:

Kommission:

Datum:

Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Teleskopierbares Sitzsystem

Table with 2 columns: Description and Price. Includes rows for seat width (420mm standard), seat cushions, backrest, seat depth, seat height, seat angle, backrest padding, backrest angle, side panels, and footrest.


Table with 2 columns: Description and Price. Includes rows for adjustable backrest, thigh length, amputation support, battery, charger, lighting, and footrest.

1 Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile

2 In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung.

3 Die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein, um genügend Bodenfreiheit zu gewährleisten.

4 Bei der Verwendung von 80 Ah Batterien wird zur Vermeidung von sehr langen Ladezeiten die Verwendung des 8 A Ladegerätes empfohlen.



Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen	€
Elektrische Verstellmöglichkeiten	
Steuerung ohne elektrische Verstellmöglichkeiten	<input checked="" type="radio"/>
VR2 Steuerung für bis zu 2 elektrische Verstellmöglichkeiten BestellNr. 8445810000	364,-
VR2 Steuerung für Begleitperson komplett mit Halter BestellNr. 8401829001	1.035,30
R-net Steuerung für bis zu 4 elektrische Verstellmöglichkeiten BestellNr. 8445812000	1.090,-
R-net Steuerung für Begleitperson komplett mit Halter BestellNr. 8401829002	1.423,10
Sitzwinkel 0° – 20° elektrisch verstellbar BestellNr. 8530961000	1.402,20
Rückenwinkel 100° – 142° elektrisch verstellbar ⁵ BestellNr. 8440960000	1.402,20
Beinstütze elektrisch links / rechts Stück	870,-
links / BestellNr. 8355361000	
rechts / BestellNr. 8355360000	
Fahrpult links rechts montiert	<input type="radio"/>
Begleitersteuerung links rechts montiert	<input type="radio"/>
Bereifung	
Hinterradfederung	
Antriebsrad 14", PU abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440500000	<input checked="" type="radio"/>
Antriebsrad 14", Luft abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440505000	294,70
Lenkrad 9", PU abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440400000	<input checked="" type="radio"/>
Lenkrad 9", Luft abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440405000	216,50
Antikipprollen	<input checked="" type="radio"/>
Radspritzschutz vorne und hinten	<input checked="" type="radio"/>

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)	€
Zubehör	
Beckengurt	<input checked="" type="radio"/>
Kopfstütze Höhen-, seiten- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter BestellNr. 8440917000	215,-
Wadenband	
420 mm / BestellNr. 8440320000	
470 mm / BestellNr. 8440321000	47,80
520 mm / BestellNr. 8440322000	
Rückspiegel links / rechts	
Stück komplett mit Halter	140,30
links / BestellNr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000	
rechts / BestellNr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000	
Stockhalter für 2 Gehstöcke Links Rechts Stück	64,-
für mechanische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016048	
für elektrische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016070	
Kennzeichenhalter ⁶	43,60
BestellNr. 8166750000	
Fahrgestell Farbe	
Weiß	<input checked="" type="radio"/>

⁶In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.

⁵Rückenwinkel 100° – 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.