

Firma:

Kommission:

Datum:

Basispreis: Ejoy RD XXL | 6 km/h € 14.650,-
Mit VR2 Steuerung, inkl. 2 Verstellmöglichkeiten
| max. Nutzergewicht 200 kg
HMV-Nr.: 18.50.04.5007

Basispreis: Ejoy RD XXL | 6 km/h € 16.790,-
Mit R-Net Steuerung, inkl. 4 Verstellmöglichkeiten
| max. Nutzergewicht 250 kg
HMV-Nr.: 18.50.04.5007

Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Teleskopierbares Sitzsystem

Sitzbreite mm
580 mm 630 mm 680 mm
Effektive Sitzbreite | +120 mm via Seitenteile

Sitzkissen 50 mm hoch max. Nutzergewicht 250kg | Nylon

Kontur Sitzkissen max. Nutzergewicht 250kg | Nachtgrau
für Sitzbreite
580 mm / Bestellnr. 8540920000
630 mm / Bestellnr. 8540921000
680 mm / Bestellnr. 8540922000

Sitztiefe mm
400 425 450 475 500 525 550

Sitzhöhe hinten mm | ohne Sitzkissen
430 450 470 490 510 530

Sitzwinkel 0° - 20° | manuell einstellbar

Kontur Rückenlehnenpolster | Nachtgrau
für Sitzbreite
580 mm / Bestellnr. 8540923000
630 mm / Bestellnr. 8540924000
680 mm / Bestellnr. 8540925000

Rückenwinkel 90° - 120° | manuelle Einstellung, 4 Stufen

Seitenteile

Höhen- und breitenverstellbar,
Seitenteile ausziehbar pro Seite | +60 mm

Beinstützen

Abnehm- und abschwenkbar, Fußplatte hochklapp- und
winkelverstellbar

Durchgehendes Fußbrett, hochklapp- u. winkelverstellbar
für Sitzbreite
580 mm / Bestellnr. 8540386000
630 mm / Bestellnr. 8540387000
680 mm / Bestellnr. 8540388000
(Länge des Fußbrettes muss gleich wie die Sitzbreite sein)

BW Beinstütze waagrecht verstellbar
Stück komplett rechts oder links 123,10
rechts (Bestellnr. 1352350003)
links (Bestellnr. 1352351003)

1Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile

Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Unterschenkelängen.2
370 390 410 430 450 470 490 510 530
die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein

Amputationsbeinstütze | links / rechts | Stück 179,60
links / Bestellnr. 1352371001
rechts / Bestellnr. 1352370001

Batterie

Batterie 2 x 12 V/80 Ah

Ladegerät 24 V/8 A

Beleuchtung

Front-, Rücklicht und Blinker | gemäß StVZO

Fahrpult

Abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar

Elektrische Einstellmöglichkeiten

VR2 Steuerung für Begleitperson | komplett mit Halter 1.035,30
Bestellnr. 8401829001

R-net Steuerung für bis zu 4 elektrische Verstell-
möglichkeiten | serienmäßig bei 250 kg Version 1.090,-
Bestellnr. 8445812000

R-net Steuerung für Begleitperson | komplett mit Halter 1.423,10
Bestellnr. 8401829002

Sitzwinkel 0° - 20° | elektrisch verstellbar 1.402,20
Bestellnr. 8530961000

Rückenwinkel 100° - 142° | elektrisch verstellbar3 1.402,20
Bestellnr. 8440960000

Beinstütze elektrisch | links / rechts | Stück 870,-
links / Bestellnr. 8355361000
rechts / Bestellnr. 8355360000


Fahrpult links rechts montiert

Begleitersteuerung links rechts montiert

Weiter nächste Seite

2Die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein, um genügend
Bodenfreiheit zu gewährleisten. (Zuerst Sitzhöhe auswählen)

3Rückenwinkel 100° - 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.



Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

€

Bereifung		
Hinterradfederung	<input checked="" type="checkbox"/>	
Antriebsrad 14", PU abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440500000	<input checked="" type="checkbox"/>	
Antriebsrad 14", Luft abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440505000		294,70
Lenkrad 9", PU abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440400000	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lenkrad 9", Luft abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440405000		216,50
Antikipprollen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Radspritzschutz vorne und hinten	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zubehör		
Beckengurt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kopfstütze Höhen-, seiten- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter Bestellnr. 8440917000		215,-
Wadenband 580 mm / Bestellnr. 8540320000 630 mm / Bestellnr. 8540321000 680 mm / Bestellnr. 8540322000		47,80
Rückspiegel links / rechts Stück komplett mit Halter links / Bestellnr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000 rechts / Bestellnr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000		140,30
Stockhalter für 2 Gehstöcke Links Rechts Stück für mechanische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016048 für elektrische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016070		64,-
Kennzeichenhalter Bestellnr. 8166750000		43,60
Fahrgestell Farbe		
Weiß	<input checked="" type="checkbox"/>	

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm.

Basisausstattung

wahlweise ohne Aufpreis