

Firma:

Kommission:

Datum:

Basispreis: **Ejoy RD | 6 km/h** € 5.460,-
HMV-Nr.: 18.50.04.0222 | Max. Belastbarkeit 140 kgBasispreis: **Ejoy RD | 10 km/h²** € 6.310,-
| Max. Belastbarkeit 140 kg

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Teleskopierbares Sitzsystem	
Sitzbreite mm 420 mm / Standard	
470 mm / Bestellnr. Sitz 8440911000, Rücken 8440931000	<input type="radio"/>
520 mm / Bestellnr. Sitz 8440912000, Rücken 8440932000	
Effektive Sitzbreite +50 mm via Seitenteile ¹	
Sitzkissen 50 mm hoch max. Nutzergewicht 140kg Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Kontur Sitzkissen max. Nutzergewicht 140kg Nachtgrau	
420 mm / Bestellnr. 8440920000	
470 mm / Bestellnr. 8440921000	303,45
520 mm / Bestellnr. 8440922000	
Sitztiefe mm	<input type="radio"/>
400 425 450 475 500 525 550	
Sitzhöhe hinten mm ohne Sitzkissen	<input type="radio"/>
430 450 470 490 510 530	
Sitzwinkel 0° – 20° manuell einstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Kontur Rückenlehnenpolster Nachtgrau	
420 mm 470 mm 520 mm	
420 mm / Bestellnr. 8440923000	303,45
470 mm / Bestellnr. 8440924000	
520 mm / Bestellnr. 8440925000	
Rückenwinkel 90° – 120° manuelle Einstellung, 4 Stufen	<input checked="" type="radio"/>
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar, Seitenteile ausziehbar pro Seite +25 mm	<input checked="" type="radio"/>
Beinstützen	
Abnehm- und abschwenkbar, Fußplatte hochklapp- und winkelverstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Durchgehendes Fußbrett, hochklapp- u. winkelverstellbar für Sitzbreite	
420 mm / Bestellnr. 8440386000	
470 mm / Bestellnr. 8440387000	216,70
520 mm / Bestellnr. 8440388000 (Länge Fußbrett muß gleich wie Sitzbreite sein)	

¹Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €


BW Beinstütze waagrecht verstellbar Stück komplett rechts oder links	123,10
für Sitzbreite	
420 mm / rechts (Bestellnr. 1352350001)	
470 mm / rechts (Bestellnr. 1352350002)	
520 mm / rechts (Bestellnr. 1352350003)	
420 mm / links (Bestellnr. 1352351001)	
470 mm / links (Bestellnr. 1352351002)	
520 mm / links (Bestellnr. 1352351003)	
Unterschenkelängen: ³	<input type="radio"/>
370 390 410 430 450 470 490 510 530	
die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein	
Amputationsbeinstütze links / rechts Stück	179,60
links / Bestellnr. 1352371001	
rechts / Bestellnr. 1352370001	
Batterie	
Batterie 2 x 12 V/56 Ah	<input checked="" type="radio"/>
Batterie 2 x 12 V/80 Ah Aufpreis für 2 Stück	288,30
Bestellnr. 2 x 8530700000	
Ladegerät 24 V/5 A	<input checked="" type="radio"/>
Ladegerät 24 V/8 A ⁴ Aufpreis	103,-
Bestellnr. 8130845000	
Beleuchtung	
Front-, Rücklicht und Blinker gemäß StVZO	<input checked="" type="radio"/>
Fahrpult	
Abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar	<input checked="" type="radio"/>

²In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.³Die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein, um genügend Bodenfreiheit zu gewährleisten. (Zuerst Sitzhöhe auswählen)⁴Bei der Verwendung von 80 Ah Batterien wird zur Vermeidung von sehr langen Ladezeiten die Verwendung des 8 A Ladegerätes empfohlen.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm.

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis

1 v. 2



Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen	€
Elektrische Verstellmöglichkeiten	
Steuerung ohne elektrische Verstellmöglichkeiten	<input checked="" type="radio"/>
VR2 Steuerung für bis zu 2 elektrische Verstellmöglichkeiten BestellNr. 8442810000	364,-
VR2 Steuerung für Begleitperson komplett mit Halter BestellNr. 8401829001	1.035,30
R-net Steuerung für bis zu 4 elektrische Verstellmöglichkeiten BestellNr. 8445812000	1.090,-
R-net Steuerung für Begleitperson komplett mit Halter BestellNr. 8401829002	1.423,10
Sitzwinkel 0° – 20° elektrisch verstellbar Sitzwinkelverstellung BestellNr. 8530961000	1.402,20
Rückenwinkel 100° – 142° elektrisch verstellbar ⁵ Rückenwinkelverstellung / BestellNr. 8440960000	1.402,20
Beinstütze elektrisch links / rechts Stück	870,-
links / Beinstützenverstellung, BestellNr. 8355361000	
rechts / Beinstützenverstellung, BestellNr. 8355360000	
Fahrpult links rechts montiert	<input type="radio"/>
Begleitersteuerung links rechts montiert	<input type="radio"/>
Bereifung	
Hinterradfederung	<input checked="" type="radio"/>
Antriebsrad 14", PU abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440500000	<input checked="" type="radio"/>
Antriebsrad 14", Luft abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440505000	294,70
Lenkrad 9", PU abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440400000	<input checked="" type="radio"/>
Lenkrad 9", Luft abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440405000	216,50
Antikipprollen	<input checked="" type="radio"/>
Radspritzschutz vorne und hinten	<input checked="" type="radio"/>

⁵Rückenwinkel 100° - 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)	€
Zubehör	
Beckengurt	<input checked="" type="radio"/>
Kopfstütze Höhen-, seiten- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter BestellNr. 8440917000	215,-
Wadenband 420 mm / BestellNr. 8440320000 470 mm / BestellNr. 8440321000 520 mm / BestellNr. 8440322000	47,80
Rückspiegel links / rechts Stück komplett mit Halter links / BestellNr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000 rechts / BestellNr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000	140,30
Stockhalter für 2 Gehstöcke Links Rechts Stück	64,-
für mechanische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016048	
für elektrische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016070	
Kennzeichenhalter ⁶ BestellNr. 8166750000	43,60
Fahrgestell Farbe	
Weiß	<input checked="" type="radio"/>

⁶In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm.

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis

2 v. 2