

**Firma:**Basispreis: **Protego ohne TBB**

€ 2.595,-

Basispreis: **Protego mit TBB**

€ 2.865,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.02.7057 | Max. Belastbarkeit 130 kg

PHMV-Nr.: 50.45.07.2028

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite in mm 390 – 415 440 – 465 490 – 515	<input type="radio"/>
Sitzhöhe vorne 430 mm ohne Sitzkissen	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitztiefe 420 – 480 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzwinkel 0 – 15°	<input checked="" type="checkbox"/>
Abduktionspolster mit Halter Best. Nr. 1531915000	106,-
Sitzbezug Dartex, Nachtgrau	<input checked="" type="checkbox"/>
Rücken	
Rückenpolsterung anatomisch geformt mit Seitenhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenlehnenhöhe 580 – 640 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenlehnenwinkel 0 – 44°	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenpelotte mit Halter Stück Links 1531911000 Rechts 1531910000	108,50
Klemmhalter für Seitenpelotte Stück Best. Nr. 1531914000	15,90
Kopfstütze 3-teilig einstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenbezug Dartex, Nachtgrau	<input checked="" type="checkbox"/>
Schieberohre höhenverstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenteile	
Höhenverstellbar, abnehmbar, tiefeneinstellbar, mit gepolsterten Armauflagen Dartex Überzug	<input checked="" type="checkbox"/>
Armauflage, Hemiplegiker links rechts Stück Best. Nr. 1520803000	341,70
Beinstützen	
Beinstützen waagrecht verstellbar mit Längenausgleich	<input checked="" type="checkbox"/>
Kniepelotten	<input checked="" type="checkbox"/>
Wadenpolster	<input checked="" type="checkbox"/>
Fußplatten winkelverstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen

Bereifung	€
Hinterräder 24" x 1 3/8" PU inkl. Steckachse	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorderräder 7" x 45 mm PU	<input checked="" type="checkbox"/>
Speichenschutz transparent 24" Paar Best. Nr. 9800054000	165,90
Bremsen	
Feststellbremse Fahrerbedienung	<input checked="" type="checkbox"/>
Betriebstrommelbremse Bedienung durch Begleitperson (Version TBB)	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremshebelverlängerung Best. Nr. 0009677000 Stück	26,30
Zubehör	
Togo Schiebehilfe inkl. Anbausatz Max. Belastbarkeit 125 kg Best. Nr. 8010000000 HMV-Nr. 18.99.04.1014	2.770,-
Montagelehre für Togo Adapterplatte Best. Nr. 8011199000	216,80
Ankipphilfe	<input checked="" type="checkbox"/>
Beckengurt Best. Nr. 9800012000	30,60
Therapietisch	
Sitzbreite (S) 370 – 430 Best. Nr. 9800006000	255,-
Sitzbreite (L) 430 – 490 Best. Nr. 9800007000	255,-
Sitzbreite (XL) 490 – 560 Best. Nr. 9800008000	285,-
Therapietisch Hemi Best. Nr. 9800002000	315,-
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="checkbox"/>
Rahmenfarbe	
Silber	<input checked="" type="checkbox"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis