**Firma:**Basispreis: **Pyro Light Optima XL ohne TBB**

€ 2.150,-

Basispreis: **Pyro Light Optima XL mit TBB**

€ 2.350,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.02.3032 | Max. Belastbarkeit 170 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen


Sitz	€
Sitzbreite in mm 520 550 580	<input type="radio"/>
Sitzhöhe vorne in mm 500	<input type="radio"/>
400 (beinhaltet 6" Vorderräder und 22" Hinterräder)	52,10
425 450 475	52,10
Sitztiefe 450 mm (Standard) einstellbar 450 – 500 mm in 25 mm Stufen	<input checked="" type="radio"/>
Sitzkissen Höhe 7 cm	
Sitzbreite 520 mm Best. Nr. 9800089000	34,-
Sitzbreite 550 mm Best. Nr. 9800097000	46,-
Sitzbreite 580 mm Best. Nr. 9800098000	34,-
Sitzkissen Höhe 5 cm	38,90
Sitzbreite 520 mm Best. Nr. 9800085000	46,-
Sitzbreite 550 mm Best. Nr. 9800087000	46,-
Sitzbreite 580 mm Best. Nr. 9800088000	46,-
Sitzbezug Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Rücken	
Rückenhöhe 420 mm	<input checked="" type="radio"/>
Rückenhöhenverstellung 400 – 460 mm	<input checked="" type="radio"/>
Rückensystem mit Lumbalknick	<input checked="" type="radio"/>
Anpassrücken	<input checked="" type="radio"/>
Kopfstütze nicht für Sitzbreite 580 mm verfügbar SB 520 mm SB 550 mm Best. Nr. 9802901000	215,-
Schieberohre höhenverstellbar Paar	<input checked="" type="radio"/>
Rückenbezug Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Seitenteile	
Seitenteile tiefen- und höhenverstellbar	<input checked="" type="radio"/>

▼ Bitte ankreuzen

Beinstützen	€
Standardbeinstützen nach innen und außen abschwenkbar	<input checked="" type="radio"/>
Beinstützenverlängerung 100 mm Best. Nr. 1330333000	34,80
BW-Beinstütze	
links Best. Nr. 1352351003	123,10
rechts Best. Nr. 1352350003	
Amputationsbeinstütze	
links Best. Nr. 1352371001	179,60
rechts Best. Nr. 1352370001	
Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten	<input checked="" type="radio"/>
Bereifung	
Hinterrad 24" x 1 3/8" PU, inkl. Steckachse	<input checked="" type="radio"/>
Vorderrad 8" 200 x 50 mm, PU	<input checked="" type="radio"/>
Greifreifenüberzug 24" Paar Best. Nr. 9800066000	180,80
Speichenschutz transparent 24" Best. Nr. 9800054000	165,80
Einhandantrieb nur ohne TBB	
links für SB 520 Best. Nr. 5000017646	649,-
rechts für SB 550 Best. Nr. 5000017645	
für SB 580: nicht verfügbar	
Bremsen	
Feststellbremse Fahrerbedienung	<input checked="" type="radio"/>
Bremshebelverlängerung Stück Best. Nr. 0009677000	26,30
Einhandbremse mechanisch	
links Best. Nr. 9000611000	101,40
rechts Best. Nr. 9000610000	
Zubehör nächste Seite	

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis

**Firma:****Kommission:****Datum:**

▼ Bitte ankreuzen

Zubehör	€
Togo Schiebehilfe inkl. Anbauset bis einschl. SB 550 mm möglich Max. Belastbarkeit 125 kg Best. Nr. 8010000000 HMV-Nr. 18.99.04.1014	2.770,-
Montagelehre für Togo Best. Nr. 8010199000	216,80
Teleskoprohre lang Togo-Montage an SB 550 mm* Satz Best. Nr. 1x8010115000; 1x8010114000; 2x8010116000	203,-
Ankipphilfe	<input checked="" type="radio"/>
Kippschutzrollen Best. Nr. 1270845000	100,10
Beckengurt XL Best. Nr. 9800017000	35,30
Stockhalter Best. Nr. 9800030002	27,10
Therapietisch	
Sitzbreite (S) 370 – 430 Best. Nr. 9800006000	255,-
Sitzbreite (L) 430 – 490 Best. Nr. 9800007000	255,-
Sitzbreite (XL) 490 – 560 Best. Nr. 9800008000 SB 580: nicht verfügbar	285,-
Therapietisch Hemi Best. Nr. 9800002000	315,-
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="radio"/>
Rahmenfarbe	
Silber	<input checked="" type="radio"/>

* für die SB 550 mm werden diese längeren Teleskoprohre benötigt.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis