



Firma:

Basispreis: **Triton ohne TBB**

€ 2.598,-

Kommission:

Basispreis: **Triton mit TBB**

€ 2.868,-

Datum:

HMV-Nr.: 18.50.02.7047 | Max. Belastbarkeit 125 kg

PHMV-Nr.: 50.45.07.2023

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite in mm	
Variante I: 360 - 430	<input type="radio"/>
Variante II: 430 - 500	
Sitzhöhe 415 mm   mit Sitzkissen 520 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitztiefe 420 - 480 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzwinkel 0 - 15°	<input checked="" type="checkbox"/>
Abduktionspolster   mit Halter	106,-
Sitzbezug Dartex, Dunkelgrau	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rücken</b>	
Komfortrücken   anatomisch geformt mit Seitenhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenlehnenhöhe einstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenlehnenwinkel -3° - +43°	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenpelotten wegschwenkbar, abnehmbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Schieberohre höhenverstellbar   85 - 102 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfstütze 3-teilig einstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenbezug Dartex, Dunkelgrau	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfstützenverlängerung	75,50
<b>Seitenteile</b>	
Höhenverstellbar, abnehmbar, tiefeneinstellbar, mit Armauflage	<input checked="" type="checkbox"/>
Armauflage, Hemiplegiker links rechts   Stück	341,70

▼ Bitte ankreuzen

Beinstützen	€
Beinstützen waagrecht verstellbar mit Längenausgleich	<input checked="" type="checkbox"/>
Kniepelotten	<input checked="" type="checkbox"/>
Wadenpolster	<input checked="" type="checkbox"/>
Fußplatten winkelverstellbar	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bereifung</b>	
Hinterräder 24" x 1 3/8" PU   inkl. Steckachse	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorderräder 7" PU	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bremsen</b>	
Feststellbremse Fahrerbedienung	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zubehör</b>	
Kippschutzrollen	100,10
Sicherheitsgurt	30,60
<b>Therapietisch</b>	
Sitzbreite (S) 370 - 430   Best. Nr. 9800006000	255,-
Sitzbreite (L) 430 - 490   Best. Nr. 9800007000	255,-
Sitzbreite (XL) 490 - 560   Best. Nr. 9800008000	285,-
Therapietisch Hemi   Best. Nr. 9800002000	315,-
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rahmenfarbe</b>	
Silber	<input checked="" type="checkbox"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis