

# BX 11

Adaptivrollstuhl



**BX 11 (mit durchgehender Fußplatte)**



**BX 11 S (mit abnehmbaren Beinstützen)**

### Kostenvorschlag


### Bestellung

Rechnungsadresse / Kundennummer	
KD-Nr.	
Kommission	
Name	
Straße	
PLZ / Ort	
E-Mail	
Tel.	

Versandadresse	
KD-Nr.	
Kommission	
Name	
Straße	
PLZ / Ort	
E-Mail	
Tel.	

**Die Bestellung erfolgt vorbehaltlich einer Prüfung, der technischen Machbarkeit, der gewählten Kombination.**

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm



Allgemeine Informationen								
Nutzergewicht 135 kg   Material Aluminium   Steckachse   Sitzbespannung tiefeinstellbar   Rückenbezug anpassbar, atmungsaktiv, schwarz   Kleiderschutz aus Aluminium   Kniehebelbremse (Bischoff & Bischoff Aktivdruckbremse)   Greifreifen Aluminium, schwarz, pulverbeschichtet   bei Trommelbremse: Greifreifen und Felge in Silber, Bereifung PU								
Modell							Basispreis*	
BX 11   geschlossener Vorderrahmen mit durchgehender Fußplatte   HMO-Nr.: 18.50.03.0200							2.100,-	
BX 11 S   geteilter Vorderrahmen für abnehmbare Beinstützen   HMO-Nr.: 18.50.03.0200							2.150,-	
Beinstützen								
Durchgehend, mit Fußplatte aus Aluminium   Standard mit BX 11   Fußplatte winkeleinstellbar, hochklappbar							●	
Geteilt, abnehmbar mit Fußplatten aus Kunststoff   Standard mit BX 11 S   Paar in Rahmenfarbe   Fußplatten winkeleinstellbar, hochklappbar							●	
Beinstütze waagrecht verstellbar   in schwarz   nur mit BX 11 S								
					links		123,10	
					rechts		123,10	
Amputationsbeinstütze verstellbar   in schwarz   nur mit BX 11 S								
					links		179,60	
					rechts		179,60	
Rahmenfarben								
Schwarz	Weiß	Blau	Rot				<input type="radio"/>	
Nutzerbezogene Maße								
Vordere Sitzhöhe (vSH)   in mm   siehe Matrix unten								
490	500	510	520	530	540	550	560	<input type="radio"/>
Hintere Sitzhöhe (hSH)   in mm   siehe Matrix unten   bei 24" Antriebsräder, bei 22" ca. 25mm weniger								
420	440	460	480	500	520			<input type="radio"/>
Achtung: ab einer Differenz von 60 mm zwischen vSH und hSH muss der winkeleinstellbare Rücken verbaut werden.								
Rückenhöhe (RH)   in mm								
275	300	325	350	375	400			<input type="radio"/>
Unterschenkellänge BX 11 (UL)   in mm   siehe Matrix unten   Mindestabstand Fußplatte bis Boden beträgt 40 mm								
430	445	460	475	490	505	520	535	<input type="radio"/>
Unterschenkellänge BX 11 S (UL)   in mm   Mindestabstand Fußplatte bis Boden beträgt 40 mm								
430	450	470	490	510				<input type="radio"/>
Sitzbreite (SB) & Sitztiefe (ST)   in mm   Kombinationen nur innerhalb der definierten Tabellen möglich								
SB	ST		SB	ST		SB	ST	
360	380		420	440		480	500	Bitte nur in einer der drei Tabellen auswählen!
380	400		440	460		500	520	
400	420**		460	480**		520	540**	

\*Preis gilt zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer

\*\*Sitztiefe nicht möglich bei BX 11 S Variante

		UL							
		430	445	460	475	490	505	520	535
vSH	1	490	x	x					
	500	x	x	x	x				
	510	x	x	x	x				
	520	x	x	x	x	x	x		
	530	x	x	x	x	x	x	x	
	540	x	x	x	x	x	x	x	
	550	x	x	x	x	x	x	x	x
	560	x	x	x	x	x	x	x	x

<sup>1</sup>vordere Sitzhöhe

		Lenkradgröße				
		4"	5"	6"	7"	
vSH	1	490	x	x		
	500	x	x	x		
	510	x	x	x	x	
	520	x	x	x	x	
	530	x	x	x	x	
	540	x	x	x	x	
	550		x	x	x	
	560			x	x	

		Lenkradgröße				
		4"	5"	6"	7"	
hSH	2	420	x	x	x	x
	440	x	x	x	x	
	460	x	x	x	x	
	480	x	x	x	x	
	500	x	x	x	x	
	520	x	x	x	x	

Bei 7" Lenkrädern nur Schwerpunkte 30-54 mm möglich.

<sup>2</sup>hintere Sitzhöhe

● Basisausstattung    ○ wahlweise ohne Aufpreis

<b>Rahmenzubehör</b>		
Ankipphilfe	links	81,40
	rechts	81,40
Antikipprollen   Paar		234,50
<b>Sitzkissen</b>   Dicke 50 mm		
Gewünschtes Maß in mm:		
<b>Rückensystem und Schieberohre</b>		
Rücken gerade, Schieberohre einstellbar		●
Rücken winkeleinstellbar, Schieberohre höhenverstellbar, abnehmbar		265,20
<b>Seitenteile</b>		
Seitenteil inkl. Kleiderschutz aus Aluminium   Spritzschutzlippe   Paar		●
Steckbar, höhenverstellbar   mit Armauflage   Paar		212,10
Stockhalter		15,90



Beinstützen durchgehend, mit Fußplatte aus Aluminium



Beinstützen geteilt, abnehmbar mit Fußplatten aus Kunststoff



Beinstütze waagrecht verstellbar



Amputationsbeinstütze



Rücken winkeleinstellbar



Schieberohre höhenverstellbar, abnehmbar



Kleiderschutz aus Aluminium (Spritzschutzlippe)



Seitenteil steckbar, höhenverstellbar




Antikipprollen




Antikipphilfe mit Spannklammer

● Basisausstattung    ○ wahlweise ohne Aufpreis



<b>Lenkräder</b> Bitte beachten Sie die Abhängigkeit der Unterschenkellänge und Vorderen Sitzhöhe (Matrix Seite 2)	
4" Kunststofffelge, Softgummi, schwarz	<input type="radio"/>
5" Kunststofffelge, Softgummi, schwarz	<input type="radio"/>
6" Kunststofffelge, Softgummi, schwarz	<input type="radio"/>
6" Kunststofffelge, PU grau   Standard	<input type="radio"/>
7" Kunststofffelge, Softgummi, schwarz	<input type="radio"/>
<b>Antriebsräder</b> Bitte beachten Sie die Abhängigkeit der Hinteren Sitzhöhe (Matrix Seite 2)	
24" PU auf Aluminiumhohlkammerfelge   Paar	<input type="radio"/>
22" Luftbereifung auf Aluminiumhohlkammerfelge   Paar	<input type="radio"/>
22" Schwalbe Marathon plus auf Aluminiumhohlkammerfelge   Paar	180,70
24" Luftbereifung auf Aluminiumhohlkammerfelge   Paar   Standard	<input type="radio"/>
24" Schwalbe Marathon plus auf Aluminiumhohlkammerfelge   Paar	180,70
<b>Antriebsradsturz</b>	
0°   Standard    1°    2°	<input type="radio"/>
<b>Schwerpunkt</b>   in mm   gemessen ab Vorderkante Rückenrohr, siehe Skizze unten (66 und 78 nicht möglich SB 36   38   40)	
30    42    54   Standard    66    78      30 = passiv, 78 = aktiv	<input type="radio"/>
<b>Montage Greifreifen</b>	
20 mm Abstand   Standard	<input type="radio"/>
30 mm Abstand   nicht möglich bei Trommelbremse und PU Antriebsrädern	
<b>Zubehör Antriebsrad</b>	
Speichenschutz transparent 22"   Paar	165,80
Speichenschutz transparent 24"   Paar	165,80
<b>Bremsen</b>	
Trommelbremsoption   inklusive Trommelbremsräder 24"   PU	329,40
Bremshebelverlängerung    links	26,30
rechts	26,30
<b>Zubehör Sitz</b>	
Beckengurt	30,60

**Notizen**



Schwerpunkt Seitenansicht

● Basisausstattung    ○ wahlweise ohne Aufpreis