



Stückliste

Abbildung*	Artikelnummer	Bezeichnung
1	4005000015	Gummiüberzug Bremsenfeststeller Senio SRL
2	4005000016	Brems- und Bowdenzug lang Senio SRL
3	4005000017	Trägerrohr unten links Senio SRL
	4005000030	Trägerrohr unten rechts Senio SRL
4	4005000018	Trägerrohr Mitte Senio SRL
5	4005000019	Schieberohr mit Handgriff oben Senio SRL
6	4005000020	Unterarmpolster Senio SRL
7	4005000021	Bremshebel m. Feststeller links Senio SRL
	4005000022	Bremshebel m. Feststeller rechts Senio SRL
8	4004000008	Lock System Senio / SRL
9	4005000027	Bremse rechts komplett Senio SRL
	4005000028	Bremse links komplett Senio SRL
10	4004000031	Schraube Griffrohrtbefestigung Senio / SRL
11	4004000011	Rad 200 x 50mm Senio / SRL
12	4004000009	Radgabel rechts / links Senio / SRL
13	4004000004	Abdeckkappe Castorbuchse Senio / SRL
14	4004000006	Sitzplatte Senio / SRL
15	4004000007	Tablett Senio / SRL
16	4004000003	Verbindungshebel Rahmenteile Senio / SRL
17	4004000001	Korb Senio / SRL
18	4004000039	Stockhalter Senio / SRL
19	4004000005	Führung Faltmechanismus Senio / SRL
20	4005000026	Klemmhebel Innengewinde Senio / SRL
21	4004000010	Lenklager Satz Senio / SRL
2+3+4+9	4005000023	Arthritisschieberohr komplett Senio SRL
o. Abb.	4004000012	Ankipphilfe rechts Senio / SRL
o. Abb.	4004000013	Reflektoren Senio / SRL
o. Abb.	4004038000	Bremsklotz komplett Senio / SRL
*Technische Änderungen / Abbildungen vorbehalten		
Datum	Typ	
23.04.2025	Senio SRL	