

BESTELLFORMULAR

PYRO START
Leichtgewichtrollstuhl

Firma:

Kommission:

Datum:

Basispreis: **Pyro Start ohne TBB**

€ 1.490,-

Basispreis: **Pyro Start mit TBB**

€ 1.570,-

HMV-Nr.: 18.50.02.2095 | Max. Belastbarkeit 125 kg

Basispreis: **Togo Bundle Pyro Start**

€ 4.230,-

Schiebe- und Bremshilfe mit Pyro Start fertig montiert

HMV-Nr.: 18.99.04.1014 | Max. Belastbarkeit 125 kg

▼ Bitte ankreuzen

€

Sitz					
Sitzbreite in mm					
370	400	430	460	490	☐
520					45,50
Sitzhöhe vorne in mm					
520					☒
480	500				50,10
Sitztiefe 420 mm					☒
Sitzkissen Höhe 5 cm					
Sitzbreite 370 mm Best. Nr. 9800080000					27,50
Sitzbreite 400 mm Best. Nr. 9800081000					27,50
Sitzbreite 430 mm Best. Nr. 9800082000					27,50
Sitzbreite 460 mm Best. Nr. 9800083000					27,50
Sitzbreite 490 mm Best. Nr. 9800084000					29,70
Sitzbreite 520 mm Best. Nr. 9800085000					38,90
Sitzbezug Vinyl					☒
Rücken					
Rückenhöhe 400 mm					☒
Rückenbezug Vinyl					☒
Kopfstütze * Best. Nr.					
Sitzbreiten 37-44cm Best.Nr. 9802900000					215,10
Sitzbreiten 46 - 56cm Best.Nr. 9802901000					
Schieberohre höhenverstellbar Paar *					
ohne TBB Best. Nr. 1270806000					174,40
mit TBB Best. Nr. Best. Nr. 1270807000					
Seitenteile					
Duo-Seitenteile desk/lang, abschwenkbar					☒
Seitenteil höhenverstellbar links / rechts Stk.					
links Best. Nr. 1352805000					123,90
rechts Best. Nr. 1352806000					

* Kopfstütze und Schieberohre höhenverstellbar nicht als Kombination montierbar

▼ Bitte ankreuzen


€

Beinstützen		
Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar		☒
BW-Beinstütze links / rechts Stk.		123,10
links SB 370 – 400 Best. Nr. 1352351001		
links SB 430 – 460 Best. Nr. 1352351002		
links SB 490 – 520 Best. Nr. 1352351003		
rechts SB 370-400 Best. Nr. 1352350001		
rechts SB 430-460 Best. Nr. 1352350002		
rechts SB 490-520 Best. Nr. 1352350003		
Beinstützenverlängerung 100 mm		34,80
Best. Nr. 1330333000		
Amputationsbeinstütze links / rechts Stk.		
links Best. Nr. 1352371001		179,60
rechts Best. Nr. 1352370001		
Fußplatten mit Klett-Fersenbändern		☒
Bremsen		
Feststellbremse Fahrerbedienung		☒
Bremshebelverlängerung Stück		26,30
Best. Nr. 0009677000		
Einhandbremse mechanisch links / rechts		
links Best. Nr. 9000611000		101,40
rechts Best. Nr. 9000610000		
Bereifung		
Hinterräder 24" x 1 3/8 " inkl. Steckachse		☒
Vorderräder 8" x 1.25"		☒
PU-Bereifung		☒
Radstandverlängerung		☒
Adapterblock		☒
weiter nächste Seite		

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/-10 mm

☒ Basisausstattung

☐ wahlweise ohne Aufpreis

**Firma:****Kommission:****Datum:**

▼ Bitte ankreuzen	€
Speichenschutz transparent 24" Paar Best. Nr. 9800054000	165,90
Einhandbetrieb nur ohne TBB links / rechts links für SB 370 – 400 Best. Nr. 5000017646 rechts für SB 430 – 520 Best. Nr. 5000017645	649.-
Greifreifenüberzug 24" Paar Best. Nr. 9800066000	180,80
Zubehör	
Kippschutzrollen (Paar) Best. Nr. 1270845000	100,20
Ankipphilfe	●
Beckengurt mit Preßverschluss Best. Nr. 9800012000	30,70
Stockhalter Best. Nr. 9800030002	27,10
Therapietisch	
Sitzbreite (S) 370 – 430 Best. Nr. 9800006000	255.-
Sitzbreite (L) 430 – 490 Best. Nr. 9800007000	255.-
Sitzbreite (XL) 490 – 560 Best. Nr. 9800008000	285.-
Therapietisch Hemi Best. Nr. 9800002000	315.

▼ Bitte ankreuzen	€
Passive Beleuchtung	●
Rollstuhl Zubehörset bestehend aus: Stockhalter universal für 2 Gehstöcke 1 St. Sicherheitsgurt "Press" Standard 1 St. Sitzkissen schwarz 1 St. 1 Paar Kippschutzrollen	
Rollstuhlzubehörset S (SB 37-40 cm) Best. Nr. 9802928000	229.-
Rollstuhlzubehörset M (SB 43-46 cm) Best. Nr. 9802929000	229.-
Rollstuhlzubehörset L (SB 48 cm) Best. Nr. 9802930000	229.-
Rollstuhlzubehörset XL (SB 51 cm) Best. Nr. 9802931000	249.-
Rollstuhlzubehörset XXL (SB 56 cm) Best. Nr. 9802932000	249.-
Rahmenfarbe	
Silber	●

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

● Basisausstattung

○ wahlweise ohne Aufpreis