



Firma:

Kommission:

Datum:

Basispreis: **Togo** € 2.780,-
HMV-Nr.: 18.99.04.1014 | Max. zulässiges Gesamtgewicht 180 kg
(einschließlich der Schiebehilfe und des Rollstuhles)

▼ Bitte ankreuzen

Technische Daten	€
Togo für Sitzbreiten 37 bis 52 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschwindigkeit vorwärts bis 5,5 km/h stufenlos	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschwindigkeit rückwärts ca. 1,5 km/h	<input checked="" type="checkbox"/>
Reichweite: ca. 12 km	<input checked="" type="checkbox"/>
Steigung / Gefälle: max. 6°/10 %	<input checked="" type="checkbox"/>
Akku Pack: Li-Ion 24 V / 12,5 A	<input checked="" type="checkbox"/>
Betriebsspannung: 24 VDC	<input checked="" type="checkbox"/>
Ladegerät 24 V / 2 A	<input checked="" type="checkbox"/>
Antriebsräder: 200 x 50 Vollgummi	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremse: elektromagnetisch	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ Bitte ankreuzen

Serienausstattung	€
Adapterplatten für Schiebehilfe Togo Montage nur mit Klemmhalter möglich Satz Best. Nr. 8011122000	0,-
Klemmhalter für manuelle Rollstühle Satz Best. Nr. 8011123000	0,-
Montagelehre für Adapterplatten Best. Nr. 8011199000	0,-
Klemmhalter für Multifunktionsrollstuhl Protego Best. Nr. 8011124000	0,-
Rahmenfarbe	
Silber	<input checked="" type="checkbox"/>
Zubehör	
Kippschutzrollen Best. Nr. 1270845000 (für jeden Rollstuhl mit angebauter Schiebehilfe Togo empfehlen wir dringend, die Kippschutzrollen zu verwenden.)	102,21

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis