



BESTELLFORMULAR

CENTURO S7 | S7 MAX | S7 XXL
4-RAD ELEKTROMOBIL

Firma:

Kommission:

Datum:

Basispreis: **Centuro S7**

€ 4.714,-

Max. Belastbarkeit 160 kg

Basispreis: **Centuro S7 MAX**

€ 4.849,-

Max. Belastbarkeit 160 kg

Basispreis: **Centuro S7 XXL**

€ 5.247,-

Max. Belastbarkeit 250 kg

▼ Bitte ankreuzen

	S7	S7 MAX	S7 XXL
Technische Daten			
Motor 15 km /h	●	X	X
Motor 10 km /h	X	●	●
Reichweite ca. 45 km	●	●	X
Reichweite ca. 35 km	X	X	●
Batterie 2 x 12 V / 90 Ah		●	
Ladegerät 8 A		●	
Räder 13" Luftbereifung		●	
Bodenfreiheit 130 mm		●	
Hindernishöhe 100 mm		●	
Steigfähigkeit 10° 17 %	●	X	●
Steigfähigkeit 12° 21 %	X	●	X
Wendebereich 2300 mm		●	
Standardausstattung			
Fahrwerksfederung vorne und hinten		●	
Bremsen elektromagnetisch		●	
Feststellbremse mechanisch		●	
Ergonomischer Lenker		●	
Lenksäule verstellbar		●	
USB-Port		●	
Cockpit mit LCD-Anzeige		●	
Hupe		●	
Rückspiegel Anbau rechts und links		●	
Beleuchtung gemäß StVZO		●	
Elektronische Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt (bei 10 km/h Variante)		●	
Sitz und Rücken			
Kapitansitz drehbar, höheneinstellbar			
- Sitztiefenverstellung	●	●	X
- Rückenlehne abklappbar			
- Armlehnen winkeleinstellbar			

▼ Bitte ankreuzen

Sitz XL drehbar, höheneinstellbar	€	€	●
- Sitztiefenverstellung	171,-*	171,-*	
- Rückenlehne abklappbar			
- Armlehnen winkeleinstellbar			
Zubehör			
Einkaufskorb vorne, abnehmbar		●	
Fußmatte		●	
Getränkehalter		●	
Stockhalter für 1 Gehstock für Montage am Multifunktionshalter Best. Nr. 8162882000	€ 140,50		
Stockhalter für 2 Gehstöcke (für Montage am Sitzrahmen) Best. Nr. 8162881000	€ 79,00		
Halterung für querfaltbare Rollatoren für Montage am Multifunktionshalter Best. Nr. 8166761000	€ 247,10		
Halter für Sauerstoffflasche für Montage am Multifunktionshalter Best. Nr. 8164888000	€ 53,50		
Halter für Transportbox für Montage am Multifunktionshalter Best. Nr. 8150982000	€ 55,60		
Transportbox abschließbar Best. Nr. 8150987000	€ 227,60		
Kennzeichenhalter für > 6 km/h erforderlich** Best. Nr. 8166730000	€ 27,70		
Regenabdeckung Best. Nr. 8162886000	€ 105,70		
Rahmenfarbe			
Weiss Anthrazit		○	

* Aufpreis / Optionspreis abzgl. Preis Standardausstattung.
Dieser Preis weicht vom Einzelpreis für Sitzeinheit ab.

** In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen hinten am Elektromobil anzubringen.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

● Basisausstattung

○ wahlweise ohne Aufpreis

X keine Option