

BESTELLFORMULAR

EJOY FD XL
Elektrollstuhl

Basispreis: **Ejoy FD XL** | **6 km/h** € 6.750,-
HMV-Nr.: 18.50.04.3003 | Max. Belastbarkeit 170 kg

Firma:

Kommission:

Basispreis: **Ejoy FD XL** | **10 km/h²** € 7.600,-
Max. Belastbarkeit 170 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Teleskopierbares Sitzsystem	
Sitzbreite mm 420 mm 470 mm 520 mm	☐
Effektive Sitzbreite + 120 mm via Seitenteile ¹	
Sitzkissen 50 mm hoch max. Nutzergewicht 170kg Nylon	☒
Kontur Sitzkissen max. Nutzergewicht 170kg Nachtgrau	
420 mm / Bestellnr. 8440920000	
470 mm / Bestellnr. 8440921000	303,45
520 mm / Bestellnr. 8440922000	
Sitztiefe mm 400 425 450 475 500 525 550	☐
Sitzhöhe hinten mm ohne Sitzkissen 430 450 470 490 510 530	☐
Sitzwinkel 0° – 20° manuell einstellbar	☒
Kontur Rückenlehnenpolster Nachtgrau	
420 mm / 470 mm / 520 mm	
420 mm / Bestellnr. 8440923000	303,45
470 mm / Bestellnr. 8440924000	
520 mm / Bestellnr. 8440925000	
Rückenwinkel 90° – 120° manuelle Einstellung, 4 Stufen	☒
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar, Seitenteile ausziehbar pro Seite +25 mm	☒
Beinstützen	
Abnehm- und abschwenkbar, Fußplatte hochklapp- und winkelverstellbar	☒
Durchgehendes Fußbrett, hochklapp- u. winkelverstellbar für Sitzbreite	
420 mm / Bestellnr. 8440386000	
470 mm / Bestellnr. 8440387000	216,70
520 mm / Bestellnr. 8440388000	
(Länge Fußbrett muß gleich wie Sitzbreite sein)	

¹Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile


▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

BW Beinstütze waagrecht verstellbar	
Stück komplett rechts oder links	123,10
für Sitzbreite	
420 mm / rechts (Bestellnr. 1352350001)	
470 mm / rechts (Bestellnr. 1352350002)	
520 mm / rechts (Bestellnr. 1352350003)	
420 mm / links (Bestellnr. 1352351001)	
470 mm / links (Bestellnr. 1352351002)	
520 mm / links (Bestellnr. 1352351003)	
Unterschenkelängen:³	
370 390 410 430 450 470 490 510 530	☐
die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein	
Amputationsbeinstütze links / rechts	Stück 179,60
links / Bestellnr. 1352371001	
rechts / Bestellnr. 1352370001	
Batterie	
Batterie 2 x 12 V/56 Ah	☒
Batterie 2 x 12 V/80 Ah	Aufpreis für 2 Stück 288,30
Bestellnr. 2 x 8530700000	
Ladegerät 24 V/5 A	☒
Ladegerät 24 V/8 A ⁴	Aufpreis 103,-
Bestellnr. 8130845000	
Beleuchtung	
Front-, Rücklicht und Blinker gemäß StVZO	☒
Fahrpult	
Abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar	☒

²In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.

⁴Bei der Verwendung von 80 Ah Batterien wird zur Vermeidung von sehr langen Ladezeiten die Verwendung des 8 A Ladegerätes empfohlen.

³Die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein, um genügend Bodenfreiheit zu gewährleisten. (Zuerst Sitzhöhe auswählen)



Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

€

Elektrische Verstellmöglichkeiten

Steuerung ohne elektrische Verstellmöglichkeiten	●	
Steuerung mit bis zu 2 elektrischen Verstellmöglichkeiten BestellNr. 8355805000	364,-	
Steuerung für Begleitperson komplett mit Halter BestellNr. 8401829001	1.035,30	
Steuerung mit bis zu 4 elektrischen Verstellmöglichkeiten BestellNr. 8540846000	1.090,-	
Steuerung für Begleitperson komplett mit Halter BestellNr. 8401829002	1.423,10	
Sitzwinkel 0° – 20° elektrisch verstellbar BestellNr. 8530961000	1.402,20	
Rückenwinkel 100° – 142° elektrisch verstellbar ⁵ BestellNr. 8440960000	1.402,20	
Beinstütze elektrisch links / rechts Stück links / BestellNr. 8355361000 rechts / BestellNr. 8355360000	870,-	
Fahrpult links rechts montiert	○	
Begleitersteuerung links rechts montiert	○	

Bereifung

Vorderradfederung	●	
Antriebsrad 14", PU abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440500000	●	
Antriebsrad 14", Luft abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440505000	294,70	
Lenkrad 9", PU abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440400000	●	
Lenkrad 9", Luft abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440405000	216,50	
Antikipprollen	●	
Radspritzschutz vorne und hinten	●	
Zubehör		
Beckengurt	●	

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)

€

Kopfstütze Höhen-, seiten- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter BestellNr. 8440917000	215,-
Wadenband 420 mm / BestellNr. 8440320000 470 mm / BestellNr. 8440321000 520 mm / BestellNr. 8440322000	47,80
Rückspiegel links / rechts Stück komplett mit Halter links / BestellNr. Rücksp. 8401889000, Halter 8401809000 rechts / BestellNr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000	140,30
Stockhalter für 2 Gehstöcke Links Rechts Stück für mechanische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016048 für elektrische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016070	64,-
Kennzeichenhalter ⁶ BestellNr. 8166750000	43,60
Fahrgestell Farbe	
Weiß	●

⁶In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.

⁵Rückenwinkel 100° – 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm.

● Basisausstattung

○ wahlweise ohne Aufpreis

2 v. 2