

Firma:

Kommission:

Datum:

Basispreis: **Ejoy RD XL** | **6 km/h**

€ 5.875,-

HMV-Nr.: 18.50.04.3002 | Max. Belastbarkeit 170 kg

Basispreis: **Ejoy RD XL** | **10 km/h²**

€ 6.725,-

Max. Belastbarkeit 170 kg

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)

€

Teleskopierbares Sitzsystem

Sitzbreite mm	
420 mm / Standard	
470 mm / Bestellnr. Sitz 8440911000, Rücken 8440931000	☐
520 mm / Bestellnr. Sitz 8440912000, Rücken 8440932000	
Effektive Sitzbreite + 120 mm via Seitenteile ¹	
Sitzkissen 50 mm hoch max. Nutzergewicht 170kg Nylon	☒
Kontur Sitzkissen max. Nutzergewicht 170kg Nachtgrau	
420 mm / Bestellnr. 8440920000	
470 mm / Bestellnr. 8440921000	303,45
520 mm / Bestellnr. 8440922000	
Sitztiefe mm	
400 425 450 475 500 525 550	☐
Sitzhöhe hinten mm ohne Sitzkissen	
430 450 470 490 510 530	☐
Sitzwinkel 0° – 20° manuell einstellbar	☒
Kontur Rückenlehnenpolster Nachtgrau	
420 mm 470 mm 520 mm	
420 mm / Bestellnr. 8440923000	303,45
470 mm / Bestellnr. 8440924000	
520 mm / Bestellnr. 8440925000	
Rückenwinkel 90° – 120° manuelle Einstellung, 4 Stufen	☒
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar,	
Seitenteile ausziehbar pro Seite +25 mm	☒
Beinstützen	
Abnehm- und abschwenkbar, Fußplatte hochklapp- und winkelverstellbar	☒
Durchgehendes Fußbrett, hochklapp- u. winkelverstellbar	
für Sitzbreite	
420 mm / Bestellnr. 8440386000	
470 mm / Bestellnr. 8440387000	216,70
520 mm / Bestellnr. 8440388000	
(Länge Fußbrett muß gleich wie Sitzbreite sein)	

¹Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)


€

BW Beinstütze waagrecht verstellbar	
Stück komplett rechts oder links	123,10
für Sitzbreite	
420 mm / rechts (Bestellnr. 1352350001)	
470 mm / rechts (Bestellnr. 1352350002)	
520 mm / rechts (Bestellnr. 1352350003)	
420 mm / links (Bestellnr. 1352351001)	
470 mm / links (Bestellnr. 1352351002)	
520 mm / links (Bestellnr. 1352351003)	
Unterschenkelängen: ³	
370 390 410 430 450 470 490 510 530	☐
die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein	
Amputationsbeinstütze links / rechts Stück	179,60
links / Bestellnr. 1352371001	
rechts / Bestellnr. 1352370001	
Batterie	
Batterie 2 x 12 V/56 Ah	☒
Batterie 2 x 12 V/80 Ah Aufpreis für 2 Stück	288,30
Bestellnr. 2 x 8530700000	
Ladegerät 24 V/5 A	☒
Ladegerät 24 V/8 A ⁴ Aufpreis	103,-
Bestellnr. 8130845000	
Beleuchtung	
Front-, Rücklicht und Blinker gemäß StVZO	☒
Fahrpult	
Abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar	☒
Weiter nächste Seite	

²In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.

³Die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein, um genügend Bodenfreiheit zu gewährleisten. (Zuerst Sitzhöhe auswählen)

⁴Bei der Verwendung von 80 Ah Batterien wird zur Vermeidung von sehr langen Ladezeiten die Verwendung des 8 A Ladegerätes empfohlen.



Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

€

Elektrische Verstellmöglichkeiten

Steuerung ohne elektrische Verstellmöglichkeiten	●	
VR2 Steuerung für bis zu 2 elektrische Verstellmöglichkeiten BestellNr. 8445810000		364,-
VR2 Steuerung für Begleitperson komplett mit Halter BestellNr. 8401829001		1.035,30
R-net Steuerung für bis zu 4 elektrische Verstellmöglichkeiten BestellNr. 8445812000		1.090,-
R-net Steuerung für Begleitperson komplett mit Halter BestellNr. 8401829002		1.423,10
Sitzwinkel 0° – 20° elektrisch verstellbar BestellNr. 8530961000		1.402,20
Rückenwinkel 100° – 142° elektrisch verstellbar ⁵ BestellNr. 8440960000		1.402,20
Beinstütze elektrisch links / rechts Stück		870,-
links / BestellNr. 8355361000		
rechts / BestellNr. 8355360000		
Fahrpult links rechts montiert	○	
Begleitersteuerung links rechts montiert	○	

Bereifung

Hinterradfederung	
Antriebsrad 14", PU abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440500000	●
Antriebsrad 14", Luft abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440505000	
	294,70
Lenkrad 9", PU abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440400000	●
Lenkrad 9", Luft abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440405000	
	216,50
Antikipprollen	●
Radspritzschutz vorne und hinten	●

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)

€

Zubehör

Beckengurt	●	
Kopfstütze Höhen-, seiten- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter BestellNr. 8440917000		215,-
Wadenband 420 mm / BestellNr. 8440320000		47,80
470 mm / BestellNr. 8440321000		
520 mm / BestellNr. 8440322000		
Rückspiegel links / rechts Stück komplett mit Halter		140,30
links / BestellNr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000		
rechts / BestellNr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000		
Stockhalter für 2 Gehstöcke Links Rechts Stück		64,-
für mechanische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016048		
für elektrische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016070		
Kennzeichenhalter ⁶ BestellNr. 8166750000		43,60
Fahrgestell Farbe		
Weiß	●	

⁶In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.

⁵Rückenwinkel 100° – 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm.

● Basisausstattung

○ wahlweise ohne Aufpreis

2 v. 2