

BESTELLFORMULAR

Seite 1/4

BX 11

Adaptivrollstuhl



BX 11 (mit durchgehender Fußplatte)



BX 11 S (mit abnehmbaren Beinstützen)

Kostenvoranschlag


Bestellung

Rechnungsadresse / Kundennummer	
KD-Nr.	
Komission	
Name	
Straße	
PLZ / Ort	
E-Mail	
Tel.	

Versandadresse	
KD-Nr.	
Komission	
Name	
Straße	
PLZ / Ort	
E-Mail	
Tel.	

Die Bestellung erfolgt vorbehaltlich einer Prüfung, der technischen Machbarkeit, der gewählten Kombination.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm



BESTELLFORMULAR

Seite 2/4

BX 11

BX 11 S

Adaptivrollstuhl

Allgemeine Informationen

Nutzergewicht 135 kg | Material Aluminium | Steckachse | Sitzbespannung tiefeinstellbar | Rückenbezug anpassbar, atmungsaktiv, schwarz | Kleiderschutz aus Aluminium | Kniehebelbremse (Bischoff & Bischoff Aktivdruckbremse) | Greifreifen Aluminium, schwarz, pulverbeschichtet | bei Trommelbremse: Greifreifen und Felge in Silber, Bereifung PU

Modell	Basispreis*
BX 11 geschlossener Vorderrahmen mit durchgehender Fußplatte HMO-Nr.: 18.50.03.0200	2.100,-
BX 11 S geteilter Vorderrahmen für abnehmbare Beinstützen HMO-Nr.: 18.50.03.0200	2.150,-

Beinstützen

Durchgehend, mit Fußplatte aus Aluminium Standard mit BX 11 Fußplatte winkeleinstellbar, hochklappbar	●
Geteilt, abnehmbar mit Fußplatten aus Kunststoff Standard mit BX 11 S Paar in Rahmenfarbe Fußplatten winkeleinstellbar, hochklappbar	●
Beinstütze waagrecht verstellbar in schwarz nur mit BX 11 S	
links	123,10
rechts	123,10
Amputationsbeinstütze verstellbar in schwarz nur mit BX 11 S	
links	179,60
rechts	179,60

Rahmenfarben

Schwarz	Weiß	Blau	Rot	○
---------	------	------	-----	---

Nutzerbezogene Maße

Vordere Sitzhöhe (vSH) in mm <i>siehe Matrix unten</i>	○
490 500 510 520 530 540 550 560	

Hintere Sitzhöhe (hSH) in mm <i>siehe Matrix unten</i> bei 24" Antriebsräder, bei 22" ca. 25mm weniger	○
420 440 460 480 500 520	

Achtung: ab einer Differenz von 60 mm zwischen vSH und hSH muss der winkeleinstellbare Rücken verbaut werden.

Rückenhöhe (RH) in mm	○
275 300 325 350 375 400	

Unterschenkellänge BX 11 (UL) in mm <i>siehe Matrix unten</i> Mindestabstand Fußplatte bis Boden beträgt 40 mm	○
430 445 460 475 490 505 520 535	

Unterschenkellänge BX 11 S (UL) in mm Mindestabstand Fußplatte bis Boden beträgt 40 mm	○
430 450 470 490 510	

Sitzbreite (SB) & Sitztiefe (ST)		in mm	Kombinationen nur innerhalb der definierten Tabellen möglich		
SB	ST	SB	ST	SB	ST
360	380	420	440	480	500
380	400	440	460	500	520
400	420**	460	480**	520	540**
Bitte nur in einer der drei Tabellen auswählen !					

*Preis gilt zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer

**Sitztiefe nicht möglich bei BX 11 S Variante

		UL							
vSH 1		430	445	460	475	490	505	520	535
	490	x	x						
	500	x	x	x	x				
	510	x	x	x	x				
	520	x	x	x	x	x	x		
	530	x	x	x	x	x	x	x	
	540	x	x	x	x	x	x	x	
	550	x	x	x	x	x	x	x	x
	560	x	x	x	x	x	x	x	x

¹vordere Sitzhöhe


		Lenkradgröße			
vSH 1		4"	5"	6"	7"
	490	x	x		
	500	x	x	x	
	510	x	x	x	x
	520	x	x	x	x
	530	x	x	x	x
	540	x	x	x	x
	550		x	x	x
	560			x	x

		Lenkradgröße			
hSH 2		4"	5"	6"	7"
	420	x	x	x	x
	440	x	x	x	x
	460	x	x	x	x
	480	x	x	x	x
	500	x	x	x	x
	520	x	x	x	x

Bei 7" Lenkrädern nur Schwerpunkte 30-54 mm möglich.

²hintere Sitzhöhe

● Basisausstattung ○ wahlweise ohne Aufpreis

**Rahmenzubehör**

Ankipphilfe	links	81,40
	rechts	81,40
Antikipprollen	Paar	234,50

Sitzkissen | Dicke 50 mm

Gewünschtes Maß in mm:

Rückensystem und Schieberohre

Rücken gerade, Schieberohre einstellbar	●
Rücken winkeleinstellbar, Schieberohre höhenverstellbar, abnehmbar	265,20

Seitenteile

Seitenteil inkl. Kleiderschutz aus Aluminium Spritzschutzlippe Paar	●
Steckbar, höhenverstellbar mit Armauflage Paar	212,10
Stockhalter	15,90



Beinstützen durchgehend, mit Fußplatte aus Aluminium



Beinstützen geteilt, abnehmbar mit Fußplatten aus Kunststoff



Beinstütze waagrecht verstellbar



Amputationsbeinstütze



Rücken winkeleinstellbar



Schieberohre höhenverstellbar, abnehmbar



Kleiderschutz aus Aluminium (Spritzschutzlippe)



Seitenteil steckbar, höhenverstellbar




Antikipprollen



Antikipphilfe mit Spannklemmer

● Basisausstattung ○ wahlweise ohne Aufpreis

**Lenkräder** Bitte beachten Sie die Abhängigkeit der Unterschenkellänge und Vorderen Sitzhöhe (Matrix Seite 2)

4" Kunststofffelge, Softgummi, schwarz	☐
5" Kunststofffelge, Softgummi, schwarz	☐
6" Kunststofffelge, Softgummi, schwarz	☐
6" Kunststofffelge, PU grau Standard	☐
7" Kunststofffelge, Softgummi, schwarz	☐

Antriebsräder Bitte beachten Sie die Abhängigkeit der Hinteren Sitzhöhe (Matrix Seite 2)

24" PU auf Aluminiumfelge Paar	☐
22" Luftbereifung auf Aluminiumfelge Paar	☐
22" Schwalbe Marathon plus auf Aluminiumfelge Paar	180,70
24" Luftbereifung auf Aluminiumfelge Paar Standard	☐
24" Schwalbe Marathon plus auf Aluminiumfelge Paar	180,70

Antriebsradsturz

0° Standard	1°	2°	☐
---------------	----	----	-----------------------

Schwerpunkt | in mm | gemessen ab Vorderkante Rückenrohr, siehe Skizze unten (66 und 78 nicht möglich SB 36 | 38 | 40)

30	42	54 Standard	66	78	30 = passiv, 78 = aktiv	☐
----	----	---------------	----	----	-------------------------	-----------------------

Montage Greifreifen

20 mm Abstand Standard	☐
30 mm Abstand nicht möglich bei Trommelbremse und PU Antriebsrädern	

Zubehör Antriebsrad


Speichenschutz transparent 22" Paar	165,80
Speichenschutz transparent 24" Paar	165,80

Bremsen

Trommelbremsoption inklusive Trommelbremsräder 24" PU	329,40
Bremshebelverlängerung links	26,30
rechts	26,30

Zubehör Sitz

Beckengurt	30,60
------------	-------

Notizen

Schwerpunkt Seitenansicht

● Basisausstattung ○ wahlweise ohne Aufpreis