

BESTELLFORMULAR

S-ECO 300 S-ECO 300 XL Standardrollstuhl

Firma:

Kommission:

Datum:

Basispreis: **S-Eco 300 ohne TBB** € 1.079,-

Basispreis: **S-Eco 300 mit TBB** € 1.159,-

HMV-Nr.: 18.50.02.0106 | Max. Belastbarkeit 125 kg

Basispreis: **Togo Bundle S-Eco 300** € 3.819,-

Schiebe- und Bremshilfe mit S-Eco 300 fertig montiert

HMV-Nr.: 18.99.04.1014 | Max. Belastbarkeit 125 kg

Basispreis: **S-Eco 300 XL ohne TBB** € 1.300,-

Basispreis: **S-Eco 300 XL mit TBB** € 1.380,-

HMV-Nr.: 18.50.02.3036 | Max. Belastbarkeit 170 kg

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite in mm 370 400 430 460 490	<input type="radio"/>
520	45,50
Sitzbreite in mm XL-Version 520 550 580	<input type="radio"/>
Sitzhöhe vorne in mm 510 470 490	<input checked="" type="radio"/> 50,10
Sitztiefe 450 mm	<input checked="" type="radio"/>
Sitzkissen 5 cm Sitzbreiten 370–460 mm Best. Nr. 9800080000	27,50
Sitzkissen 5 cm Sitzbreite 490 mm Best. Nr. 9800084000	29,70
Sitzkissen 5 cm Sitzbreiten 520 mm Best. Nr. 9800085000	38,90
Sitzkissen 5 cm Sitzbreite 550 mm Best. Nr. 9800087000	46,-
Sitzkissen 5 cm Sitzbreite 580 mm Best. Nr. 9800088000	46,-
Sitzbezug Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Rücken	
Rückenhöhe 400 mm	<input checked="" type="radio"/>
Schieberohre höhenverstellbar* Paar	174,40
Kopfstütze* nicht für Sitzbreite 580 mm verfügbar für SB 380 – 430 mm Best. Nr. 9802900000 für SB 450 – 520 mm Best. Nr. 9802901000	215,10
Rückenbezug Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Seitenteile	
Duo-Seitenteile desk/lang, abschwengbar	<input checked="" type="radio"/>
Seitenteil höhenverstellbar links rechts	123,90
Seitenteil höhenverstellbar mit Kombiarmpolster links rechts	141,30


▼ Bitte ankreuzen

Beinstützen	€
Beinstützen nach innen und außen abschwengbar, mit anatomisch geformtem Griff	<input checked="" type="radio"/>
BW-Beinstütze links / rechts links SB 370 – 400 Best. Nr. 1352351001 links SB 430 – 460 Best. Nr. 1352351002 links SB 490 – 520 Best. Nr. 1352351003 links SB 550 – 580 Nicht verfügbar rechts SB 370 – 400 Best. Nr. 1352350001 rechts SB 430 – 460 Best. Nr. 1352350002 rechts SB 490 – 520 Best. Nr. 1352350003 rechts SB 550 – 580 Nicht verfügbar	123,10
Amputationsbeinstütze links / rechts links Best. Nr. 1352371001 rechts Best. Nr. 1352370001	179,60
Fußplatten mit Klett-Fersenbändern	<input checked="" type="radio"/>
Bereifung	
Hinterräder 24" x 1 3/8 " inkl. Steckachse	<input checked="" type="radio"/>
Vorderräder 200 x 50 mm	<input checked="" type="radio"/>
PU-Bereifung	<input checked="" type="radio"/>
Radstandverlängerung	<input checked="" type="radio"/>
Adapterblock	<input checked="" type="radio"/>
Speichenschutz transparent 24" Paar Best. Nr. 9800054000	165,90
Einhandantrieb nur ohne TBB links / rechts links für SB 370 – 400 Best. Nr. 5000017646 rechts für SB 430 – 520 Best. Nr. 5000017645 links für SB 550 – 580 Nicht möglich rechts für SB 550 – 580 Nicht möglich	649,-
Greifreifenüberzug 22" Paar Best. Nr. 9800065000	125,80
Greifreifenüberzug 24" Paar Best. Nr. 9800066000	180,80

*Kopfstütze und höhenverstellbare Schiebegriffe nicht in Kombination montierbar.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

☒ Basisausstattung ☐ wahlweise ohne Aufpreis



BESTELLFORMULAR

S-ECO 300
S-ECO 300 XL
Standardrollstuhl

Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Bremsen		
Feststellbremse Fahrerbedienung		<input checked="" type="radio"/>
Bremshebelverlängerung Stück	26,30	
Best. Nr. 0009677000		
Einhandbremse mechanisch links / rechts		
links Best. Nr. 9000611000	101,40	
rechts Best. Nr. 9000610000		
Zubehör		
Togo Schiebehilfe inkl. Anbauset		
nur bis einschl. SB 550 mm möglich		
Max. Belastbarkeit 125 kg	2.770,-	
Best. Nr. 8010000000		
HMV-Nr. 18.99.04.1014		
Montagelehre für Togo Adapterplatte	216,80	
Best. Nr. 8010199000		
Teleskoprohre lang Togo-Montage an SB 550 mm** Satz	176,-	
Best. Nr. 1 x 8010114000, 1 x 8010115000, 2 x 8010116000		
Kippschutzrollen Best. Nr. 1270845000	100,20	
Ankipphilfe		<input checked="" type="radio"/>
Beckengurt	30,70	
Best. Nr. 9800012000		
Stockhalter	27,10	
Best. Nr. 9800030002		
Therapietisch nur bis einschl. SB 550 mm möglich		
Sitzbreite (S) 370 – 430 Best. Nr. 9800006000	255,-	
Sitzbreite (L) 430 – 490 Best. Nr. 9800007000	255,-	
Sitzbreite (XL) 490 – 560 Best. Nr. 9800008000	285,-	
Therapietisch Hemi Best. Nr. 9800002000	315,-	

▼ Bitte ankreuzen

Infusions-/Oxygenflaschenhalter	193,30
Best. Nr. 1010884000	
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="radio"/>
Rollstuhl Zubehörset bestehend aus:	
Stockhalter universal für 2 Gehstöcke 1 St.	
Sicherheitsgurt "Press" Standard 1 St.	
Sitzkissen schwarz 1 St.	
1 Paar Kippschutzrollen	
Rollstuhlzubehörset S (SB 37-40 cm) Best. Nr. 9802928000	229,-
Rollstuhlzubehörset M (SB 43-46 cm) Best. Nr. 9802929000	229,-
Rollstuhlzubehörset L (SB 48 cm) Best. Nr. 9802930000	229,-
Rollstuhlzubehörset XL (SB 51 cm) Best. Nr. 9802931000	249,-
Rollstuhlzubehörset XXL (SB 56 cm) Best. Nr. 9802932000	249,-
Rahmenfarbe	

** Bei SB 550 mm werden zusätzlich diese Teleskoprohre benötigt.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

☒ Basisausstattung

☐ wahlweise ohne Aufpreis