


ROLLATOREN



Enjoy mobility.





DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

Wann ist ein Rollator sinnvoll?

Ein Rollator erhält Ihre Mobilität und Unabhängigkeit und steigert somit die Lebensqualität – sei es beim Spaziergang mit Freunden, beim Einkaufsbummel oder als kleiner Helfer im Alter. Bei Gangunsicherheit, wenn die Kraft bereits bei kurzen Wegen nachlässt, ein Gehstock im Einsatz ist, das Gehen nur noch unter Schmerzen möglich ist oder einfach eine Hilfe beim Transport von kleineren Einkäufen benötigt wird, ist ein Rollator das Mittel der Wahl.

Welche Kosten übernimmt die Krankenkasse?

Besteht ein Anspruch, übernimmt Ihre Krankenkasse die Grundversorgung, sprich einen Standard-Rollator, der Sie dabei unterstützt, die Herausforderungen des Alltags zu meistern. Ihr Arzt wird Ihnen bei medizinischer Notwendigkeit ein Rezept ausstellen. Wünschen Sie ein komfortableres oder leichteres Modell, dessen Kosten die Standardversorgung übersteigen, zahlen Sie die Differenz an das Sanitätshaus oder den Lieferanten.

Welche Arten von Rollatoren gibt es?

Premium-Rollatoren bieten ein Höchstmaß an Komfort und Unterstützung. Zusätzlich wird – wie bei der Alevo-Serie in Kooperation mit dem Porsche Design Studio – der Schwerpunkt auf technische und ästhetische Ansprüche gelegt. Leichtgewicht-Rollatoren eignen sich besonders für Menschen mit Kräfteinschränkung. Das geringe Gewicht dieser Gehhilfen vereinfacht das Handling im Alltag. Die Kosten für Standard-Rollatoren werden von den meisten Krankenkassen übernommen. Sie stellen die Grundversorgung bei eingeschränkter Mobilität dar. Für hohe Belastbarkeit oder groß gewachsene Menschen bieten wir Sondergrößen an, die an die individuellen physischen Anforderungen angepasst werden können.

Wo bekomme ich einen Rollator?

Der Fachhandel ist die erste Anlaufstelle für einen Rollator. Hier werden Sie von ausgebildeten Fachkräften beraten und können die für Sie geeigneten Modelle persönlich testen und vergleichen. Das Sanitätshaus ist auch Ihr Ansprechpartner in puncto Einstellungen oder Reparaturen.

ALEVO X


LEICHTGEWICHTROLLATOR



LEERGEWICHT*
8,1 KG




BREITE
591 MM



HÖHE
830 - 980 MM



LÄNGE
766 MM



SITZHÖHE
575 MM



NUTZER
GEWICHT
130 KG

*ohne Tasche und Rückengurt

ALEVO X

LEICHTGEWICHTROLLATOR

AUSSTATTUNG

- Aluminium Rahmen
- höhenverstellbare Schiebegriffe
- Komfortrückengurt (höhenverstellbar)
- Ankipphilfe
- Feststellbremse
- abnehmbare Tasche
- Reflektoren im Rahmen integriert
- im Rahmen liegende Bremsen
- Profilbereifung
- Einhand-Faltmechanismus
- mit HMV Nr.

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Stockhalter
- Flaschenhalter
- Sitzkissen
- Regenschirm (inkl. Halterung)
- faltbox



Ein-Hand-Faltmechanismus

TECHNISCHE DATEN

Sitzfläche	445 - 220 mm
Sitzhöhe	575 mm
Griffhöhe	830 - 980 mm
Gesamthöhe	830 - 980 mm
Gesamtbreite	591 mm
Gesamtbreite gefaltet	240 mm
Gesamtlänge	766 mm
Leergewicht*	8,1 kg
Nutzergewicht	130 kg
Wendekreis	946 mm
Versorgungsgröße	1,65 - 2,10 m
Material	Aluminium
Rahmenfarbe	rubinrot moosgrün
HMV-Nr.	10.50.04.1286

ALEVO CARBON

PREMIUM ROLLATOR

Design by
PORSCHE DESIGN
STUDIO

ALEVO CARBON

PREMIUM ROLLATOR



AUSSTATTUNG

- Carbon Rahmen
- höhenverstellbare Schiebegriffe
- Komfortrückengurt (höhenverstellbar)
- Ankipphilfe
- Feststellbremse
- abnehmbare Tasche
- Reflektoren im Rahmen integriert
- im Rahmen liegende Bremsen
- laufruhige Räder
- Einhand-Faltmechanismus
- mit HMV Nr.

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Stockhalter
- Flaschenhalter
- Sitzkissen
- Profilbereifung
- Regenschirm (inkl. Halterung)
- faltbox



TECHNISCHE DATEN


Sitzfläche	440 - 220 mm
Sitzhöhe	585 mm
Griffhöhe	810 - 960 mm
Gesamthöhe	810 - 960 mm
Gesamtbreite	625 mm
Gesamtbreite gefaltet	265 mm
Gesamtlänge	690 mm
Leergewicht*	6,0 kg
Nutzergewicht	130 kg
Wenderadius	1220 mm
Versorgungsgröße	1,59 - 1,90 m
Material	Carbon
Rahmenfarbe	schwarz
HMV Nr.	10.50.04.1xxx



LEERGEWICHT*
6,0 KG




BREITE
625 MM



HÖHE
810 - 960 MM



LÄNGE
690 MM



SITZHÖHE
585 MM



NUTZER
GEWICHT
130 KG

*ohne Tasche und Rückengurt

ALEVO ALU


LEICHTGEWICHTROLLATOR




IN 2
SITZHÖHEN
ERHÄLTlich



LEERGEWICHT*
6,5 | 7,0 KG




BREITE
625 MM



HÖHE
810 - 960 MM



LÄNGE
690 MM



SITZHÖHE
585 | 510 MM



NUTZER
GEWICHT
130 KG

*ohne Tasche und Rückengurt

Design by
**PORSCHE DESIGN
STUDIO**

ALEVO ALU
LEICHTGEWICHTROLLATOR

AUSSTATTUNG

- Aluminium Rahmen
- höhenverstellbare Schiebegriffe
- Rückengurt (höhenverstellbar)
- Ankipphilfe
- Feststellbremse
- abnehmbare Tasche
- Reflektoren im Rahmen integriert
- im Rahmen liegende Bremsen
- laufruhige Räder
- Einhand-Faltmechanismus
- mit HMV Nr.

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Stockhalter
- Flaschenhalter
- Sitzkissen
- Profilbereifung
- Regenschirm (inkl. Halterung)
- faltbox



TECHNISCHE DATEN

Sitzfläche	440 - 220 mm
Sitzhöhe	510 585 mm
Griffhöhe	810 - 960 mm
Gesamthöhe	810 - 960 mm
Gesamtbreite	625 mm
Gesamtbreite gefaltet	265 mm
Gesamtlänge	690 mm
Leergewicht*	6,5 7,0 kg
Nutzergewicht	130 kg
Wenderadius	1220 mm
Versorgungsgröße	1,59 - 1,90 m
Material	Aluminium
Rahmenfarbe	Nachtblau Platin
HMV Nr.	10.50.04.1287

ALEVO COUNTRY
LEICHTGEWICHTROLLATOR




IN 2
SITZHÖHEN
ERHÄLTlich



LEERGEWICHT*
6,5 | 7,0 KG




BREITE
625 MM



HÖHE
810 - 960 MM



LÄNGE
690 MM



SITZHÖHE
585 | 510 MM



NUTZER
GEWICHT
130 KG

*ohne Tasche und Rückengurt

Design by
**PORSCHE DESIGN
STUDIO**

ALEVO COUNTRY
LEICHTGEWICHTROLLATOR

AUSSTATTUNG

- Aluminium Rahmen
- höhenverstellbare Schiebegriffe
- Komfortrückengurt (höhenverstellbar)
- Ankipphilfe
- Feststellbremse
- abnehmbare Tasche
- Reflektoren im Rahmen integriert
- im Rahmen liegende Bremsen
- Profillbereifung
- Einhand-Faltmechanismus
- mit HMV Nr.

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Stockhalter
- Flaschenhalter
- Sitzkissen
- Regenschirm (inkl. Halterung)
- faltbox



TECHNISCHE DATEN


Sitzfläche	440 - 220 mm
Sitzhöhe	510 585 mm
Griffhöhe	810 - 960 mm
Gesamthöhe	810 - 960 mm
Gesamtbreite	625 mm
Gesamtbreite gefaltet	265 mm
Gesamtlänge	690 mm
Leergewicht*	6,5 7,0 kg
Nutzergewicht	130 kg
Wenderadius	1220 mm
Versorgungsgröße	1,59 - 1,90 m
Material	Aluminium
Rahmenfarbe	Nachtblau Platin
HMV Nr.	10.50.04.1285



ALEVO ZUBEHÖR

LEICHTGEWICHTROLLATOR

- 01 Stockhalter
- 02 Flaschenhalter
- 03 Sitzkissen
- 04 Regenschirm
- 05 Profilbereifung (nur für Alevo Carbon & Alevo Alu)
- 06 Rollator faltbox




BELIVA
LEICHTGEWICHTROLLATOR



LEERGEWICHT*
6,7 KG




BREITE
600 MM



HÖHE
845 - 965 MM



LÄNGE
690 MM



SITZHÖHE
520 MM



NUTZER
GEWICHT
136 KG

*ohne Tasche und Rückengurt

BELIVA
LEICHTGEWICHTROLLATOR

AUSSTATTUNG

- Aluminium Rahmen
- höhenverstellbare Schiebegriffe
- Komfortrückengurt (höhenverstellbar)
- Ankipphilfe
- Feststellbremse
- abnehmbare Tasche
- laufruhige Räder
- innenliegende Bremse und Bremskabel
- Einhand-Faltmechanismus
- mit HMV Nr.

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Stockhalter
- faltbox



TECHNISCHE DATEN

Sitzfläche	450 - 260 mm
Sitzhöhe	520 mm
Griffhöhe	845 - 965 mm
Gesamthöhe	845 - 965 mm
Gesamtbreite	600 mm
Gesamtbreite gefaltet	245 mm
Gesamtlänge	690 mm
Leergewicht*	6,7 kg
Nutzergewicht	136 kg
Wenderadius	851 mm
Versorgungsgröße	1,65 - 1,90 m
Material	Aluminium
Rahmenfarbe	Kieselgrau
HMV Nr.	10.50.04.1280

CAPERO

LEICHTGEWICHTROLLATOR

CAPERO

LEICHTGEWICHTROLLATOR



NUR 5,8 KG

AUSSTATTUNG

- Aluminium Rahmen
- höhenverstellbare Schiebegriffe
- Komfortrückengurt (höhenverstellbar)
- Ankipphilfe
- Feststellbremse
- abnehmbare Tasche
- laufruhige Räder
- Stockhalter
- Einhand-Faltmechanismus
- mit HMV Nr.


ZUBEHÖR & OPTIONEN

- faltbox



TECHNISCHE DATEN

Sitzfläche	450 - 250 mm
Sitzhöhe	549 mm
Griffhöhe	860 - 960 mm
Gesamthöhe	860 - 960 mm
Gesamtbreite	636 mm
Gesamtbreite gefaltet	236 mm
Gesamtlänge	765 mm
Leergewicht*	5,8 kg
Nutzergewicht	136 kg
Wenderadius	686 mm
Versorgungsgröße	1,59 – 1,90 m
Material	Aluminium
Rahmenfarbe	Nachtblau Platin
HMV Nr.	10.50.04.1275



LEERGEWICHT*
5,8 KG

BREITE
636 MM

HÖHE
860 - 960 MM

LÄNGE
765 MM

SITZHÖHE
549 MM

NUTZER
GEWICHT
136 KG

*ohne Tasche und Rückengurt

RL-SMART


LEICHTGEWICHTROLLATOR



LEERGEWICHT*
6,1 KG




BREITE
631 MM



HÖHE
820 - 945 MM



LÄNGE
655 MM



SITZHÖHE
540 MM



NUTZER
GEWICHT
136 KG

*ohne Tasche

RL-SMART

LEICHTGEWICHTROLLATOR

AUSSTATTUNG

- Aluminium Rahmen
- höhenverstellbare Schiebegriffe
- Komfortrückengurt (höhenverstellbar)
- Ankipphilfe
- Feststellbremse
- abnehmbare Tasche
- laufruhige Räder
- Stockhalter
- Einhand-Faltmechanismus
- mit HMV Nr.

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- **Faltbox**



TECHNISCHE DATEN

Sitzfläche	450 - 250 mm
Sitzhöhe	540 mm
Griffhöhe	820 - 945 mm
Gesamthöhe	820 - 945 mm
Gesamtbreite	631 mm
Gesamtbreite gefaltet	240 mm
Gesamtlänge	655 mm
Leergewicht*	6,1 kg
Nutzergewicht	136 kg
Wendekreis	870 mm
Versorgungsgröße	1,59 - 1,90 m
Material	Aluminium
Rahmenfarbe	Blau Platin
HMV Nr.	10.50.04.1165

RL-SMART ST

LEICHTGEWICHTROLLATOR

RL-SMART ST

LEICHTGEWICHTROLLATOR



AUSSTATTUNG

- Stahl Rahmen
- höhenverstellbare Schiebegriffe
- Komfortrückengurt (höhenverstellbar)
- Ankipphilfe
- Feststellbremse
- abnehmbare Tasche
- laufruhige Räder
- Stockhalter
- Einhand-Faltmechanismus
- mit HMV Nr.

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- Faltbox



Ein-Hand-Faltmechanismus

TECHNISCHE DATEN


Sitzfläche	450 - 250 mm
Sitzhöhe	540 mm
Griffhöhe	820 - 945 mm
Gesamthöhe	820 - 945 mm
Gesamtbreite	631 mm
Gesamtbreite gefaltet	240 mm
Gesamtlänge	655 mm
Leergewicht*	7,4 kg
Nutzergewicht	136 kg
Wenderadius	870 mm
Versorgungsgröße	1,59 – 1,90 m
Material	Stahl
Rahmenfarbe	Grau
HMV Nr.	10.50.04.1165



LEERGEWICHT*
7,4 KG




BREITE
631 MM



HÖHE
820 - 945 MM



LÄNGE
655 MM



SITZHÖHE
540 MM



NUTZER
GEWICHT
136 KG

*ohne Tasche

SENIO | SENIO SRL

STANDARD ROLLATOR



AUSSTATTUNG

- Stahlrohrrahmen
- höhenverstellbare Schiebegriffe
- Ankipphilfe
- Feststellbremse
- abnehmbarer Korb
- Reflektoren
- Faltsicherung
- faltbarer Rahmen
- Stockhalter
- Tablett
- Pannensichere PU-Bereifung
- mit HMV Nr.

TECHNISCHE DATEN


Sitzbreite	420 mm
Sitzhöhe	610 mm
Griffhöhe	805 - 980 mm
Gesamthöhe	805 - 980 mm
Gesamtbreite	590 mm
Gesamtbreite gefaltet	245 mm
Gesamtlänge	690 mm
Leergewicht*	8,9 kg
Nutzergewicht	136 kg
Wenderadius	810 mm
Versorgungsgröße	1,59 – 1,90 m
Material	Stahl
Rahmenfarbe	Silber
HMV Nr.	10.50.04.1238



LEERGEWICHT*
8,9 KG




BREITE
590 MM



HÖHE
805 - 980 MM



LÄNGE
690 MM



SITZHÖHE
610 MM



NUTZER
GEWICHT
136 KG

*ohne Stockhalter, Korb und Tablett

ROLLATOR B XXL

SONDERGRÖSSEN


XXL
SONDER
GRÖSSE



LEERGEWICHT*
12,1 KG




BREITE
705 MM



HÖHE
790 - 940 MM



LÄNGE
720 MM



SITZHÖHE
630 MM



NUTZER
GEWICHT
200 KG

*ohne Stockhalter, Korb und Tablett

ROLLATOR B XXL

SONDERGRÖSSEN

AUSSTATTUNG

- Stahlrohrrahmen
- höhenverstellbare Schiebegriffe
- Ankipphilfe
- Feststellbremse
- abnehmbarer Korb
- Reflektoren
- Faltsicherung
- faltbarer Rahmen
- Stockhalter
- Tablett
- Pannensichere PU-Bereifung
- mit HMV Nr.

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	550 mm
Sitzhöhe	630 mm
Griffhöhe	790 - 940 mm
Gesamthöhe	790 - 940 mm
Gesamtbreite	705 mm
Gesamtbreite gefaltet	240 mm
Gesamtlänge	720 mm
Leergewicht*	12,1 kg
Nutzergewicht	200 kg
Wenderadius	1290 mm
Versorgungsgröße	1,59 - 1,90 m
Material	Stahl
Rahmenfarbe	Silber
HMV Nr.	10.50.04.2004

**Sie haben Fragen
zu Produkten oder
brauchen Hilfe?
Wir helfen gerne!**

KUNDENSERVICE
+49 (0) 72 48 | 92 0 92

MAIL
info@bischoff-bischoff.de

INTERNET
www.bischoff-bischoff.com

NOTIZEN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bischoff & Bischoff GmbH
Im Stöckmädle 13
D-76307 Karlsbad
Tel.: +49 (0) 72 48 | 92 0 92
info@bischoff-bischoff.de
www.bischoff-bischoff.com

Bildquellen: Bischoff & Bischoff GmbH
Druckfehler, Produkt-, Farbänderungen und technische
Angaben sind vorbehalten. Die angegebenen Maße
unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von
+/- 10 mm. Die Farben der abgebildeten Produkte
können in der Realität leicht abweichen.
Stand: März 2026
© Bischoff & Bischoff GmbH

bischoff-bischoff.com

