

**Firma:****Kommission:****Datum:**

Basispreis: Sitzbreite 600 mm mit TBB	€ 3.369,-
Basispreis: Sitzbreite 650 mm mit TBB	€ 3.369,-
Basispreis: Sitzbreite 700 mm mit TBB	€ 3.369,-
Basispreis: Sitzbreite 600 mm ohne TBB	€ 3.289,-
Basispreis: Sitzbreite 650 mm ohne TBB	€ 3.289,-
Basispreis: Sitzbreite 700 mm ohne TBB	€ 3.289,-

Max. Belastbarkeit 250 kg

HMV-Nr. 18.50.02.3043

▼ Bitte ankreuzen

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite in mm 600 650 700	<input type="radio"/>
Sitzhöhe vorne ohne Sitzkissen 475 - 525 mm	<input checked="" type="radio"/>
Sitztiefe 480 mm	<input checked="" type="radio"/>
Sitzkissen verstärkt, 50 mm	<input checked="" type="radio"/>
Rücken	
Rückenlehnenhöhe 450 mm o. Sitzkissen	<input checked="" type="radio"/>
Anpassrücken	<input checked="" type="radio"/>
Schieberohre höhenverstellbar + 75mm	<input checked="" type="radio"/>
Seitenteile	
Seitenteile hochklappbar und höhenverstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Beinstützen	
Nach innen und außen abschwengbar, abnehmbar	<input checked="" type="radio"/>
Fußbrett höhenverstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Beinstütze waagrecht verstellbar links Stk Best. Nr.: 1352351003 rechts Stk Best. Nr.: 1352350003	140,90
Amputationsbeinstütze links Stk. Best. Nr.: 1352371001 rechts Stk. Best. Nr.: 1352370001	179,60

Bereifung	€
Hinterräder 24" PU verstärkte Achse	<input checked="" type="radio"/>
Vorderräder 7" PU	<input checked="" type="radio"/>
Bremsen	
Feststellbremse Fahrerbedienung	<input checked="" type="radio"/>
Zubehör	
Ankipphilfe	<input checked="" type="radio"/>
Kippschutzrollen Paar Best. Nr.: 1270845000	100,10
Stockhalter	<input checked="" type="radio"/>
Stabilisierungsstange	<input checked="" type="radio"/>
Tasche im Rückengurt	<input checked="" type="radio"/>
Wadenband	<input checked="" type="radio"/>
Passive Beleuchtung	<input checked="" type="radio"/>
Beckengurt Best. Nr.: 9800019000	45,50
Rahmenfarbe	
Anthrazit	<input checked="" type="radio"/>

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 0 - 10 mm

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis