


CENTURO

ELEKTROMOBILE



Enjoy mobility.



CENTURO

ELEKTROMOBILE



CENTURO

ELEKTROMOBILE

SERIENAUSSTATTUNG

ergonomischer Lenker

verstellbare Lenksäule

abnehmbarer Einkaufskorb

dreh- & höheneinstellbarer Sitz

abklappere Rückenlehne

winkeleinstellbare Armlehnen

USB-Port

Rahmenfarbe

Weiß | Anthrazit

MOBIL & UNABHÄNGIG

Funktionalität trifft auf modernes Design

Die CENTURO-Reihe von Bischoff & Bischoff sorgt mit zahlreichen Funktionen für Fahrspaß und Sicherheit. Das Design, das durch die schlichte Farbgebung – wahlweise in Anthrazit oder Weiß – unterstrichen wird, vermittelt ein Gefühl von Modernität und Understatement.

Zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten

Funktionale Elemente wie der an der Lenksäule installierte Einkaufskorb oder der Spritzschutz fügen sich harmonisch in das Gesamtbild ein. Der mit schwarzem Kunstleder gepolsterte Komfortsitz wirkt einladend und luxuriös zugleich. Für weite Strecken mit dem Elektromobil ist eine bequeme Sitzposition essenziell. Die CENTURO-Reihe bietet eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten und sorgt somit für ein Höchstmaß an Fahrkomfort.

Zuverlässige Fahrsicherheit

Die CENTURO-Reihe erfüllt alle nötigen Anforderungen für eine sichere Fortbewegung im Straßenverkehr.



LEERGEWICHT
142 KG



BREITE
745 MM



HÖHE
1440 MM*



LÄNGE
1450 MM



NUTZER-
GEWICHT
160 KG



WENDE-
BEREICH
2300 MM

SCHNELL & LEISTUNGSSTARK

Mit einer Reichweite bis zu 45 km und der Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h ist der **CENTURO S7** das leistungsstärkste Elektromobil dieser Serie. Zusätzlich ist es mit zahlreichen Sicherheits-Features wie einem Rammschutz rund um das Fahrzeug und einer Geschwindigkeitsdrosselung in Kurvenfahrten ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------|--|
| Sitzbreite | 490 mm |
| Sitztiefe | 420 mm |
| Geschwindigkeit | 15 km/h |
| Reichweite | ca. 45 km |
| Steigfähigkeit | 10° 17 % |
| Hindernishöhe | 100 mm |
| Bereifung | 13" (Luftbereifung) |
| Kurvensensor | mit autom. Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven |
| Beleuchtung | gemäß StVZO |
| Display | LCD |
| Rahmenfarbe | ● Weiß ○ Anthrazit |

*in oberster Sitzposition



DAS XXL ELEKTROMOBIL

Der CENTURO S7 XXL ist speziell für schwergewichtige Menschen konzipiert, daher verfügt er über eine maximale Belastbarkeit von 250 kg. Das verstärkte Getriebe und die angepasste Motorleistung dieses XXL-Elektromobils ermöglichen eine Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------|--|
| Sitzbreite | 520 mm |
| Sitztiefe | 550 mm |
| Geschwindigkeit | 10 km/h |
| Reichweite | ca. 35 km |
| Steigfähigkeit | 10° 17 % |
| Hindernishöhe | 100 mm |
| Bereifung | 13" (Luftbereifung) |
| Kurvensensor | mit autom. Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven |
| Beleuchtung | gemäß StVZO |
| Display | LCD |
| Rahmenfarbe | ● Anthrazit |



LEERGEWICHT
157 KG



BREITE
745 MM



HÖHE
1440 MM*



LÄNGE
1450 MM



NUTZER-
GEWICHT
250 KG



WENDE-
BEREICH
2300 MM

*in oberster Sitzposition

S7 MAX



LEERGEWICHT
142 KG



BREITE
745 MM



HÖHE
1440 MM*



LÄNGE
1450 MM



NUTZER-
GEWICHT
160 KG



WENDE-
BEREICH
2300 MM

WENDIG & GELÄNDEFÄHIG

Das Elektromobil CENTURO S7 MAX eignet sich speziell für Fahrten im bergigen Umfeld. Es ist die Gelände-Variante des bewährten CENTURO S7. Selbst lange Strecken mit einer Steigung von bis zu 21 Prozent meistert dieses Elektromobil mit Bravour.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------|--|
| Sitzbreite | 490 mm |
| Sitztiefe | 420 mm |
| Geschwindigkeit | 10 km/h |
| Reichweite | ca. 45 km |
| Steigfähigkeit | 12° 21 % |
| Hindernishöhe | 100 mm |
| Bereifung | 13" (Luftbereifung) |
| Kurvensensor | mit autom. Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven |
| Beleuchtung | gemäß StVZO |
| Display | LCD |
| Rahmenfarbe | ● Anthrazit |

*in oberster Sitzposition



S4

KOMFORTABEL & SPORTLICH

Der CENTURO S4 ist die erweiterte Version des Standardmodells CENTURO S2. Dabei besticht er mit einem höheren Leistungsumfang. Ein Maximum an Sicherheit erreicht dieses Elektromobil dank seiner rund um das Fahrzeug installierten Rammbügel.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------|----------------------|
| Sitzbreite | 457 mm |
| Sitztiefe | 406 mm |
| Geschwindigkeit | 10 km/h |
| Reichweite | ca. 35 km |
| Steigfähigkeit | 6° 10 % |
| Hindernishöhe | 50 mm |
| Bereifung | 12" (Luftbereifung) |
| Beleuchtung | gemäß StVZO |
| Display | LED |
| Rahmenfarbe | ● Weiß ○ Anthrazit |

*in oberster Sitzposition



LEERGEWICHT
122 KG



BREITE
650 MM



HÖHE
1415 MM*



LÄNGE
1350 MM



NUTZER-
GEWICHT
160 KG



WENDE-
BEREICH
2300 MM

S2



FLEXIBEL & FUNKTIONAL

Der leistungsstarke CENTURO S2 mit Hilfsmittelnummer eignet sich für den Innen- und Außenbereich. Größere Hindernisse wie Bordsteinkanten oder Unebenheiten im Gelände sind für ihn kein Problem. Der CENTURO S2 erfüllt die Vorgaben für die Mitnahme im ÖPNV.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------|----------------------|
| Sitzbreite | 490 mm |
| Sitztiefe | 420 mm |
| Geschwindigkeit | 6 km/h 10 km/h |
| Reichweite | ca. 35 km |
| Steigfähigkeit | 6° 10 % |
| Hindernishöhe | 50 mm |
| Bereifung | 10" (Luftbereifung) |
| Beleuchtung | gemäß StVZO |
| Display | LED |
| Rahmenfarbe | ○ Weiß ● Anthrazit |
| HMV Nr. | 18.51.05.1044 |



LEERGEWICHT
109 KG



BREITE
635 MM



HÖHE
1405 MM*



LÄNGE
1190 MM



NUTZER-
GEWICHT
160 KG



WENDE-
BEREICH
1950 MM

*in oberster Sitzposition



S1

SOLIDE & SICHER

Als Einsteigermodell bietet der CENTURO S1 eine solide Basisausstattung, die sich durch erstklassige Leistung und unschlagbaren Komfort auszeichnet.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------|-------------|
| Sitzbreite | 457 mm |
| Sitztiefe | 457 mm |
| Geschwindigkeit | 6 km/h |
| Reichweite | ca. 30 km |
| Steigfähigkeit | 6° 10 % |
| Hindernishöhe | 50 mm |
| Bereifung | 10" (PU) |
| Beleuchtung | gemäß StVZO |
| Display | LED |
| Rahmenfarbe | ● Silber |

*in oberster Sitzposition



LEERGEWICHT
109 KG



BREITE
635 MM



HÖHE
1405 MM*



LÄNGE
1190 MM



NUTZER-
GEWICHT
160 KG



WENDE-
BEREICH
2050 MM



MINI

WENDIG & PLATZSPAREND

Dank seiner kompakten Maße und einem Wenderadius von nur 1500 mm eignet sich der CENTURO MINI sehr gut für den Transport und ist damit das perfekte Elektromobil für die Reise. Ohne Werkzeug lässt er sich in wenigen Schritten zerlegen.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Sitzbreite | 450 mm |
| Sitztiefe | 370 mm |
| Geschwindigkeit | 6 km/h |
| Reichweite | ca. 15 km |
| Steigfähigkeit | 3° 5 % |
| Hindernishöhe | 50 mm |
| Bereifung | 8" PU |
| Beleuchtung | Scheinwerfer (nicht gemäß StVZO) |
| Display | LED |
| Rahmenfarbe | ● Weiß ○ Anthrazit |



LEERGEWICHT
55 KG



BREITE
535 MM



HÖHE
950 MM*



LÄNGE
1055 MM



NUTZER-
GEWICHT
136 KG



WENDE-
BEREICH
1500 MM

*in oberster Sitzposition

CENTURO

TECHNISCHE DATEN

| | Gesamt- breite | Gesamt- länge | Gesamt- höhe | Leer- gewicht | Nutzer- gewicht | Sitz- höhe | Geschwindig- keit | Elektro- motor | Batterie | Lade- gerät | Berei- fung |
|----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| S 7 | 745 mm | 1450 mm | 1440 mm | 142 kg | 160 kg | 465 – 515 mm | 15 km/h | DC 24 V 1100 W | 90 Ah | 10 Ah | 13" |
| S 7 XXL | 745 mm | 1450 mm | 1440 mm | 157 kg | 250 kg | 465 – 515 mm | 10 km/h | DC 24 V 1000 W | 90 Ah | 10 Ah | 13" |
| S 7 MAX | 745 mm | 1450 mm | 1440 mm | 142 kg | 160 kg | 465 – 515 mm | 10 km/h | DC 24 V 1000 W | 90 Ah | 10 Ah | 13" |
| S 4 | 650 mm | 1350 mm | 1415 mm | 122 kg | 160 kg | 465 – 515 mm | 10 km/h | Dc 24 V 700 W | 55 Ah | 8 Ah | 12" |
| S 2 | 635 mm | 1190 mm | 1405 mm | 109 kg | 160 kg | 465 – 515 mm | 6 10 km/h | DC 24 V 500 W DC 24 V 600 W | 55 Ah | 8 Ah | 10" |
| S 1 | 635 mm | 1190 mm | 1405 mm | 109 kg | 160 kg | 465 – 515 mm | 6 km/h | DC 24 V 500 W | 36 Ah | 5 Ah | 10" |
| MINI | 535 mm | 1055 mm | 950 mm | 55 kg | 136 kg | 420 – 470 mm | 6 km/h | DC 24 V 260 W | 17 Ah | 3 Ah | 8" |

ZUBEHÖR

- 01 Regenabdeckung
- 02 Transportbox
- 03 Stockhalter
- 04 Rollator Halterung
- 05 XL Sitz
- 06 Kennzeichenhalter
(ohne Abbildung)



Bischoff & Bischoff GmbH
Im Stöckmädle 13
D-76307 Karlsbad
Tel.: +49 (0) 72 48 | 92 0 92
info@bischoff-bischoff.de
www.bischoff-bischoff.com

Bildquellen: Bischoff & Bischoff GmbH
Druckfehler, Produkt-, Farbänderungen und technische
Angaben sind vorbehalten. Die Farben der abgebildeten
Produkte können in der Realität leicht abweichen.
Stand: Mai 2026
© Bischoff & Bischoff GmbH

bischoff-bischoff.com

