

Firma:

Kommission:

Datum:

Basispreis: **Ejoy FD XXL** | 6 km/h € 15.550,-
 Mit VR2 Steuerung, incl. 2 Verstellmöglichkeiten
 | max. Nutzergewicht 200 kg
 HMV-Nr.: 18.50.04.5008

Basispreis: **Ejoy FD XXL** | 6 km/h € 16.790,-
 Mit R-net Steuerung, incl. 4 Verstellmöglichkeiten
 | max. Nutzergewicht 250 kg
 HMV-Nr.: 18.50.04.5008

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €


Teleskopierbares Sitzsystem

Sitzbreite mm 580 mm 630 mm 680 mm	<input type="radio"/>
Effektive Sitzbreite +120 mm via Seitenteile ¹	
Sitzkissen 50 mm hoch max. Nutzergewicht 250kg Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Kontur Sitzkissen max. Nutzergewicht 250kg Nachtgrau 580 mm / Bestellnr. 8540920000 630 mm / Bestellnr. 8540921000 680 mm / Bestellnr. 8540922000	303,45
Sitztiefe mm 400 425 450 475 500 525 550	<input type="radio"/>
Sitzhöhe hinten mm ohne Sitzkissen 430 450 470 490 510 530	<input type="radio"/>
Sitzwinkel 0°– 20° manuell einstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Kontur Rückenlehnenpolster Nachtgrau 580 mm / 630 mm / 680 mm 580 mm / Bestellnr. 8540923000 630 mm / Bestellnr. 8540924000 680 mm / Bestellnr. 8540925000	303,45
Rückenwinkel 90°– 120° manuelle Einstellung, 4 Stufen	<input checked="" type="radio"/>
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar, Seitenteile ausziehbar pro Seite +60 mm	<input checked="" type="radio"/>

Beinstützen

Abnehm- und abschwenkbar, Fußplatte hochklapp- und winkelverstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Durchgehendes Fußbrett, hochklapp- u. winkelverstellbar für Sitzbreite 580 mm / Bestellnr. 8540386000 630 mm / Bestellnr. 8540387000 680 mm / Bestellnr. 8540388000	<input checked="" type="radio"/>
BW Beinstütze waagrecht verstellbar Stück komplett rechts oder links	123,10
rechts (Bestellnr. 1352350003) links (Bestellnr. 1352351003)	
Unterschenklängen: ² 370 390 410 430 450 470 490 510 530	<input type="radio"/>
die Unterschenklänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein	
Amputationsbeinstütze links / rechts Stück	179,60
links / Bestellnr. 1352371001 rechts / Bestellnr. 1352370001	
Batterie	
Batterie 2 x 12 V/90 Ah	<input checked="" type="radio"/>
Ladegerät 24 V/10 A	<input checked="" type="radio"/>
Beleuchtung	
Front-, Rücklicht und Blinker gemäß StVZO	<input checked="" type="radio"/>

¹Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile²Die Unterschenklänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein, um genügend Bodenfreiheit zu gewährleisten. (Zuerst Sitzhöhe auswählen)



Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen €

Fahrpult		
Abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar		●
Elektrische Einstellmöglichkeiten		
VR2 Steuerung für Begleitperson komplett mit Halter Bestellnr. 8401829001	1.035,30	
R-net Steuerung mit 4 elektrischen Verstellmöglichkeiten serienmäßig bei 250 kg Version Bestellnr. 8500848000	1.090,-	
R-net Attendant - für Begleitperson komplett mit Halter Bestellnr. 8401829002	1.423,10	
Sitzwinkel 0° - 20° elektrisch verstellbar Bestellnr. 8530961000	1.402,20	
Rückenwinkel 100° - 142° elektrisch verstellbar ⁴ Bestellnr. 8440960000	1.402,20	
Beinstütze elektrisch links / rechts Stück links / Bestellnr. 8355361000 rechts / Bestellnr. 8355360000	870,-	
Fahrpult links rechts montiert		○
Begleitersteuerung links rechts montiert		○
Bereifung		
Vorderradfederung		●
Antriebsrad 14", PU abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440500000	294,70	
Antriebsrad 14", Luft abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440505000		●
Lenkrad 9", PU abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440400000	315,70	
Lenkrad 9", Luft abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440405000		●
Antikipprollen		●
Radspрызschutz vorne und hinten		●

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Zubehör		
Beckengurt		●
Kopfstütze Höhen-, seiten- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter Bestellnr. 8440917000	215,-	
Wadenband 580 mm / Bestellnr. 8540320000 630 mm / Bestellnr. 8540321000 680 mm / Bestellnr. 8540322000	47,80	
Rückspiegel links / rechts Stück komplett mit Halter links / Bestellnr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000 rechts / Bestellnr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000	140,30	
Stockhalter für 2 Gehstöcke Links Rechts Stück für mechanische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016048 für elektrische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016070	64,-	
Kennzeichenhalter Bestellnr. 8166750000	43,60	
Fahrgestell Farbe		
Weiß		●

⁴Rückenwinkel 100° - 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.