

**Firma:**

**Kommission:**

**Datum:**

Basispreis: **Ejoy RD XXL** | 6 km/h € 14.650,-  
Mit VR2 Steuerung, inkl. 2 Verstellmöglichkeiten  
| max. Nutzergewicht 200 kg  
HMV-Nr.: 18.50.04.5007

Basispreis: **Ejoy RD XXL** | 6 km/h € 16.790,-  
Mit R-Net Steuerung, inkl. 4 Verstellmöglichkeiten  
| max. Nutzergewicht 250 kg  
HMV-Nr.: 18.50.04.5007

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €


<b>Teleskopierbares Sitzsystem</b>	
Sitzbreite mm <b>580 mm</b> 630 mm 680 mm Effektive Sitzbreite   +120 mm via Seitenteile <sup>1</sup>	<input type="radio"/>
Sitzkissen 50 mm hoch max. Nutzergewicht 250kg   Nylon	<input checked="" type="radio"/>
Kontur Sitzkissen max. Nutzergewicht 250kg   Nachtgrau   für Sitzbreite   580 mm / Bestellnr. 8540920000   630 mm / Bestellnr. 8540921000   680 mm / Bestellnr. 8540922000	303,45
Sitztiefe mm 400 425 <b>450</b> 475 500 525 550	<input type="radio"/>
Sitzhöhe hinten mm   ohne Sitzkissen 430 450 <b>470</b> 490 510 530	<input type="radio"/>
Sitzwinkel 0° – 20°   manuell einstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Kontur Rückenlehnenpolster   Nachtgrau   für Sitzbreite   580 mm / Bestellnr. 8540923000   630 mm / Bestellnr. 8540924000   680 mm / Bestellnr. 8540925000	303,45
Rückenwinkel 90° – 120°   manuelle Einstellung, 4 Stufen	<input checked="" type="radio"/>
<b>Seitenteile</b>	
Höhen- und breitenverstellbar, Seitenteile ausziehbar pro Seite   +60 mm	<input checked="" type="radio"/>
<b>Beinstützen</b>	
Abnehm- und abschwenkbar, Fußplatte hochklapp- und winkelverstellbar	<input checked="" type="radio"/>
Durchgehendes Fußbrett, hochklapp- u. winkelverstellbar   für Sitzbreite 580 mm / Bestellnr. 8540386000 630 mm / Bestellnr. 8540387000 680 mm / Bestellnr. 8540388000 (Länge des Fußbrettes muss gleich wie die Sitzbreite sein)	<input checked="" type="radio"/>
BW Beinstütze waagrecht verstellbar   Stück komplett rechts oder links	123,10
rechts (Bestellnr. 1352350003)	
links (Bestellnr. 1352351003)	

<sup>1</sup>Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile

Unterschenkel­längen. <sup>2</sup> <b>370</b> 390 410 430 450 470 490 510 530	<input type="radio"/>
die Unterschenkel­länge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein	
Amputationsbeinstütze   links / rechts   Stück	179,60
links / Bestellnr. 1352371001	
rechts / Bestellnr. 1352370001	
<b>Batterie</b>	
Batterie 2 x 12 V/90 Ah	<input checked="" type="radio"/>
Ladegerät 24 V/10 A	<input checked="" type="radio"/>
<b>Beleuchtung</b>	
Front-, Rücklicht und Blinker   gemäß StVZO	<input checked="" type="radio"/>
<b>Fahrpult</b>	
Abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar	<input checked="" type="radio"/>
<b>Elektrische Einstellmöglichkeiten</b>	
VR2 Steuerung für Begleitperson   komplett mit Halter	1.035,30
Bestellnr. 8401829001	
R-net Steuerung für bis zu 4 elektrische Verstell- möglichkeiten   serienmäßig bei 250 kg Version	1.090,-
Bestellnr. 8445812000	
R-net Steuerung für Begleitperson   komplett mit Halter	1.423,10
Bestellnr. 8401829002	
Sitzwinkel 0° – 20°   elektrisch verstellbar	1.402,20
Bestellnr. 8530961000	
Rückenwinkel 100° – 142°   elektrisch verstellbar <sup>3</sup>	1.402,20
Bestellnr. 8440960000	
Beinstütze elektrisch   links / rechts   Stück	870,-
links / Bestellnr. 8355361000	
rechts / Bestellnr. 8355360000	
Fahrpult links <b>rechts montiert</b>	<input type="radio"/>
Begleitersteuerung links <b>rechts montiert</b>	<input type="radio"/>
Weiter nächste Seite	

<sup>2</sup>Die Unterschenkel­länge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein, um genügend Bodenfreiheit zu gewährleisten. (Zuerst Sitzhöhe auswählen)

<sup>3</sup>Rückenwinkel 100° – 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.

**Firma:****Kommission:****Datum:**

▼ Bitte ankreuzen

€

**Bereifung**

Hinterradfederung	<input checked="" type="radio"/>	
Antriebsrad 14", PU   abriebresistent, schwarz   Paar   Bestellnr. 8440500000	<input checked="" type="radio"/>	
Antriebsrad 14", Luft   abriebresistent, schwarz   Paar   Bestellnr. 8440505000	<input type="radio"/>	294,70
Lenkrad 9", PU   abriebresistent, schwarz   Paar   Bestellnr. 8440400000	<input checked="" type="radio"/>	
Lenkrad 9", Luft   abriebresistent, schwarz   Paar   Bestellnr. 8440405000	<input type="radio"/>	216,50
Antikipprollen	<input checked="" type="radio"/>	
Radspritzschutz   vorne und hinten	<input checked="" type="radio"/>	
<b>Zubehör</b>		
Beckengurt	<input checked="" type="radio"/>	
Kopfstütze   Höhen-, seiten- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter   Bestellnr. 8440917000	<input type="radio"/>	215,-
Wadenband   580 mm / Bestellnr. 8540320000   630 mm / Bestellnr. 8540321000   680 mm / Bestellnr. 8540322000	<input type="radio"/>	47,80
Rückspiegel   links / rechts   Stück komplett mit Halter   links / Bestellnr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000   rechts / Bestellnr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000	<input type="radio"/>	140,30
Stockhalter für 2 Gehstöcke Links Rechts   Stück für mechanische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016048 für elektrische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016070	<input type="radio"/>	64,-
Kennzeichenhalter   Bestellnr. 8166750000	<input type="radio"/>	43,60
<b>Fahrgestell Farbe</b>		
Weiß	<input checked="" type="radio"/>	

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm.

 Basisausstattung wahlweise ohne Aufpreis

2 v. 2