

Basispreis: **Ejoy RDECO** | **6 km/h Sitzbreite 420** € 5.460,-  
 HMV-No.: 18.50.04.0222 | Max. total capacity 140 kg

Firma:

Kommision:

Basispreis: **Ejoy RDECO** | **6 km/h Sitzbreite 470** € 5.460,-  
 HMV-No.: 18.50.04.0222 | Max. total capacity 140 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

<b>Teleskopierbares Sitzsystem</b>	
Sitzbreite mm	
420 mm	●
470 mm	
Sitzkissen 50 mm hoch, max. Benutzergewicht 140kg   Nylon	●
Kontursitzkissen, max. Benutzergewicht 140kg   schwarz   für Sitzbreite	303,45
420 mm / BestellNr. 8440920000	
470 mm / BestellNr. 8440921000	
Sitztiefe 450 mm	●
Sitzhöhe hinten 430 mm   ohne Sitzkissen	●
Sitzwinkel 0° – 20°   manuell einstellbar	●
Konturrückenlehnenpolster   schwarz	303,45
420 mm / BestellNr. 8440923000	
470 mm / BestellNr. 8440924000	
Rückenwinkel 90°– 120°   manuell einstellbar in 4 Stufen	●
<b>Seitenteile</b>	
Höhen- und breitenverstellbar	●
Seitenteile ausziehbar pro Seite   +25 mm	
<b>Beinstützen</b>	
Abnehm- und abschwengbar, Fußplatte hochklapp- und winkelverstellbar	●
durchgehendes Fußbrett, hochklapp- und winkelverstellbar	
420 mm / Order No. 8440386000	216,70
470 mm / Order No. 8440387000	
(Länge Fußbrett muß gleich wie Sitzbreite sein)	

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

BW Beinstützen waagrecht verstellbar   links / rechts	123,10
Stück komplett rechts oder links	
für Sitzbreite	
420 mm / rechts (BestellNr.1352350001)	
470 mm / rechts (BestellNr. 1352350002)	
420 mm / links (BestellNr. 1352351001)	
470 mm / links (BestellNr. 1352351002)	
Unterschenkellänge 450 mm	●
Amputationsbeinstütze   links / rechts   Stück	179,60
links / BestellNr. 1352371001	
rechts/ BestellNr.. 1352370001	
<b>Batterie</b>	
Batterie 2 x 12 V/41 Ah	●
Batterieladegerät 24 V/5 A	●
<b>Beleuchtung</b>	
Frontlicht, Rücklicht und Blinker   gemäß STVZO	●
<b>Fahrpult</b>	
abschwengbar, höhen- und längenverstellbar	●
<b>Elektrische Verstellmöglichkeiten</b>	
Steuerung ohne elektrische Verstellmöglichkeiten	●
VR2 Steuerung für Begleitperson   komplett mit Halter	1.035,30
BestellNr. 8401829001	
Fahrpult links <b>rechts montiert</b>	○
Begleitersteuerung links <b>rechts montiert</b>	○


<sup>1</sup>Effektive Sitzbreite durch Ausziehen der Seitenteile.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm.

● Basisausstattung

○ wahlweise ohne Aufpreis

1 v. 2



Firma:

Kommision:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

<b>Bereifung</b>	
Hinterradfederung	●
Antriebsrad 14", PU   abriebresistent, schwarz   Paar   Bestellnr. 8546500000	●
Lenkrad 9", PU   abriebresistent, schwarz     Bestellnr. 8546405000	●
Antikipprollen	●
Radspritzschutz   vorne und hinten	●
<b>Zubehör</b>	
Beckengurt	●
Wadenband	
<input type="checkbox"/> 420 mm / Bestellnr. 8440320000	47,80
<input type="checkbox"/> 470 mm / Bestellnr. 8440321000	
Rückspiegel links / rechts   Stück komplett mit Halter links / Bestellnr. Rückspiegel 8401889000, Halter Bestellnr. 8401809000	140,30
rechts / Bestellnr. Rückspiegel 8401884000, Halter Bestnr: 8401809000	
Stockhalter für 2 Stöcke links rechts	64.-
Stück für mechanische Rückenverstellung, Bestellnr. 5000016048	
<b>Fahrgestellfarbe</b>	
Weiß	●

<sup>5</sup>Headrest is mandatory by powered backrest recline 100°–142°.