



Firma:

Kommission:

Datum:

Basispreis: **Centuro S7** € 4.714,-
Max. Belastbarkeit 160 kg
Basispreis: **Centuro S7 MAX** € 4.849,-
Max. Belastbarkeit 160 kg
Basispreis: **Centuro S7 XXL** € 5.247,-
Max. Belastbarkeit 250 kg

▼ Bitte ankreuzen

	S7	S7 MAX	S7 XXL
Technische Daten			
Motor 15 km /h	●	X	X
Motor 10 km /h	X	●	●
Reichweite ca. 45 km	●	●	X
Reichweite ca. 35 km	X	X	●
Batterie 2 x 12 V / 90 Ah		●	
Ladegerät 10 A		●	
Räder 13" Luftbereifung		●	
Bodenfreiheit 130 mm		●	
Hindernishöhe 100 mm		●	
Steigfähigkeit 10° 17 %	●	X	●
Steigfähigkeit 12° 21 %	X	●	X
Wendebereich 2300 mm		●	
Standardausstattung			
Fahrwerksfederung vorne und hinten		●	
Bremsen elektromagnetisch		●	
Feststellbremse mechanisch		●	
Ergonomischer Lenker		●	
Lenksäule verstellbar		●	
USB-Port		●	
Cockpit mit LCD-Anzeige		●	
Hupe		●	
Rückspiegel Anbau rechts und links		●	
Beleuchtung gemäß StVZO		●	
Elektronische Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt (bei 10 km/h Variante)		●	
Sitz und Rücken			
Kapitänssitz drehbar, höhenstellbar - Sitztiefenverstellung - Rückenlehne abklappbar - Armlehnen winkeleinstellbar	●	●	X

▼ Bitte ankreuzen

Sitz XL drehbar, höhenstellbar - Sitztiefenverstellung - Rückenlehne abklappbar - Armlehnen winkeleinstellbar	€ 171,-*	€ 171,-*	●
Zubehör			
Einkaufskorb vorne, abnehmbar			●
Fußmatte			●
Getränkehalter			●
Stockhalter für 1 Gehstock für Montage am Multifunktionshalter Best. Nr. 8162882000		€ 140,50	
Stockhalter für 2 Gehstöcke (für Montage am Sitzrahmen) Best. Nr. 8162881000		€ 79,00	
Halterung für querfaltbare Rollatoren für Montage am Multifunktionshalter Best. Nr. 8166761000		€ 247,10	
Halter für Sauerstoffflasche für Montage am Multifunktionshalter Best. Nr. 8164888000		€ 53,50	
Halter für Transportbox für Montage am Multifunktionshalter Best. Nr. 8150982000		€ 55,60	
Transportbox abschließbar Best. Nr. 8150987000		€ 227,60	
Kennzeichenhalter für > 6 km/h erforderlich** Best. Nr. 8166730000		€ 27,70	
Regenabdeckung Best. Nr. 8162886000		€ 105,70	
Rahmenfarbe			
Weiss Anthrazit			○

* Aufpreis / Optionspreis abzgl. Preis Standardausstattung.
Dieser Preis weicht vom Einzelpreis für Sitzeinheit ab.

** In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen hinten am Elektromobil anzubringen.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

● Basisausstattung ○ wahlweise ohne Aufpreis X keine Option