

BESTELLFORMULAR

EJOY FD XL Elektrorollstuhl

Basispreis: **Ejoy FD XL** | **6 km/h** € 6.750,-
HMV-Nr.: 18.50.04.3003 | Max. Belastbarkeit 170 kg

Firma:

Kommission:

Basispreis: **Ejoy FD XL** | **10 km/h²** € 7.600,-
Max. Belastbarkeit 170 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Teleskopierbares Sitzsystem	
Sitzbreite mm 420 mm 470 mm 520 mm	☐
Effektive Sitzbreite + 50 mm via Seitenteile ¹	
Sitzkissen 50 mm hoch max. Nutzergewicht 170kg Nylon	☒
Kontur Sitzkissen max. Nutzergewicht 170kg Nachtgrau 420 mm / Bestellnr. 8440920000 470 mm / Bestellnr. 8440921000 520 mm / Bestellnr. 8440922000	303,45
Sitztiefe mm 400 425 450 475 500 525 550	☐
Sitzhöhe hinten mm ohne Sitzkissen 430 450 470 490 510 530	☐
Sitzwinkel 0° – 20° manuell einstellbar	☒
Kontur Rückenlehnenpolster Nachtgrau 420 mm / 470 mm / 520 mm 420 mm / Bestellnr. 8440923000 470 mm / Bestellnr. 8440924000 520 mm / Bestellnr. 8440925000	303,45
Rückenwinkel 90° – 120° manuelle Einstellung, 4 Stufen	☒
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar, Seitenteile ausziehbar pro Seite +25 mm	☒
Beinstützen	
Abnehm- und abschwenkbar, Fußplatte hochklapp- und winkelverstellbar	☒
Durchgehendes Fußbrett, hochklapp- u. winkelverstellbar für Sitzbreite 420 mm / Bestellnr. 8440386000 470 mm / Bestellnr. 8440387000 520 mm / Bestellnr. 8440388000 (Länge Fußbrett muß gleich wie Sitzbreite sein)	216,70

¹Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

BW Beinstütze waagrecht verstellbar	
Stück komplett rechts oder links	123,10
für Sitzbreite 420 mm / rechts (Bestellnr. 1352350001) 470 mm / rechts (Bestellnr. 1352350002) 520 mm / rechts (Bestellnr. 1352350003) 420 mm / links (Bestellnr. 1352351001) 470 mm / links (Bestellnr. 1352351002) 520 mm / links (Bestellnr. 1352351003)	
Unterschenkelängen:³ 370 390 410 430 450 470 490 510 530	
☐	
die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein	
Amputationsbeinstütze links / rechts Stück	179,60
links / Bestellnr. 1352371001 rechts / Bestellnr. 1352370001	
Batterie	
Batterie 2 x 12 V/55 Ah	☒
Batterie 2 x 12 V/80 Ah Aufpreis für 2 Stück	288,30
Bestellnr. 2 x 8530700000	
Ladegerät 24 V/8 A	☒
Beleuchtung	
Front-, Rücklicht und Blinker gemäß StVZO	☒
Fahrpult	
Abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar	☒
Elektrische Verstellmöglichkeiten	

²In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.


⁴Bei der Verwendung von 80 Ah Batterien wird zur Vermeidung von sehr langen Ladezeiten die Verwendung des 8 A Ladegerätes empfohlen.

³Die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein, um genügend Bodenfreiheit zu gewährleisten. (Zuerst Sitzhöhe auswählen)

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm.

● Basisausstattung ○ wahlweise ohne Aufpreis

1 v. 2



Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

€

Steuerung ohne elektrische Verstellmöglichkeiten	●
Steuerung mit bis zu 2 elektrischen Verstellmöglichkeiten BestellNr. 8355805000	364,-
Steuerung für Begleitperson komplett mit Halter BestellNr. 8401829001	1.035,30
Steuerung mit bis zu 4 elektrischen Verstellmöglichkeiten BestellNr. 8540846000	1.090,-
Steuerung für Begleitperson komplett mit Halter BestellNr. 8401829002	1.423,10
Sitzwinkel 0° – 20° elektrisch verstellbar BestellNr. 8530961000	1.402,20
Rückenwinkel 100° – 142° elektrisch verstellbar ⁵ BestellNr. 8440960000	1.402,20
Beinstütze elektrisch links / rechts Stück links / BestellNr. 8355361000 rechts / BestellNr. 8355360000	870,-
Fahrpult links rechts montiert	○
Begleitersteuerung links rechts montiert	○
Bereifung	
Vorderradfederung	●
Antriebsrad 14", PU abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440500000	●
Antriebsrad 14", Luft abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440505000	294,70
Lenkrad 9", PU abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440400000	●
Lenkrad 9", Luft abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440405000	216,50
Antikipprollen	●
Radspritzschutz vorne und hinten	●
Zubehör	
Beckengurt	●

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)

€

Kopfstütze Höhen-, seiten- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter BestellNr. 8440917000	215,-
Wadenband 420 mm / BestellNr. 8440320000 470 mm / BestellNr. 8440321000 520 mm / BestellNr. 8440322000	47,80
Rückspiegel links / rechts Stück komplett mit Halter links / BestellNr. Rücksp. 8401889000, Halter 8401809000 rechts / BestellNr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000	140,30
Stockhalter für 2 Gehstöcke Links Rechts Stück für mechanische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016048 für elektrische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016070	64,-
Kennzeichenhalter ⁶ BestellNr. 8166750000	43,60
Fahrgestell Farbe	
Weiß	●

⁶In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.

⁵Rückenwinkel 100° – 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm.

● Basisausstattung

○ wahlweise ohne Aufpreis

2 v. 2