

BESTELLFORMULAR

EJOY MD XL Elektrorollstuhl

Basispreis: **Ejoy MD XL | 6 km/h** € 6.750,-
HMV-Nr.: 18.50.04.3004 | Max. Belastbarkeit 170 kg

Firma:

Kommission:

Basispreis: **Ejoy MD XL | 10 km/h³** € 7.600,-
Max. Belastbarkeit 170 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)

€

Teleskopierbares Sitzsystem

Sitzbreite mm	
420 mm 470 mm 520 mm	☐
Effektive Sitzbreite + 50 mm via Seitenteile ¹	
Sitzkissen 50 mm hoch max. Nutzergewicht 170kg Nylon	☒
Kontur Sitzkissen max. Nutzergewicht 170kg Nachtgrau	
420 mm / Bestellnr. 8440920000	303,45
470 mm / Bestellnr. 8440921000	
520 mm / Bestellnr. 8440922000	
Sitztiefe mm	☐
400 425 450 475 500 525 550	
Sitzhöhe hinten mm ohne Sitzkissen	☐
430 450 470 490 510 530	
Sitzwinkel 0° - 20° manuell einstellbar	☒
Kontur Rückenlehnenpolster Nachtgrau	
420 mm 470 mm 520 mm	303,45
420 mm / Bestellnr. 8440923000	
470 mm / Bestellnr. 8440924000	
520 mm / Bestellnr. 8440925000	
Rückenwinkel 90° - 120° manuelle Einstellung, 4 Stufen	☒
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar, Seitenteile ausziehbar pro Seite +60 mm	☒
Beinstützen	
Abnehm- und abschwenkbar, Fußplatte hochklapp- und winkelverstellbar	☒
Durchgehendes Fußbrett, hochklapp- u. winkelverstellbar für Sitzbreite	
420 mm / Bestellnr. 8440386000	216,70
470 mm / Bestellnr. 8440387000	
520 mm / Bestellnr. 8440388000 (Länge Fußbrett muß gleich wie Sitzbreite sein)	

¹Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile.

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)

€

BW Beinstütze waagrecht verstellbar

Stück komplett rechts oder links	123,10
für Sitzbreite	
420 mm / rechts (Bestellnr. 1352350001)	
470 mm / rechts (Bestellnr. 1352350002)	
520 mm / rechts (Bestellnr. 1352350003)	
420 mm / links (Bestellnr. 1352351001)	
470 mm / links (Bestellnr. 1352351002)	
520 mm / links (Bestellnr. 1352351003)	

Unterschenkelängen:²

370 390 410 430 450 470 490 510 530	☐
die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein	

Amputationsbeinstütze links / rechts	Stück	179,60
links / Bestellnr. 1352371001		
rechts / Bestellnr. 1352370001		

Batterie

Batterie 2 x 12 V/55 Ah			●
Batterie 2 x 12 V/80 Ah	Aufpreis Stück	288,30	
BestellNr. 8530700000			
Ladegerät 24 V/8 A			●

Beleuchtung


Front-, Rücklicht und Blinker gemäß StVZO	☒
---	----------------------------------

Fahrpult

²Die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein, um genügend Bodenfreiheit zu gewährleisten. (Zuerst Sitzhöhe auswählen).

³In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.

⁴Bei der Verwendung von 80 Ah Batterien wird zur Vermeidung von sehr langen Ladezeiten die Verwendung des 8 A Ladegerätes empfohlen.



Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen	€
Abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar	●
Steuerung ohne elektrische Verstellmöglichkeiten	●
VR2 Steuerung mit bis zu 2 elektrischen Verstellmöglichkeiten Bestellnr. 8355805000	364,-
VR2 Steuerung für Begleitperson komplett mit Halter Bestellnr. 8401829001	1.035,30
R-net Steuerung mit bis zu 4 elektrischen Verstellmöglichkeiten Bestellnr. 8540846000	1.090,-
R-net Steuerung für Begleitperson komplett mit Halter Bestellnr. 8401829002	1.423,10
Sitzwinkel 0° - 20° elektrisch verstellbar Bestellnr. 8530961000	1.402,20
Rückenwinkel 100° - 142° elektrisch verstellbar ⁵ Bestellnr. 8440960000	1.402,20
Beinstütze elektrisch links / rechts Stück links / Bestellnr. 8355361000 rechts / Bestellnr. 8355360000	870,-
Fahrpult links rechts montiert	○
Begleitersteuerung links rechts montiert	○
Bereifung	
Hinterradfederung	●
Antriebsrad 14", PU abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440500000	294,70
Antriebsrad 14", Luft abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440505000	●
Lenkrad 9", PU abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440400000	315,70
Lenkrad 9", Luft abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440405000	●
Antikipprollen, gefedert	●
Radspritzschutz vorne und hinten	●
Zubehör	

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)	€
Beckengurt	●
Kopfstütze Höhen-, seiten- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter Bestellnr. 8440917000	215,-
Wadenband 420 mm / Bestellnr. 8440320000 470 mm / Bestellnr. 8440321000 520 mm / Bestellnr. 8440322000	47,80
Rückspiegel links / rechts Stück komplett mit Halter links / Bestellnr. Rücksp. 8401889000, Halter 8401809000 rechts / Bestellnr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000	140,30
Stockhalter für 2 Gehstöcke Links Rechts Stück für mechanische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016048 für elektrische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016070	64,-
Kennzeichenhalter Bestellnr. 8166750000	43,60
Fahrgestell Farbe	
Weiß	●

⁵Rückenwinkel 100° - 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.