

Firma:

Kommission:

Datum:

Basispreis: **Ejoy MD** | **6 km/h**
HMV-Nr.: 18.50.04.0224 | Max. Belastbarkeit 140 kg

€ 6.350,-

Basispreis: **Ejoy MD** | **10 km/h²**
Max. Belastbarkeit 140 kg

€ 7.525,-

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)

€

Teleskopierbares Sitzsystem

Sitzbreite mm								
420 mm	470 mm	520 mm						☐
Effektive Sitzbreite +50 mm via Seitenteile ¹								
Sitzkissen 50 mm hoch max. Nutzergewicht 140kg Nylon								☒
Kontur Sitzkissen max. Nutzergewicht 140kg Nachtgrau								
420 mm / Bestellnr. 8440920000								
470 mm / Bestellnr. 8440921000								
520 mm / Bestellnr. 8440922000								
								303,45
Sitztiefe mm								☐
400	425	450	475	500	525	550		
Sitzhöhe hinten mm ohne Sitzkissen								☐
430	450	470	490	510	530			
Sitzwinkel 0°– 20° manuell einstellbar								☒
Kontur Rückenlehnenpolster Nachtgrau								
420 mm	470 mm	520 mm						
420 mm / Bestellnr. 8440923000								
470 mm / Bestellnr. 8440924000								
520 mm / Bestellnr. 8440925000								
								303,45
Rückenwinkel 90°– 120° manuelle Einstellung, 4 Stufen								☒
Seitenteile								
Höhen- und breitenverstellbar,								☒
Seitenteile ausziehbar pro Seite +25 mm								
Beinstützen								
Abnehm- und abschwenkbar, Fußplatte hochklapp- und								☒
winkelverstellbar								
Durchgehendes Fußbrett, hochklapp- u. winkelverstellbar								
für Sitzbreite								
420 mm / Bestellnr. 8440386000								
470 mm / Bestellnr. 8440387000								
520 mm / Bestellnr. 8440388000								
(Länge Fußbrett muß gleich wie Sitzbreite sein)								
								216,70

¹Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile.

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)

€


BW Beinstütze waagrecht verstellbar			
Stück komplett rechts / links			123,10
für Sitzbreite			
420 mm / rechts (Bestellnr. 1352350001)			
470 mm / rechts (Bestellnr. 1352350002)			
520 mm / rechts (Bestellnr. 1352350003)			
420 mm / links (Bestellnr. 1352351001)			
470 mm / links (Bestellnr. 1352351002)			
520 mm / links (Bestellnr. 1352351003)			
Unterschenkelängen:³			
370	390	410	☐
430	450	470	
490	510	530	
die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein			
Amputationsbeinstütze links / rechts		Stück	179,60
links / Bestellnr. 1352371001			
rechts / Bestellnr. 1352370001			
Batterie			
Batterie 2 x 12 V/55 Ah			☒
Batterie 2 x 12 V/80 Ah		Aufpreis 2 Stück	288,30
Bestellnr. 2 x 8530700000			
Ladegerät 24 V/8 A			☒
Beleuchtung			
Front-, Rücklicht und Blinker gemäß StVZO			☒
Fahrpult			

²In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.³Die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein, um genügend Bodenfreiheit zu gewährleisten. (Zuerst Sitzhöhe auswählen).⁴Bei der Verwendung von 80 Ah Batterien wird zur Vermeidung von sehr langen Ladezeiten die Verwendung des 8 A Ladegerätes empfohlen.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm.

☒ Basisausstattung☐ wahlweise ohne Aufpreis

1 v. 2



Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen	€
Abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar	●
Steuerung ohne elektrische Verstellmöglichkeiten	●
VR2 mit 2 elektrischen Verstellmöglichkeiten BestellNr. 8355805000	364,-
VR2 Attendant - für Begleitperson komplett mit Halter BestellNr. 8401829001	1.035,30
R-net mit 4 elektrischen Verstellmöglichkeiten BestellNr. 8540846000	1.090,-
R-net Attendant - für Begleitperson komplett mit Halter BestellNr. 8401829002	1.423,10
Sitzwinkel 0°– 20° elektrisch verstellbar BestellNr. 8530961000	1.402,20
Rückenwinkel 100°– 142° elektrisch verstellbar ⁵ BestellNr. 8440960000	1.402,20
Beinstütze elektrisch links / rechts Stück links / BestellNr. 8355361000 rechts / BestellNr. 8355360000	870,-
Fahrpult links rechts montiert	○
Begleitersteuerung links rechts montiert	○
Bereifung	
Hinterradfederung	●
Antriebsrad 14", PU abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440500000	●
Antriebsrad 14", Luft abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440505000	294,70
Lenkrad 9", PU abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440400000	●
Lenkrad 9", Luft abriebresistent, schwarz Paar BestellNr. 8440405000	216,50
Antikipprollen, gefedert	●
Radspritzschutz vorne und hinten	●
Zubehör	

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)	€
Beckengurt	●
Kopfstütze Höhen-, seiten- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter BestellNr. 8440917000	215,-
Wadenband 420 mm / BestellNr. 8440320000 470 mm / BestellNr. 8440321000 520 mm / BestellNr. 8440322000	47,80
Rückspiegel links / rechts Stück komplett mit Halter links / BestellNr. Rücksp. 8401889000, Halter 8401809000 rechts / BestellNr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000	140,30
Stockhalter für 2 Gehstöcke Links Rechts Stück für mechanische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016048 für elektrische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016070	64,-
Kennzeichenhalter ⁶ BestellNr. 8166750000	43,60
Fahrgestell Farbe	
Weiß	●

⁶In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.

⁵Rückenwinkel 100°– 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.