

Firma:

Kommission:

Datum:

Basispreis: **Ejoy RD** | **6 km/h** € 5.460,-
HMV-Nr.: 18.50.04.0222 | Max. Belastbarkeit 140 kgBasispreis: **Ejoy RD** | **10 km/h²** € 6.310,-
/ Max. Belastbarkeit 140 kg

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

Teleskopierbares Sitzsystem


Sitzbreite mm	
420 mm / Standard	
470 mm / Bestellnr. Sitz 8440911000, Rücken 8440931000	☐
520 mm / Bestellnr. Sitz 8440912000, Rücken 8440932000	
Effektive Sitzbreite +50 mm via Seitenteile ¹	
Sitzkissen 50 mm hoch max. Nutzergewicht 140kg Nylon	☒
Kontur Sitzkissen max. Nutzergewicht 140kg Nachtgrau	
420 mm / Bestellnr. 8440920000	
470 mm / Bestellnr. 8440921000	303,45
520 mm / Bestellnr. 8440922000	
Sitztiefe mm	
400 425 450 475 500 525 550	☐
Sitzhöhe hinten mm ohne Sitzkissen	
430 450 470 490 510 530	☐
Sitzwinkel 0° – 20° manuell einstellbar	☒
Kontur Rückenlehnenpolster Nachtgrau	
420 mm 470 mm 520 mm	
420 mm / Bestellnr. 8440923000	303,45
470 mm / Bestellnr. 8440924000	
520 mm / Bestellnr. 8440925000	
Rückenwinkel 90° – 120° manuelle Einstellung, 4 Stufen	☒
Seitenteile	
Höhen- und breitenverstellbar,	
Seitenteile ausziehbar pro Seite +25 mm	☒
Beinstützen	
Abnehm- und abschwenkbar, Fußplatte hochklapp- und	
winkelverstellbar	☒
Durchgehendes Fußbrett, hochklapp- u. winkelverstellbar	
für Sitzbreite	
420 mm / Bestellnr. 8440386000	
470 mm / Bestellnr. 8440387000	216,70
520 mm / Bestellnr. 8440388000	
(Länge Fußbrett muß gleich wie Sitzbreite sein)	

¹Effektive Sitzbreite durch ausziehen der Seitenteile

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung) €

BW Beinstütze waagrecht verstellbar	
Stück komplett rechts oder links	123,10
für Sitzbreite	
420 mm / rechts (Bestellnr. 1352350001)	
470 mm / rechts (Bestellnr. 1352350002)	
520 mm / rechts (Bestellnr. 1352350003)	
420 mm / links (Bestellnr. 1352351001)	
470 mm / links (Bestellnr. 1352351002)	
520 mm / links (Bestellnr. 1352351003)	
Unterschenkelängen: ³	
370 390 410 430 450 470 490 510 530	☐
die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein	
Amputationsbeinstütze links / rechts	Stück 179,60
links / Bestellnr. 1352371001	
rechts / Bestellnr. 1352370001	
Batterie	
Batterie 2 x 12 V/55 Ah	☒
Batterie 2 x 12 V/80 Ah	Aufpreis für 2 Stück 288,30
Bestellnr. 2 x 8530700000	
Ladegerät 24 V/8 A	☒
Beleuchtung	
Front-, Rücklicht und Blinker gemäß StVZO	☒
Fahrpult	
Abschwenk-, höhen- und längeneinstellbar	☒

²In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.³Die Unterschenkelänge darf nicht größer als die Sitzhöhe sein, um genügend Bodenfreiheit zu gewährleisten. (Zuerst Sitzhöhe auswählen)⁴Bei der Verwendung von 80 Ah Batterien wird zur Vermeidung von sehr langen Ladezeiten die Verwendung des 8 A Ladegerätes empfohlen.



Firma:

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

€

Elektrische Verstellmöglichkeiten

Steuerung ohne elektrische Verstellmöglichkeiten	●	
VR2 Steuerung für bis zu 2 elektrische Verstellmöglichkeiten Bestellnr. 8442810000	364,-	
VR2 Steuerung für Begleitperson komplett mit Halter Bestellnr. 8401829001	1.035,30	
R-net Steuerung für bis zu 4 elektrische Verstellmöglichkeiten Bestellnr. 8445812000	1.090,-	
R-net Steuerung für Begleitperson komplett mit Halter Bestellnr. 8401829002	1.423,10	
Sitzwinkel 0° – 20° elektrisch verstellbar Sitzwinkelverstellung Bestellnr. 8530961000	1.402,20	
Rückenwinkel 100° – 142° elektrisch verstellbar ⁵ Rückenwinkelverstellung / Bestellnr. 8440960000	1.402,20	
Beinstütze elektrisch links / rechts Stück	870,-	
links / Beinstützenverstellung, Bestellnr. 8440361000		
rechts / Beinstützenverstellung, Bestellnr. 8440360000		
Fahrpult links rechts montiert	○	
Begleitersteuerung links rechts montiert	○	
Bereifung		
Hinterradfederung	●	
Antriebsrad 14", PU abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440500000	●	
Antriebsrad 14", Luft abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440505000	294,70	
Lenkrad 9", PU abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440400000	●	
Lenkrad 9", Luft abriebresistent, schwarz Paar Bestellnr. 8440405000	216,50	
Antikipprollen	●	
Radspritzschutz vorne und hinten	●	

▼ Bitte ankreuzen (Fettdruck = Standardeinstellung)

€

Zubehör

Beckengurt	●	
Kopfstütze Höhen-, seiten- und tiefenverstellbar, komplett mit Halter Bestellnr. 8440917000	215,-	
Wadenband 420 mm / Bestellnr. 8440320000 470 mm / Bestellnr. 8440321000 520 mm / Bestellnr. 8440322000	47,80	
Rückspiegel links / rechts Stück komplett mit Halter links / Bestellnr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000 rechts / Bestellnr. Rücksp. 8401884000, Halter 8401809000	140,30	
Stockhalter für 2 Gehstöcke Links Rechts Stück	64,-	
für mechanische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016048		
für elektrische Rückenverstellung, Bestell Nr. 5000016070		
Kennzeichenhalter ⁶ Bestellnr. 8166750000	43,60	
Fahrgestell Farbe		
Weiß	●	

⁶In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen am Elektromobil hinten anzubringen.

⁵Rückenwinkel 100° - 142° nur in Verbindung mit Kopfstütze.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm.

● Basisausstattung

○ wahlweise ohne Aufpreis

2 v. 2