



BESTELLFORMULAR

CENTURO S1 4-RAD ELEKTROMOBIL

Firma:

Basispreis: **Centuro S1 | 6 km/h**

€ 2.693.-

Kommission:

HMV: 18.51.05.1044 | Max. Belastbarkeit 160 kg

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Technische Daten		€
Reichweite ca. 30 km	☒	
Bodenfreiheit 80 mm	☒	
Hindernishöhe 50 mm	☒	
Steigfähigkeit 6° 10%	☒	
Wendekreis 2050 mm	☒	
Räder 10" PU	☒	
Fahrwerksfederung vorne und hinten	☒	
Bremse elektromagnetisch	☒	
Feststellbremse mechanisch	☒	
Ergonomischer Lenker	☒	
Lenksäule verstellbar	☒	
Motor und elektrische Ausstattung		
Motor 6 km/h, 550 W	☒	
Batterie 2 x 12 V/36 Ah	☒	
Ladegerät 5 A	☒	
Cockpit mit LED Anzeige	☒	
Hupe	☒	
Beleuchtung gemäß StVZO	☒	
Zulassung für Mitnahme im ÖPNV	☒	

▼ Bitte ankreuzen

Sitz und Rücken		€
Kapitänssitz drehbar, höheneinstellbar - Rückenlehne abklappbar und winkeleinstellbar - Armlehnen abklappbar und winkeleinstellbar - Sitzschienen zum Einstellen des Abstands zur Lenksäule	☒	
Zubehör		
Einkaufskorb vorne, abnehmbar	☒	
Fußmatte	☒	
Rückspiegel links	☒	
Rückspiegelhalter links	☒	
Rückspiegel rechts* Best. Nr. 8162814000		20,50
Rückspiegelhalter rechts Best. Nr. 8162815000		3,-
Stockhalter für 2 Gehstöcke (für Montage am Sitzrahmen) Best. Nr. 8162881000		79,00
Regenabdeckung Best. Nr. 8162886000		105,70
Rahmenfarbe		
Silber	☒	

*nur mit Rückspiegelhalter montierbar

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

● Basisausstattung

○ wahlweise ohne Aufpreis