



BESTELLFORMULAR

CENTURO S2 4-RAD ELEKTROMOBIL

Firma:

Kommission:

Datum:

Basispreis: **Centuro S2 | 6 km/h** € 2.904,-
HMV: 18.51.05.1044 | Max. Belastbarkeit 160 kg
Basispreis: **Centuro S2 | 10 km/h** € 3.507,-
Max. Belastbarkeit 160 kg

▼ Bitte ankreuzen

Technische Daten		€
Reichweite ca. 35 km	☒	
Bodenfreiheit 80 mm	☒	
Hindernishöhe 50 mm	☒	
Steigfähigkeit 6° 10%	☒	
Wendebereich 2050 mm	☒	
Räder 10" Luft	☒	
Fahrwerksfederung vorne und hinten	☒	
Bremse elektromagnetisch	☒	
Feststellbremse mechanisch	☒	
Ergonomischer Lenker	☒	
Lenksäule verstellbar	☒	
Motor und elektrische Ausstattung		
Motor 6 km/h, 550 W	☒	
Motor 10 km/h, 600 W	☒	
Batterie 2 x 12 V/55 Ah	☒	
Ladegerät 8 A	☒	
USB-Port	☒	
Cockpit mit LED Anzeige	☒	
Hupe	☒	
Beleuchtung gemäß StVZO	☒	
Zulassung für Mitnahme im ÖPNV	☒	
Elektronische Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt (bei 10 km/h)	☒	

▼ Bitte ankreuzen

Sitz und Rücken		€
Kapitänssitz drehbar, höheneinstellbar - Rückenlehne abklappbar und winkeleinstellbar - Armlehnen abklappbar und winkeleinstellbar - Sitzschienen zum Einstellen des Abstands zur Lenksäule	☒	
Zubehör		
Einkaufskorb vorne, abnehmbar	☒	
Fußmatte	☒	
Rückspiegel links	☒	
Rückspiegelhalter links	☒	
Rückspiegel rechts*		20,50
Best. Nr. 8162814000		
Rückspiegelhalter rechts		3,-
Best. Nr. 8162815000		
Stockhalter für 2 Gehstöcke** (für Montage am Sitzrahmen)		79,00
Best. Nr. 8162881000		
Kennzeichenhalter für > 6 km/h erforderlich***		27,70
Best. Nr. 8166730000		
Regenabdeckung		105,70
Best. Nr. 8162886000		
Rahmenfarbe		
Weiss Anthrazit	☐	

*nur mit Rückspiegelhalter montierbar

** Die Gesamtlänge des Elektromobils verlängert sich durch die Anbringung des Stockhalters.

*** In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen hinten am Elektromobil anzubringen.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

☒ Basisausstattung

☐ wahlweise ohne Aufpreis