



BESTELLFORMULAR

CENTURO S4
4-RAD ELEKTROMOBIL

Firma:

Basispreis: **Centuro S4** | 10 km/h
Max. Belastbarkeit 160 kg

€ 4.311,-

Kommission:

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Technische Daten		€
Reichweite ca. 35 km	☒	
Bodenfreiheit 115 mm	☒	
Hindernishöhe 50 mm	☒	
Steigfähigkeit 6° 10%	☒	
Wendekreis 1690 mm	☒	
Räder 12" Luft	☒	
Fahrwerksfederung vorne und hinten	☒	
Bremse elektromagnetisch	☒	
Feststellbremse mechanisch	☒	
Ergonomischer Lenker	☒	
Lenksäule verstellbar	☒	
Motor und elektrische Ausstattung		
Motor 10 km/h, 700 W	☒	
Batterie 2 x 12 V/55 Ah	☒	
Batterie 2 x 12 V/80 Ah Best. Nr. 2 x 8530700000	(2 Stk.)	288,30
Ladegerät 8 A	☒	
USB-Port	☒	
Cockpit mit LED Anzeige	☒	
Hupe	☒	
Beleuchtung gemäß StVZO	☒	
Elektronische Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt (bei 10 km/h)	☒	
Sitz und Rücken		
Kapitänssitz drehbar, höheinstellbar - Rückenlehne abklappbar und winkleinstellbar - Armlehnen abklappbar und winkleinstellbar - Sitzschienen zum Einstellen des Abstands zur Lenksäule	☒	
Sitz XL drehbar, höheinstellbar - Rückenlehne abklappbar und winkleinstellbar - Armlehnen abklappbar und winkleinstellbar - Sitzschienen zum Einstellen des Abstands zur Lenksäule		165,-

▼ Bitte ankreuzen

Zubehör		€
Einkaufskorb vorne, abnehmbar	☒	
Fußmatte	☒	
Rückspiegel links	☒	
Rückspiegelhalter links	☒	
Rückspiegel rechts*		20,50
Best. Nr. 8162814000		
Rückspiegelhalter rechts		3,-
Best. Nr. 8162815000		
Stockhalter für 1 Gehstock für Montage am Multifunktionshalter Best. Nr. 8162882000		140,50
Stockhalter für 2 Gehstöcke für Montage am Sitzrahmen Best. Nr. 8162881000		79,00
Halterung für querfaltbare Rollatoren für Montage am Multifunktionshalter Best. Nr. 8166761000		247,10
Halter für Sauerstoffflasche für Montage am Multifunktionshalter Best. Nr. 8164888000		53,10
Halter für Transportbox für Montage am Multifunktionshalter Best. Nr. 8150982000		55,64
Transportbox abschließbar Best. Nr. 8150987000		227,60
Kennzeichenhalter für > 6 km/h erforderlich** Best. Nr. 8166730000		27,70
Regenabdeckung Best. Nr. 8162886000		105,70
Rahmenfarbe		
Weiss	☐	

*nur mit Rückspiegelhalter montierbar

**In Deutschland benötigen Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h eine eigene Haftpflichtversicherung. Zum Nachweis darüber ist ein Versicherungskennzeichen hinten am Elektromobil anzubringen.

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

☒ Basisausstattung ☐ wahlweise ohne Aufpreis