



Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Description
1	2004912000	Sitzpolster schwarz	Seat upholstery black
5	2004110000	Rückenrohrrahmen	Backrest frame
6	2004907000	Rückenpolster	Back upholstery
7	2004201000	Armpolster	Arm upholstery
22	2004115000	Rändelschraube	Knurled screw
23	2004100000	Basisrahmen	Basic frame
24	2004400000	Rad vorne ohne Bremse	Front wheel w/o brake
	2004500000	Rad hinten mit Bremse	Rear wheel with brake
39	2004315000	Beinstütze links	Legrest left
40	2004316000	Beinstütze rechts	Legrest right
43	2004913000	Sitzbrille mit Eimerhalter	Seat with bucket holder
47	2004302000	Toiletteneimer	Toilet bucket
49	2004202000	Seitenteilrahmen	Side frame
50	2004505000	Sicherungsstift für Rad	Locking pin fopr wheel
51	2004506000	Schraube mit Mutter für Rad	Screw with nut for wheel
52	2004104000	Arretierstift mit Feder für Seitenteilrahmen	Locking pin with spring for armrest frame

