


CENTURO

ELEKTROMOBILE



Enjoy mobility.



CENTURO

ELEKTROMOBILE



SERIENAUSSTATTUNG

ergonomischer Lenker

verstellbare Lenksäule

abnehmbarer Einkaufskorb

dreh- & höheneinstellbarer Sitz

abklappere Rückenlehne

winkeleinstellbare Armlehnen

USB-Port

Rahmenfarbe ☒ Weiß | ☐ Anthrazit

CENTURO

ELEKTROMOBILE

MOBIL & UNABHÄNGIG

Funktionalität trifft auf modernes Design

Die **CENTURO**-Reihe von Bischoff & Bischoff sorgt mit zahlreichen Funktionen für Fahrspaß und Sicherheit. Das Design, das durch die schlichte Farbgebung – wahlweise in Anthrazit oder Weiß – unterstrichen wird, vermittelt ein Gefühl von Modernität und Understatement.

Zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten

Funktionale Elemente wie der an der Lenksäule installierte Einkaufskorb oder der Spritzschutz fügen sich harmonisch in das Gesamtbild ein. Der mit schwarzem Kunstleder gepolsterte Komfortsitz wirkt einladend und luxuriös zugleich. Für weite Strecken mit dem Elektromobil ist eine bequeme Sitzposition essenziell. Die **CENTURO**-Reihe bietet eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten und sorgt somit für ein Höchstmaß an Fahrkomfort.

Zuverlässige Fahrsicherheit

Die **CENTURO**-Reihe erfüllt alle nötigen Anforderungen für eine sichere Fortbewegung im Straßenverkehr.



LEERGEWICHT
142 KG



BREITE
745 MM



HÖHE
1440 MM*



LÄNGE
1450 MM



NUTZER-
GEWICHT
160 KG



WENDE-
BEREICH
2300 MM

S7

SCHNELL & LEISTUNGSSTARK

Mit einer Reichweite bis zu 45 km und der Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h ist der **CENTURO S7** das leistungsstärkste Elektromobil dieser Serie. Zusätzlich ist es mit zahlreichen Sicherheits-Features wie einem Rammschutz rund um das Fahrzeug und einer Geschwindigkeitsdrosselung in Kurvenfahrten ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	490 mm
Sitztiefe	420 mm
Geschwindigkeit	15 km/h
Reichweite	ca. 45 km
Steigfähigkeit	10° 17 %
Hindernishöhe	100 mm
Bereifung	13" (Luftbereifung)
Kurvensor	mit autom. Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven
Beleuchtung	gemäß StVZO
Display	LCD
Rahmenfarbe	● Weiß ○ Anthrazit

*in oberster Sitzposition



DAS XXL ELEKTROMOBIL

Der CENTURO S7 XXL ist speziell für schwergewichtige Menschen konzipiert, daher verfügt er über eine maximale Belastbarkeit von 250 kg. Das verstärkte Getriebe und die angepasste Motorleistung dieses XXL-Elektromobils ermöglichen eine Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h.

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	520 mm
Sitztiefe	550 mm
Geschwindigkeit	10 km/h
Reichweite	ca. 35 km
Steigfähigkeit	10° 17 %
Hindernishöhe	100 mm
Bereifung	13" (Luftbereifung)
Kurvensor	mit autom. Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven
Beleuchtung	gemäß StVZO
Display	LCD
Rahmenfarbe	● Anthrazit



LEERGEWICHT
157 KG



BREITE
745 MM



HÖHE
1440 MM*



LÄNGE
1450 MM



NUTZER-
GEWICHT
250 KG



WENDE-
BEREICH
2300 MM

*in oberster Sitzposition

S7 MAX



LEERGEWICHT
142 KG



BREITE
745 MM



HÖHE
1440 MM*



LÄNGE
1450 MM



NUTZER-
GEWICHT
160 KG



WENDE-
BEREICH
2300 MM

WENDIG & GELÄNDEFÄHIG

Das Elektromobil CENTURO S7 MAX eignet sich speziell für Fahrten im bergigen Umfeld. Es ist die Gelände-Variante des bewährten CENTURO S7. Selbst lange Strecken mit einer Steigung von bis zu 21 Prozent meistert dieses Elektromobil mit Bravour.

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	490 mm
Sitztiefe	420 mm
Geschwindigkeit	10 km/h
Reichweite	ca. 45 km
Steigfähigkeit	12° 21 %
Hindernishöhe	100 mm
Bereifung	13" (Luftbereifung)
Kurvensor	mit autom. Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven
Beleuchtung	gemäß StVZO
Display	LCD
Rahmenfarbe	● Anthrazit

*in oberster Sitzposition



S4

KOMFORTABEL & SPORTLICH

Der CENTURO S4 ist die erweiterte Version des Standardmodells CENTURO S2. Dabei besticht er mit einem höheren Leistungsumfang. Ein Maximum an Sicherheit erreicht dieses Elektromobil dank seiner rund um das Fahrzeug installierten Rammbügel.

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	457 mm
Sitztiefe	406 mm
Geschwindigkeit	10 km/h
Reichweite	ca. 35 km
Steigfähigkeit	6° 10 %
Hindernishöhe	50 mm
Bereifung	12" (Luftbereifung)
Beleuchtung	gemäß StVZO
Display	LED
Rahmenfarbe	● Weiß ○ Anthrazit

*in oberster Sitzposition



LEERGEWICHT
122 KG



BREITE
650 MM



HÖHE
1415 MM*



LÄNGE
1350 MM



NUTZER-
GEWICHT
160 KG



WENDE-
BEREICH
2300 MM



FLEXIBEL & FUNKTIONAL

Der leistungsstarke CENTURO S2 mit Hilfs-mittelnummer eignet sich für den Innen- und Außenbereich. Größere Hindernisse wie Bordsteinkanten oder Unebenheiten im Gelände sind für ihn kein Problem. Der CENTURO S2 erfüllt die Vorgaben für die Mitnahme im ÖPNV.

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	490 mm
Sitztiefe	420 mm
Geschwindigkeit	6 km/h 10 km/h
Reichweite	ca. 35 km
Steigfähigkeit	6° 10 %
Hindernishöhe	50 mm
Bereifung	10" (Luftbereifung)
Beleuchtung	gemäß StVZO
Display	LED
Rahmenfarbe	○ Weiß ● Anthrazit
HMV Nr.	18.51.05.1044



LEERGEWICHT
109 KG



BREITE
635 MM



HÖHE
1405 MM*



LÄNGE
1190 MM



NUTZER-
GEWICHT
160 KG



WENDE-
BEREICH
1950 MM

*in oberster Sitzposition

S1



SOLIDE & SICHER

Als Einstiegermodell bietet der CENTURO S1 eine solide Basisausstattung, die sich durch erstklassige Leistung und unschlagbaren Komfort auszeichnet.

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	457 mm
Sitztiefe	457 mm
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	ca. 30 km
Steigfähigkeit	6° 10 %
Hindernishöhe	50 mm
Bereifung	10" (PU)
Beleuchtung	gemäß StVZO
Display	LED
Rahmenfarbe	● Silber

*in oberster Sitzposition



LEERGEWICHT
109 KG



BREITE
635 MM



HÖHE
1405 MM*



LÄNGE
1190 MM



NUTZER-
GEWICHT
160 KG



WENDE-
BEREICH
2050 MM



MINI

WENDIG & PLATZSPAREND

Dank seiner kompakten Maße und einem Wenderadius von nur 1500 mm eignet sich der **CENTURO MINI** sehr gut für den Transport und ist damit das perfekte Elektromobil für die Reise. Ohne Werkzeug lässt er sich in wenigen Schritten zerlegen.

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite	450 mm
Sitztiefe	370 mm
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	ca. 15 km
Steigfähigkeit	3° 5 %
Hindernishöhe	50 mm
Bereifung	8" PU
Beleuchtung	Scheinwerfer (nicht gemäß StVZO)
Display	LED
Rahmenfarbe	● Weiß ○ Anthrazit

*in oberster Sitzposition



LEERGEWICHT
55 KG



BREITE
535 MM



HÖHE
950 MM*



LÄNGE
1055 MM



NUTZER-
GEWICHT
136 KG



WENDE-
BEREICH
1500 MM



CENTURO

TECHNISCHE DATEN

	Gesamt- breite	Gesamt- länge	Gesamt- höhe	Leer- gewicht	Nutzer- gewicht		Sitz- höhe	Geschwindig- keit	Elektro- motor	Batterie	Lade- gerät	Berei- fung
S 7	745 mm	1450 mm	1440 mm	142 kg	160 kg		465 – 515 mm	15 km/h	DC 24 V 1100 W	90 Ah	10 Ah	13“
S 7 XXL	745 mm	1450 mm	1440 mm	157 kg	250 kg		465 – 515 mm	10 km/h	DC 24 V 1000 W	90 Ah	10 Ah	13“
S 7 MAX	745 mm	1450 mm	1440 mm	142 kg	160 kg		465 – 515 mm	10 km/h	DC 24 V 1000 W	90 Ah	10 Ah	13“
S 4	650 mm	1350 mm	1415 mm	122 kg	160 kg		465 – 515 mm	10 km/h	Dc 24 V 700 W	55 Ah	8 Ah	12“
S 2	635 mm	1190 mm	1405 mm	109 kg	160 kg		465 – 515 mm	6 10 km/h	DC 24 V 500 W DC 24 V 600 W	55 Ah	8 Ah	10“
S 1	635 mm	1190 mm	1405 mm	109 kg	160 kg		465 – 515 mm	6 km/h	DC 24 V 500 W	36 Ah	5 Ah	10“
MINI	535 mm	1055 mm	950 mm	55 kg	136 kg		420 – 470 mm	6 km/h	DC 24 V 260 W	17 Ah	3 Ah	8“

ZUBEHÖR

- 01 Regenabdeckung
- 02 Transportbox
- 03 Stockhalter
- 04 Rollator Halterung
- 05 XL Sitz
- 06 Kennzeichenhalter
(ohne Abbildung)



Bischoff & Bischoff GmbH
Im Stöckmädle 13
D-76307 Karlsbad
Tel.: +49 (0) 72 48 | 92 0 92
info@bischoff-bischoff.de
www.bischoff-bischoff.com

Bildquellen: Bischoff & Bischoff GmbH
Druckfehler, Produkt-, Farbänderungen und technische
Angaben sind vorbehalten. Die Farben der abgebildeten
Produkte können in der Realität leicht abweichen.
Stand: Mai 2026
© Bischoff & Bischoff GmbH

bischoff-bischoff.com

