


Adaptionstabelle und Konformitätserklärung
 Schiebehilfe **Togo**
 Artikelnummer: 8010000000
 Modellnummer: 8011

					Adaption Togo		
Hersteller	Produkte	Sitzbreiten (in mm)	Sitzhöhe (in mm)	Radgröße (in Inch)	möglich	ab Sitzbreite (in mm)	B+B Bemerkungen
B+B	Pyro Light 1310	380, 410, 430, 450, 480	440 – 500	24" / 22"	ja	380	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhen von 440 – 500 mm
	Pyro Light 1330	380, 410, 430, 450, 500	440 – 500	24" / 22"	ja	380	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhen von 440 – 500 mm
	Pyro light XL 1320	510, 560	440 – 500	24" / 22"	ja	510	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhen von 440 – 500 mm
	Pyro Light Optima 1331	370, 400, 430, 460, 490, 500	425 - 500	24" / 22"	ja	370	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhen von 425 – 500 mm
	Pyro Light Optima XL 1321	520, 550, 580* (Anbau Togo nicht möglich)	425 - 500	24" / 22"	ja	520	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhen von 425 – 500 mm Montagemöglichkeit Togo nur bis Sitzbreite 550 mm)
	Pyro Start 1350	370, 400, 430, 460, 490, 520	440 – 500	24" / 22"	ja	400	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhen von 425 – 500 mm
	Pyro Start Plus 1352	370, 400, 430, 460, 490, 520	440 – 500	24" / 22"	ja	370	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhen von 425 – 500 mm
	Pyro Start Plus SL 1360	430, 460, 490, 520	520 - 600	24"	ja	430	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhen von 520 – 600 mm
	S-Eco 2 1030	370, 400, 430, 460, 490, 520	440 – 500	24" / 22"	ja	400	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhen von 425 – 500 mm
	S-Eco 300 1031	370, 400, 430, 460, 490, 520	440 – 500	24" / 22"	ja	400	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhen von 425 – 500 mm
	S-Eco 300 XL 1036	520, 550, 580* (Anbau Togo nicht möglich)	440 – 500	24" / 22"	ja	520	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhen von 425 – 500 mm Montagemöglichkeit Togo nur bis Sitzbreite 550 mm)
	Protego 1531 / 1532 / 1533	390 - 415, 440 - 465, 490 - 515	430	24"	ja	390	Adaption geprüft bei Standardsitzhöhe von 430 mm mit Adapterplatte 8011127000



Adaptionstabelle und Konformitätserklärung
Schiebehilfe **Togo**
Artikelnummer: 8010000000
Modellnummer: 8011

					Adaption Togo		
Hersteller	Produkte	Sitzbreiten (in mm)	Sitzhöhe (in mm)	Radgröße (in Inch)	möglich	ab Sitzbreite (in mm)	B+B Bemerkungen

Bitte verwenden Sie zu Ihrer Unterstützung die B+B Togo Montageanleitung (Referenz-Montageprodukt B+B Leichtgewichtrollstuhl Pyro Light), welche Sie jederzeit von unserer B+B Homepage downloaden können

Probleme bei der Montage? Gerne übernehmen wir die Montagedienstleistung für Sie und erklären die Konformität

Karlsbad, den 20.07.2026, die Geschäftsleitung

Thomas Bischoff