

TECHNISCHE DATEN

- __ Sitzbreite: 430 mm
- __ Sitztiefe: 430 mm
- __ Sitzhöhe vorne: 520 mm***
- __ Gesamtbreite: 690 mm
- __ Gesamtlänge: 1090 mm**
- __ Gesamthöhe: 1040 mm
- __ Max. Nutzergewicht: 120 kg
- __ Leergewicht: 36 kg*
- __ Geschwindigkeit: 6 km/h
- __ Reichweite: ca. 15 km
- __ Max. Steigfähigkeit: 10° | 17,6 %
- __ Max. Hindernishöhe: 40 mm
- __ Wendebereich: 1120 mm
- __ Motor: 2 x 180 W, max. 4200 UPM
- __ Batterie: 24 V | 20 Ah
- __ Rahmenfarbe: weiß
- __ HMV Nr.: 18.46.06.0004

* inklusive Batterien ** mit Beinstützen *** ohne Sitzkissen

Bischoff & Bischoff GmbH
Im Stöckmädle 13
D-76307 Karlsbad
Tel.: +49 (0) 72 48 | 92 0 92
info@bischoff-bischoff.de

Bildquellen: Bischoff & Bischoff GmbH
Druckfehler, Produkt-, Farbänderungen und technische
Angaben sind vorbehalten. Die Farben der abgebildeten
Produkte können in der Realität leicht abweichen.
Stand: September 2026
© Bischoff & Bischoff GmbH

www.bischoff-bischoff.com

Fachhändler:




MIT
HMV
NR.

Der faltbare Elektro- rollstuhl



Enjoy mobility.



VIA

der faltbare Elektrorollstuhl

Der Via wird Ihnen neue Wege aufzeigen. Als faltbarer Elektrorollstuhl können Sie ihn zu Ihrem täglichen Begleiter werden lassen, wann immer Sie seine Unterstützung brauchen. In erster Linie ist er für Ihr Zuhause konzipiert.

Durch seine Kompaktheit ist der Via sehr wendig. So können Sie mit ihm gut um Möbel, Ecken und Kanten herumfahren. Dank seines integrierten Faltmechanismus ist der Via mühelos transportabel. Er ist im Handumdrehen faltbar und passt bequem in den Kofferraum eines Autos. Damit können Sie den Via überall dorthin mitnehmen, wo er Sie in Ihrer Mobilität unterstützen soll: ins Einkaufszentrum, zum Arztbesuch, zum Ausflug in den Park und zu Treffen mit Ihren Lieben. Dabei ist es besonders platzsparend und praktisch, dass der Via auch im zusammengefalteten Zustand sowohl einfach zu schieben ist, aber auch stabil stehenbleiben kann.

Der Via macht Ihren Alltag flexibler, er kann Sie aber auch in Ihren Urlaub begleiten. Denn als faltbarer Elektrorollstuhl weist er Ihnen auch bei Reisen mit Bus oder Bahn den Weg. Sogar auf holprigen Untergründen, wie etwa in gepflasterten Altstädten, sind Sie mit dem Via dank seiner größeren Reifen (12,5-Zoll-Luftbereifung) komfortabel unterwegs. Über Hindernisse bis zu vier Zentimetern rollt der Via mühelos hinweg. Der Via wird angetrieben von einer wartungsfreien Lithium-Ionen-Batterie, mit der Sie eine Reichweite von ca. 15 km haben und eine Geschwindigkeit von 6 km/h erreichen können.



GESCHWINDIGKEIT

6 km/h



REICHWEITE

ca. 15 km



STIEGUNG

10° | 17,6 %



MOTOR

2 x 180 W