



BESTELLFORMULAR

TRITON

Multifunktionsrollstuhl

Firma:

Basispreis: Triton ohne TBB

€ 2.598,-

Basispreis: Triton mit TBB

€ 2.868,-

Kommission:

HMV-Nr.: 18.50.02.7047 | Max. Belastbarkeit 125 kg

PHMV-Nr.: 50.45.07.2023

Datum:

▼ Bitte ankreuzen

Sitz	€
Sitzbreite in mm	
Variante I: 360 - 430	☐
Variante II: 430 - 500	
Sitzhöhe 415 mm mit Sitzkissen 520 mm	☒
Sitztiefe 420 - 480 mm	☒
Sitzwinkel 0 - 15°	☒
Abduktionspolster mit Halter	106,-
Sitzbezug Dartex, Dunkelgrau	☒
Rücken	
Komfortrücken anatomisch geformt mit Seitenhalt	☒
Rückenlehnenhöhe einstellbar	☒
Rückenlehnenwinkel -3° - +43°	☒
Seitenpelotten wegschwenkbar, abnehmbar	☒
Schieberohre höhenverstellbar 85 - 102 cm	☒
Kopfstütze 3-teilig einstellbar	☒
Rückenbezug Dartex, Dunkelgrau	☒
Kopfstützenverlängerung	75,50
Seitenteile	
Höhenverstellbar, abnehmbar, tiefeinstellbar, mit Armauflage	☒
Armauflage, Hemiplegiker links rechts Stück	341,70

▼ Bitte ankreuzen

Beinstützen	€
Beinstützen waagrecht verstellbar mit Längenausgleich	☒
Kniepelotten	☒
Wadenpolster	☒
Fußplatten winkelve stellbar	☒
Bereifung	
Hinterräder 24" x 1 3/8" PU inkl. Steckachse	☒
Vorderräder 7" PU	☒
Bremsen	
Feststellbremse Fahrerbedienung	☒
Zubehör	
Kippschutzrollen	100,10
Sicherheitsgurt	30,60
Therapietisch	
Sitzbreite (S) 370 - 430 Best. Nr. 9800006000	255,-
Sitzbreite (L) 430 - 490 Best. Nr. 9800007000	255,-
Sitzbreite (XL) 490 - 560 Best. Nr. 9800008000	285,-
Therapietisch Hemi Best. Nr. 9800002000	315,-
Passive Beleuchtung	☒
Rahmenfarbe	
Silber	☒

Die angegebenen Maße unterliegen herstellungsbedingten Toleranzen von +/- 10 mm

● Basisausstattung

○ wahlweise ohne Aufpreis