




| Pos. | Artikelnummer | Bezeichnung                               | Description                                |
|------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | 4037130000    | Handgriff rechts                          | Handgrip right                             |
| 2    | 4037131000    | Handgriff links                           | Handgrip left                              |
| 3    | 4037109000    | Auflageprofil Kreuzstrebe vorne           | Support profile crossbar front             |
| 4    | 4037110000    | Schieberohr rechts komplett               | Push handle right complete                 |
| 5    | 4037111000    | Schieberohr links komplett                | Push handle links complete                 |
| 6    | 4037112000    | Führungsprofil Schieberohr                | Guide profile pushing tube                 |
| 7    | 4037115000    | Rändelmutter mit Schraube komplett        | Knurled nut with screw complete            |
| 8    | 4037146000    | Tasche                                    | Bag/pocket                                 |
| 9    | 4037151000    | Rastmechanismus links, komplett           | Seat lock system left complete             |
| 10   | 4037152000    | Rastmechanismus rechts, komplett          | Seat lock system right complete            |
| 11   | 4037170000    | Kreuzstrebe komplett                      | Crossbar complete                          |
| 12   | 4037172000    | Faltsicherung rechts mit Reflektor rot    | Crossbar arrester right with reflector red |
| 13   | 4037173000    | Reflektor rot links                       | Reflector red right                        |
| 14   | 4037174000    | Taschenhalter mit Reflektor weiß          | Bag holder with reflector white            |
| 15   | 4037175000    | Kreuzstrebenhalter mit Schrauben komplett | Crossbar holder with screws complete       |
| 16   | 4037180000    | Ankipphilfe rechts                        | Anti-tipper right                          |
| 17   | 4037181000    | Ankipphilfe links                         | Anti-tipper left                           |
| 18   | 4037400000    | Vorderrad 8" EVA mit Radlager             | Front wheel 8" EVA with bearing            |
| 19   | 4037402000    | Achsschraube vorne komplett               | Front caster bolt complete                 |
| 20   | 4037403000    | Stockhalter komplett                      | Cane holder complete                       |
| 21   | 4037405000    | Vorderradgabel mit Lager und Bolzen       | Front fork with bearing and bolt           |
| 22   | 4037500000    | Hinterrad 7" EVA mit Radlager             | Rear wheel 7" EVA with bearing             |
| 23   | 4037501000    | Achsschraube hinten komplett              | Rear castor bolt complete                  |
| 24   | 4037624000    | Bremsgriff komplett mit Bremszug          | Brake grip complete with brake cable       |
| 25   | 4037625000    | Bremsschlitten hinten links komplett      | Rear brake bracket left complete           |
| 26   | 4037626000    | Bremsschlitten hinten rechts komplett     | Rear brake bracket rechts complete         |
| 27   | 4037903000    | Sitzbespannung komplett                   | Seat upholstery complete                   |
| 28   | 4037905000    | Kunststoffkeder für Sitzbespannung        | Plastic seat rail for seat upholstery      |
| 29   | 4038902000    | Rückengurt mit Schrauben komplett         | Backrest with screws complete              |

